



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор корешков нервов Love, байонетный

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор корешков нервов Love, байонетный

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор корешков нервов Love (штыковидный)	Размеры / Детали: общая длина 21 см, штыковидный стержень, чашеобразная лопатка · Количество: 1	\$29
Защитный чехол / Коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор корешков нервов Love — это специализированный микрохирургический инструмент для операций на позвоночнике, разработанный для безопасного и атравматичного смещения корешков нервов, при котором рука хирурга и рукоятка остаются за пределами оптической оси микроскопа. Штыковидная геометрия стержня смещает зону захвата ниже линии обзора, обеспечивая непрерывную визуализацию пространства межпозвонкового диска.

Данная конфигурация ретрактора Love общей длиной 21 см (\$29) оптимизирована для работы в сложных условиях хирургии позвоночника. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой хирургической стали, инструмент имеет штыковидный профиль, переходящий в гладкий полированный чашеобразный наконечник, предназначенный для надежного удержания корешка нерва без соскальзывания и тракционных повреждений. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает исключительную тактильную чувствительность и стабильный контроль при проведении деликатной секвестрэктомии и декомпрессии канала.

Благодаря антибликовому сатиновому покрытию, Retractor Maker производит ретрактор Love, способный выдерживать многократные циклы стерилизации, обеспечивая нейрохирургические и ортопедические центры по всему миру инструментом с высокой жесткостью конструкции, коррозионной стойкостью и

долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest