



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hajek Wangenhalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hajek Wangenhalter

SKU RM-HCR-175-1

\$24 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Hajek Wangenhalter	17.5 cm Gesamtlänge, atraumatisches Blatt, Komfortgriff — 1	\$24
Schutzhülle / Box	Einzelne Transportverpackung — 1	\$24

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hajek Wangenhalter ist ein unverzichtbares Instrument für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG), das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Wangen, Lippen und Mundschleimhaut bei dentalen, alveolaren und orthognathen Operationen entwickelt wurde. Dank seines atraumatischen Blattprofils schützt dieses Instrument das Weichgewebe vor chirurgischen Bohrern und rotierenden Instrumenten, während es eine weite Sicht auf die Bezahnung und den Kiefer ermöglicht.

Konzipiert für ein präzises Handling, weist diese Konfiguration des Hajek Wangenhalters eine Gesamtlänge von 17.5 cm (\$24) auf und minimiert durch sein geringes Gewicht von 0.080 kg die Ermüdung des Anwenders. Das Arbeitsende verfügt über ein glattes, atraumatisches Blattdesign, das den manuellen Gegenzug gleichmäßig auf das Bukkalgewebe verteilt und so lokalisierte Druckischämien oder Schleimhautrisse verhindert. Der ergonomische Komfortgriff bietet chirurgischen Assistenten eine stabile, rutschfeste Kontrolle bei lang andauernden oralchirurgischen Eingriffen.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Mattfinish, stellt Retractor Maker den Hajek Wangenhalter nach strengsten klinischen Standards her. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zahnkliniken sowie oral- und MKG-chirurgische Einrichtungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest