



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cushing Decompressions-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cushing Decompressions-Retraktor

SKU RM-CDR-215-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Cushing Decompressions-Retraktor	21.5 cm Länge, 13 × 19 mm fenstrierte Sattelvalva	\$59
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cushing Decompressions-Retraktor ist ein international anerkannter neurochirurgischer und spinaler Wundhaken, der speziell für eine präzise, druckarme Geweberetraktion und optimale Visualisierung in tiefen Operationskanälen entwickelt wurde. Dank der markanten hohlen Sattelhaken-Geometrie ermöglicht dieses Instrument Chirurgen, empfindliche Nervenwurzeln, Ränder des Thekalsacks und Duralgewebe zu mobilisieren und zu schützen, während eine offene Sichtlinie direkt durch die Valvenarchitektur erhalten bleibt.

Dieser Cushing Decompressions-Retraktor wurde zur Maximierung der chirurgischen Sichtverhältnisse bei komplexen Dekompressionen entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 21.5 cm (\$59), die tiefgehende spinale und schädelbasischirurgische Pathologien problemlos erreicht. Das Arbeitsende verfügt über eine 13 mm breite und 19 mm lange fenstrierte Valva, die das Gewebe sicher fixiert, während Licht und mikroskopische Sicht ungehindert passieren können. Der ergonomische Flachgriff bietet chirurgischen Assistenten eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung und eine präzise taktile Rückmeldung.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Cushing Decompressions-Retraktor nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für neurochirurgische und Wirbelsäulenzentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest