



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Espinal Taylor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Espinal Taylor

SKU RM-TSR-1

\$74 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) profundidad — Laminectomía posterior cervical y torácica, columna adolescente	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" o 4" profundidad — Laminectomía lumbar y discectomía estándar para adulto	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) de profundidad — Exposiciones para fusión lumbar profunda, columna bariátrica y sacra	RM-TSR-1-3	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Espinal Taylor es un clásico separador quirúrgico de columna diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento potente y antideslizante de los músculos paraespinales y el anclaje de la apófisis espinosa durante procedimientos espinales posteriores. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto que termina en una punta afilada, este instrumento se engancha directamente sobre la apófisis espinosa o se ancla en los márgenes óseos intervertebrales, manteniendo la musculatura paraespinal gruesa lateralmente alejada de la lámina.

Construida para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave manteniendo una alta resistencia a la corrosión, esta serie del Separador Espinal Taylor se ofrece en tres longitudes totales: 7 ¼ pulgadas (18.42 cm, \$74), 7 ½ pulgadas (19.05 cm, \$79) y 8 pulgadas (20.32 cm, \$89). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden elegir entre dos tamaños de hoja en ángulo recto: una profundidad de alcance de 3 pulgadas (7.62 cm) para corredores lumbares estándar o una

profundidad de alcance de 4 pulgadas (10.16 cm) para canales espinales profundos y pacientes musculosos. Su diseño de mango presenta una configuración de extremo único integrado en una estructura sólida en forma de L, construida para una colocación óptima de la palma, alto control de tracción y fijación de peso de toalla.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Espinal Taylor para soportar inmensas cargas de tracción manual, ofreciendo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave para centros de columna, salas de neurocirugía y quirófanos de ortopedia en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest