



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Beckman-Weitlaner 開創器（自動式）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beckman-Weitlaner 開創器（自動式）

SKU RM-BWSRR-1

\$149 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174

製品詳細

Beckman-Weitlaner 開創器は、脊椎外科、整形外科、および神経外科手術において、安定したハンズフリーの術野確保を目的として設計された重要な深部組織用開創器です。独立して可動する特殊なヒンジ付きブレードを備えたこの器具は、不規則な創傷輪郭にシームレスに適合し、助手の疲労を軽減するとともに、非対称な切開部においても安定した露出を維持します。

症例への適応性を考慮し、Beckman-Weitlaner 開創器は以下の6種類の標準全長で製造されています：14 cm (\$149)、16.5 cm (\$154)、21.5 cm (\$159)、24 cm (\$164)、30.5 cm (\$169)、31 cm (\$174)。外科医は、強固な筋膜保持のための鋭爪、または深部の血管や内臓構造を安全に保護するための鈍爪から、3×4または4×4の爪配列を選択しカスタマイズできます。一体型の指輪式ラチェット止金により、強い組織抵抗下でも目標とする張力を維持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質な医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は繰り返し行われる院内滅菌サイクルに耐えうる Beckman-Weitlaner 開創器を製造しています。手術チームに信頼性の高い保持安定性、スムーズな関節可動、および長期的な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest