



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Tuffier

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Tuffier

SKU RM-TRS-160-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Trilho Deslizante Horizontal	Trilho guia de barra paralela que fornece abertura estrutural sob compressão
2 (Par Fixo)	Valvas Laterais Largas Fixas	Painéis angulados de 45 mm x 45 mm com serrilhas internas para fixação óssea
1	Trava de Parafuso Manual	Engrenagem de travamento que fixa os parâmetros de abertura e reduz a fadiga manual
2	Braços de Extensão Ergonômicos	Hastes leves e aerodinâmicas projetadas com bordas lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Tuffier é um afastador cardiotorácico essencial, projetado especificamente para proporcionar a separação intercostal segura e gradual e a exposição da parede torácica durante toracotomias em adultos e procedimentos pulmonares. Projetado com uma estrutura de trilho deslizante horizontal robusta, este instrumento permite que os cirurgiões apliquem forças de distração mecânica contínua entre as costelas adjacentes, prevenindo fraturas costais enquanto mantém um corredor operatório desobstruído para o espaço pleural.

Construído de acordo com especificações clínicas, esta configuração do Afastador de Costelas Tuffier apresenta uma abertura de expansão horizontal total até um limite de 160 mm (\$299). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as dimensões das valvas laterais largas e fixas

medem 45 mm × 45 mm, otimizadas para exposições torácicas estáveis em adultos e serrilhadas internamente para proporcionar uma fixação positiva e antiderrapante contra as superfícies ósseas. Sua engrenagem de trava por parafuso manual fixa os parâmetros de abertura escolhidos rigidamente para reduzir a fadiga manual, enquanto os braços de extensão aerodinâmicos e leves apresentam bordas protetoras lisas para salvaguardar os tecidos moles circundantes.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Costelas Tuffier para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia torácica, centros cardiovasculares e centros cirúrgicos de trauma em todo o mundo uma rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)