



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal de Barsky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal de Barsky

SKU RM-BNR-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur nasal de Barsky	Longueur 3 ¾" (9.5 cm), lame 10 × 55 mm	\$64
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal de Barsky est un écarteur spécialisé pour la chirurgie plastique et reconstructrice, conçu pour assurer une rétraction douce des tissus sur une large surface lors des rhinoplasties et des réparations de fentes palatines. Conçu avec un profil de lame allongé, cet instrument répartit uniformément la pression de maintien sur la paroi nasale, évitant ainsi l'ischémie cutanée localisée et les déchirures muqueuses lors des dissections délicates.

Conçu pour les procédures faciales délicates, cette configuration de l'écarteur nasal de Barsky présente une longueur totale de 3 ¾ pouces (9.5 cm) avec une lame de 10 mm de large par 55 mm de long. Sa large surface permet aux équipes chirurgicales de soulever en toute sécurité le cartilage nasal latéral et la base alaire, offrant une vue claire des cartilages latéraux inférieurs et des voûtes vestibulaires sans obstruer les instruments chirurgicaux.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur nasal de Barsky selon des normes cliniques strictes, fournissant aux blocs opératoires de chirurgie plastique et ORL un instrument entièrement autoclavable et résistant à la corrosion, prêt pour une utilisation opératoire quotidienne.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest