



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Harrington Sweetheart

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Harrington Sweetheart

SKU RM-HSR-1

\$129 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Harrington Sweetheart es un retractor quirúrgico visceral de primer nivel diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento amplio y atraumático de órganos parenquimatosos y estructuras profundas de tejidos blandos. Famoso por su distintiva pala distal en forma de corazón (sweetheart), este instrumento distribuye la contratracción de manera uniforme sobre una amplia superficie, protegiendo órganos abdominales frágiles como el hígado, el bazo y los intestinos contra lesiones por compresión focal.

Diseñado para profundidades anatómicas y abordajes quirúrgicos variables, el Separador Harrington Sweetheart se ofrece en cinco dimensiones modulares: 4 × 12.8 cm (\$129), 6.5 × 12.8 cm (\$134), 6.5 × 14.6 cm (\$139), 9 × 25.5 cm (\$144), y una configuración de profundidad extra de 11.5 × 25.5 cm (\$149). Los cirujanos pueden elegir entre un vástago ergonómico curvo que se arquea alrededor de los márgenes de la herida o un perfil recto rígido, ambos integrándose a la perfección en marcos modulares montados en mesa o configuraciones manuales.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Harrington Sweetheart para resistir rigurosos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos quirúrgicos generales, urológicos y ginecológicos una durabilidad clínica prolongada y control táctil.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest