



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cobra Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cobra Retractor

SKU RM-COBR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standard Spitze — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Standard Spitze scharf — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Breites Modell — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Modifiziert Klein — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Doppelendig — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Tiefes Modell — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Modifiziert Groß — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cobra Retractor ist ein erstklassiges orthopädisches chirurgisches Instrument, das speziell für eine kraftvolle, stabile Knochenhebelwirkung und tiefe Weichteilretraktion bei totalen Hüftersatzoperationen und Beckenrekonstruktionen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ikonischen, gebogenen, kobraähnlich verbreiterten Blatt, das in einer konturierten Spitze ausläuft, hakt sich dieses Instrument sicher über den Pfannenrand oder den femoralen Kortex ein und verdrängt große Muskelmassen vom Gelenk.

Die Cobra Retractor-Serie ist für eine vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit in sieben spezialisierten Konfigurationen mit Längen von 11.75" bis 14.75" gefertigt: Standard-Spitze (12", \$79), Standard mit scharfer Spitze (12", \$84), Breit (11.75", \$89), Modifiziert Klein (12.5", \$94), Doppelendig (14", \$99), Tief (14.5", \$104) und Modifiziert Groß (14.75", \$109). Sein gebogener Schaft hält die Hände des Assistenten sicher aus dem

Operationsfeld fern, wodurch die direkte Sichtlinie während des Reibens der Pfanne und des Raspelns des Femurs erhalten bleibt.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer blendfreien, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker den Cobra Retractor so, dass er immensen mechanischen Hebelkräften ohne Verbiegen standhält und Chirurgen weltweit eine unnachgiebige klinische Haltbarkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest