



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Gifford-Jansen Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Gifford-Jansen Retractor

SKU RM-GJR-115-1

\$84 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3×3 Prongs Layout — Острые или тупые зубцы	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 зубцов — Острые или тупые кончики	RM-GJR-115-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Gifford-Jansen Retractor — это специализированный самодержащийся хирургический ранорасширитель, разработанный специально для точной и автономной ретракции мягких тканей и надкостницы в ограниченных операционных полях. Этот компактный ретрактор, применяемый преимущественно в отоларингологических, антральных и малых нейрохирургических доступах, удерживает края раны открытыми под механическим натяжением, исключая усталость ассистента при выполнении деликатного сверления кости.

Созданный для обеспечения оптимального рабочего пространства, данный Gifford-Jansen Retractor имеет фиксированную общую длину 11.5 см, что гарантирует высокую маневренность без загромождения операционного поля. Хирурги могут выбрать инструмент в двух вариантах исполнения зубцов: с раскладкой 3×3 (\$84) или расширенной 4×4 (\$89). Обе конфигурации доступны с острыми кончиками, предназначенными для надежной фиксации без соскальзывания в плотных фасциях, или с тупыми кончиками для минимизации травмирования деликатных слоев мягких тканей.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит Gifford-Jansen Retractor в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, плавную работу механического фиксатора и полную пригодность к автоклавированию для ЛОР-отделений и нейрохирургических

операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest