



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Pulmão/Músculo Semb

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Pulmão/Músculo Semb

SKU RM-SLMR-89-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
25.5 cm Modelo Anatômico — 25.5 cm com Cabo Anatômico	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm Modelo com Cabo Plano — 25.0 cm com Cabo Plano	RM-SLMR-89-1-2	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Pulmão/Músculo Semb é um afastador cirúrgico torácico de renome internacional, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro de tecidos de ampla superfície dos lobos pulmonares, musculatura da parede torácica e estruturas torácicas profundas durante procedimentos de tórax aberto. Projetado com uma lâmina anatomicamente curvada para baixo, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contra-tração sustentada em planos teciduais densos sem causar contusões pulmonares ou lacerações parenquimatosas.

Construído para oferecer durabilidade suprema e com garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos, esta série do Afastador de Pulmão/Músculo Semb oferece duas configurações estruturais primárias (\$89). A configuração de 25.5 cm de comprimento apresenta um cabo com empunhadura contornada especializada que proporciona aos assistentes uma alavancagem manual superior e é personalizável em três larguras de lâmina distintas: ½ polegada, ¾ polegada e 1 polegada de largura. A configuração alternativa de 25.0 cm de comprimento possui um cabo plano integrado combinado com uma lâmina multidimensional que mede ⅝ polegadas de largura x 1 ¼ polegadas de comprimento. Ambos os designs incorporam bordas de lâmina arredondadas e atraumáticas para salvaguardar a anatomia cardiopulmonar vital.

Produzido artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Pulmão/Músculo Semb para

suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às equipes de cirurgia cardiotorácica, vascular e de trauma em todo o mundo uma rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)