



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Czerny Retractor Double-Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Czerny Retractor Double-Ended

SKU RM-CRDE-CZ-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm Gesamtlänge, 38 × 22 mm Doppelend-Valven	\$44
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Czerny Retractor Double-Ended ist ein anpassungsfähiger, handgehaltener chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige Gewebedislokation in unterschiedlichen Tiefen bei abdominalen, pelvinen und allgemein chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seiner S-förmigen Doppelend-Architektur ermöglicht dieses Instrument chirurgischen Teams den reibungslosen Wechsel zwischen der Retraktion oberflächlicher Wundränder und dem Halten tieferer Faszien, ohne das Instrument während der laufenden Dissektion wechseln zu müssen.

Diese Konfiguration des Czerny Retractor Double-Ended wurde für maximale klinische Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 17.5 cm (\$44) gepaart mit 38 mm × 22 mm großen Valven. Sein doppelendiges Design umfasst zwei unterschiedliche Blattgeometrien, um verschiedene Gewebestärken und lokalisierte Tiefenanforderungen nahtlos zu bewältigen. Die leicht gewölbte Valve mit Lippe an einem Ende hakt sicher hinter Muskelschichten ein, während die gegenüberliegende rechtwinklige, flache Valve saubere Sichtränder über kutanen und subkutanen Ebenen aufrechterhält.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Czerny Retractor Double-Ended so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Operationssälen weltweit eine hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und eine zuverlässige klinische Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest