



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Markham-Meyerding para Hemilaminectomia

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Markham-Meyerding para Hemilaminectomia

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — lâmina 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Médio — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Grande — lâmina de 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Markham-Meyerding para Hemilaminectomia é um afastador cirúrgico espinhal especializado, projetado especificamente para estabelecer e manter uma janela operatória unilateral estável durante a hemilaminectomia lombar posterior e a discectomia. Projetado com uma estrutura de trabalho assimétrica, este afastador ancora-se contra o processo espinhoso enquanto retrai simultaneamente a musculatura paraespinhal pesada lateralmente ao corredor laminar.

Construído conforme especificações clínicas, este Afastador Markham-Meyerding para Hemilaminectomia mantém um comprimento total fixo de 17 cm (\$124), oferecendo dois layouts anatômicos espelhados selecionáveis no menu de configuração. A Opção 1 apresenta uma lâmina de 63.5 mm de comprimento x 25 mm de largura no lado esquerdo com um gancho único no lado direito, enquanto a Opção 2 inverte para lâmina no lado direito e gancho no esquerdo. Sua trava de cremalheira mecânica de múltiplas posições sustenta a contração contínua automaticamente, eliminando a fadiga manual do assistente durante a descompressão profunda do canal.

Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Markham-Meyerding para Hemilaminectomia para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros de coluna, unidades neurocirúrgicas e de trauma ortopédico em todo o mundo rigidez estrutural, alta resistência à

corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest