



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores de Browne Deltoide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores de Browne Deltoide

SKU RM-BDR-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores de Browne Deltoide são instrumentos ortopédicos especializados para ombro, projetados especificamente para proporcionar um afastamento amplo e antiderrapante do músculo deltoide durante procedimentos reconstrutivos abertos de ombro. Projetados com uma lâmina anatomicamente curva e expansiva que se ajusta suavemente sob os retalhos musculares, esses afastadores distribuem a contra-tração uniformemente para proteger as fibras do músculo deltoide e o nervo axilar de compressões focais.

Construída para suportar alavancagem articular pesada, a série de Afastadores de Browne Deltoide está disponível em três comprimentos totais selecionáveis: 10 ¾" (\$109), 11 ½" (\$114) e 12 ¼" (\$119). Os cirurgiões podem configurar a extremidade de trabalho em quatro diâmetros de lâmina padronizados: 40 mm, 45 mm, 50 mm e 57 mm, garantindo o afastamento preciso do tecido tanto para pacientes magros quanto para musculosos. Seu cabo ergonômico fornece ao assistente cirúrgico uma alavancagem mecânica superior, mantendo as mãos bem afastadas da instrumentação de fresagem e fixação de placas.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Afastadores de Browne Deltoide para resistir ao torque ortopédico pesado e aos ciclos repetitivos de autoclavagem hospitalar, proporcionando durabilidade clínica inabalável às equipes de reconstrução de ombro e medicina esportiva.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)