



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sculpo Endoskopik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sculpo Endoskopik Ekartör

SKU RM-SER-180-1

\$229 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sculpo Endoskopik Ekartör	180 x 25 mm kanat, kilitli musluk, altın kaplama sap
1	Skop Kanalı Kilitleme Vidası	5 mm veya 10 mm endoskoplari güvenli bir şekilde entegre eder
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sculpo Endoskopik Ekartör, endoskopik plastik cerrahi sırasında geniş optik cep elevasyonu ve stabil skop hizalaması sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, birinci sınıf bir uzman estetik cerrahi ekartördür. Subkutan kutanöz flepleri desteklemek için tasarlanan bu alet, endoskopik kamerayı sabitlerken rijit bir optik boşluk oluşturarak plastik cerrahların tam görsel kontrol ile subgaleal ve subfasyal diseksiyonlar gerçekleştirmesine olanak tanır.

Yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanma ile üretim hatalarına karşı ömür boyu garanti sunan bu Sculpo Endoskopik Ekartör konfigürasyonu, 180 mm uzunluk x 25 mm genişlik (\$229) kanat boyutlarına sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, 10 mm veya 5 mm optik sistemi sorunsuz bir şekilde hizalamak ve sabitlemek için yerleşik bir kilitleme musluğu mekanizmasına sahip entegre teleskop desteği içerir. Sap tertibatı, tek uçlu kanat gövdesini, sabit ve yorulmadan manuel kaldıraç sağlayan özel bir altın kaplama kavrama çerçevesiyle birleştirir.

Kanat kısmında yansıma önleyici saten mat kaplama ve kaymaz altın işlemeli sap ile dövülen Retractor Maker, Sculpo Endoskopik Ekartör'ü katı klinik toleranslara göre üreterek dünya çapındaki kozmetik, plastik ve endoskopik cerrahi merkezleri için olağanüstü mekanik stabilite, optik netlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest