



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Haight Rib Spreader (ヘイト開胸器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Haight Rib Spreader（ヘイト 開胸器）

SKU RM-HRS-329-1

\$329 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	水平トラック拡張ビーム	開胸術中の手動拡張をサポートするスライドシャーシ
2（固定ペア）	固定式アングルブレード	窓付きの30 mm × 30 mm骨保持用側方プレート
1	ターニングスレッドスクリューロック	選択した牽引レベルで安定した保持を保証する機械的クランプ
2	人間工学に基づいた牽引アーム	完全に滑らかな外縁を持つ軽量ハンドルプロファイル
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Haight Rib Spreaderは、成人の開胸術および肺切除術において、安全かつ段階的な肋間分離と胸壁の術野確保を行うために特別に設計された不可欠な心臓胸部外科用開胸器です。堅牢な水平拡張トラックビームを備えたこの器具により、胸部外科医は隣接する肋骨に安定した機械的拡張力を加えることができ、肋骨骨折を防ぎながら胸膜腔への妨げのない術野を維持します。

臨床仕様に基づいて構築されたこのHaight Rib Spreaderコンプリートセット（\$329）は、最大120 mmの水平拡張範囲まで手動で構造的拡張をサポートするヘビーデューティな水平トラック拡張ビームを備えています。最高級の術中グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされた30 mm × 30 mmの固定式アングル側方ブレードは、滑ることなく成人の皮質骨にしっかりと固定されるよう、戦略的に配置された円形の窓（フェネストレーション）を備えています。ターニングスレッドスクリューロック式の機械的保持クランプは、選択した牽引レベルで安定した保持を保証し、滑らかな外縁で作成された人間工学に基づいたリトラクターアームは軟部組織の損傷を防ぎます。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のHaight Rib Spreaderは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の胸部外科、心臓外科、および外傷外科センターに、卓越した構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest