



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur FK Retractor (Feyh- Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de base FK-WO TORS avec adaptateur	Ensemble du cadre structurel principal
1	Adaptateur pour cadre de base FK-WO TORS	Adaptateur de connexion pour le montage
1	Adaptateur pour pince à tumeur ou tube d'aspiration	Adaptateur de montage pour instruments auxiliaires
1	Clip de lumière	Connexion latérale pour câble
2	Écarteurs de joues	Profil incurvé
1	Tube d'aspiration pour fumées	4.0 × 170 mm
10 pcs	Protection dentaire	Sans latex, non autoclavable
1	Valve mandibulaire	11 cm
1	Valve laryngée	17 cm, concave
1	Valve linguale	Incurvée
1	Valve linguale	Incurvée, ouverte côté droit
1	Valve linguale	Incurvée, ouverte côté gauche
1	Valve TORS selon Weinstein-O'Malley	Profil TORS standard

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Petite valve TORS, gauche	Configuration compacte côté gauche
2	Petite valve TORS, droite	Configuration compacte côté droit
1	Boîte de stérilisation	Plateau préformé pour ensemble FK-WO TORS

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) est une plateforme opératoire transorale reconnue internationalement, conçue pour offrir une visualisation et un accès chirurgical optimaux à la base de la langue, à l'hypopharynx, à la supraglotte et au larynx. Optimisé pour la chirurgie robotique transorale (TORS) ainsi que pour la micromicrochirurgie laser endolaryngée, ce système établit un corridor visuel large et rigide qui accueille les bras robotiques et la visualisation microscopique sans obstruction tissulaire.

Conçu autour du cadre de base FK-WO TORS, cet ensemble complet FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) comprend des adaptateurs de montage spécialisés pour pinces de préhension ou tubes d'aspiration, des clips pour câbles de lumière, des écarteurs de joues incurvés, un tube d'aspiration des fumées dédié de 4.0 × 170 mm et 10 protections dentaires sans latex. L'ensemble de valves offre une flexibilité clinique inégalée, intégrant une valve mandibulaire de 11 cm, une valve laryngée concave de 17 cm, des valves linguales incurvées standard et à bord ouvert, ainsi que des valves bilatérales Weinstein-O'Malley TORS.

Livré dans une boîte de stérilisation robuste thermoformée, Retractor Maker fabrique le FK Retractor (Feyh-Kastenbauer) à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) biocompatible de haute qualité et d'alliages spécialisés, offrant une stabilité fiable et une ergonomie axée sur le chirurgien aux services d'oto-rhino-laryngologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest