



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Image-Line ACF Retractor mit
Distraktions-Schnellverschluss-Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Image-Line ACF Retractor mit Di straktions-Schn ellverschluss-Se t

SKU RM-ILACF-QR-1

\$4,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Tiefenlehre	Farbcodiert
2	Federbelasteter Griff	Schnellverschluss-Mechanismus
1	Längsrahmen	Schnellverschluss Standard
1	Längsrahmen (Panther-beschichtet)	Reflexionsarme Oberfläche
1	Querrahmen	Schnellverschluss Standard
1	Querrahmen (Panther Keramik)	Nicht-reflektierende Keramikbeschichtung
2	Valve, stumpf	30 mm, silber
2	Valve, stumpf	35 mm, blau
2	Valve, stumpf	40 mm, rot
2	Valve, stumpf	45 mm, grün
2	Valve, stumpf	50 mm, violett
2	Valve, stumpf	55 mm, schwarz
2	Valve, stumpf	60 mm, gold
2	Valve, stumpf	65 mm, marineblau

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Valve, stumpf	70 mm, hellgrün
2	Valve, stumpf	75 mm, orange
1	Valve, kurz gezahnt	30 mm, silber
1	Valve, kurz gezahnt	35 mm, blau
1	Valve, kurz gezahnt	40 mm, rot
1	Valve, kurz gezahnt	45 mm, grün
1	Valve, kurz gezahnt	50 mm, violett
1	Valve, kurz gezahnt	55 mm, schwarz
1	Valve, kurz gezahnt	60 mm, gold
1	Valve, kurz gezahnt	65 mm, marineblau
1	Valve, lang gezahnt	30 mm, silber
1	Valve, lang gezahnt	35 mm, blau
1	Valve, lang gezahnt	40 mm, rot
1	Valve, lang gezahnt	45 mm, grün
1	Valve, lang gezahnt	50 mm, violett
1	Valve, lang gezahnt	55 mm, schwarz
1	Valve, lang gezahnt	60 mm, gold
1	Valve, lang gezahnt	65 mm, marineblau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 35 mm, blau
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 40 mm, rot
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 45 mm, grün
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 50 mm, violett
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 55 mm, schwarz
2	Mikro-Valve, stumpf	14 × 60 mm, gold
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 35 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 40 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 45 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 50 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 55 mm
2	Mikro-Valve, kurz gezahnt	14 × 60 mm
1	CVB Spiralbohrer	8 mm Tiefe, 5¾" Länge
1	CVB Distraktor-Bohrführung, links	Standard
1	CVB Distraktor-Bohrführung, rechts	Standard
1	Wirbelkörper-Distraktor, links	100 mm Zahnstange
1	Wirbelkörper-Distraktor, rechts	100 mm Zahnstange
2	CVB Schraubendreher, Silikongriff	Standard
1	Multilevel-Distraktor, links	120 mm Zahnstange, 90 mm Verlängerung
1	Multilevel-Distraktor, rechts	120 mm Zahnstange, 90 mm Verlängerung
1	Knochenspanhalter	8 × 15 mm Spitze, 210 mm Länge
1	Knochenspan-Impaktor	3 mm
1	Knochenspan-Impaktor	5 mm
1	Knochenspan-Impaktor	8 mm
1	Graft-Cutter	Einstellbare Tiefe 8.75", 7 mm Breite
1	ACF Messschieber	9"
1	Sterilisationscontainer	Hochleistungs-Organisationsbox

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Image-Line ACF Retractor mit Distraktions-Schnellverschluss-Set ist eine hochentwickelte Wirbelsäulen-Instrumentenplattform, die darauf ausgelegt ist, den zervikalen Zugang, die Zwischenwirbel-Distraktion und das Einsetzen von Knochentransplantaten bei anterioren zervikalen Fusionen (ACDF) zu optimieren. Durch die Integration spezieller mechanischer Schnellverschluss-Arretierungen und federbelasteter Griffe ermöglicht dieses System OP-Personal und Chirurgen den sofortigen Austausch von Valven und die Anpassung der Spannung, ohne das sterile Feld zu beeinträchtigen.

Das System wurde für anspruchsvolle Rekonstruktionen der Halswirbelsäule entwickelt und umfasst vier separate Rahmen – darunter Standard- sowie blendfreie Panther-beschichtete/Keramik-Längs- und Querrahmen. Das Set enthält eine farbcodierte Tiefenlehre, 56 Retraktor-Valven (stumpf, kurze Zähne, lange Zähne und

Mikro-Profile), linke und rechte 100 mm und 120 mm Zahnstangen-Distraktoren, ein CVB-Bohr-/Schraubersystem, einen Knochenspanhalter, drei Impaktoren (3 mm, 5 mm, 8 mm), einen verstellbaren Graft-Cutter und einen 9-Zoll-Messschieber.

Hergestellt aus chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), hochbeständigen Panther-Keramikbeschichtungen und autoklavierbarem Silikon, liefert Retractor Maker das Image-Line ACF Retractor mit Distraktions-Schnellverschluss-Set unsteril und voll autoklavierbar in einem speziellen Hochleistungs-Sterilisationscontainer für maximale Langlebigkeit im OP und chirurgische Präzision.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest