



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman

SKU RM-SSER-108-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman	Longueur totale 10.8 cm, griffes pointues 3×3, verrouillage à crémaillère	\$99
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman est un écarteur otologique et microchirurgical spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une séparation fiable et autonome des berges de la plaie dans les voies microchirurgicales superficielles et détaillées. Doté d'un châssis à anneaux décalé à profil bas, cet instrument maintient les incisions endaurale et du méat acoustique externe ouvertes sous une tension mécanique calibrée, éliminant la fatigue de l'assistant tout en préservant une ligne de mire dégagée sous microscope opératoire.

Conçu pour offrir une résistance exceptionnelle à la corrosion et bénéficiant d'une garantie à vie contre les défauts de fabrication, cette configuration de l'Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman présente une longueur totale de 10.8 cm (\$99). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la disposition des griffes comprend un réseau asymétrique de 3×3 dents pointues. Le profil d'interaction tissulaire est méticuleusement calibré pour que les griffes pointues s'ancrent solidement dans les marges de la micro-incision afin de fournir une traction mécanique maximale avec un risque minimal de glissement sur les bords cartilagineux. Sa crémaillère mécanique multi-positions maintient automatiquement une tension d'écartement continue.

Livré comme dispositif non stérile et restérilisable avec une finition satinée mate anti-reflets, Retractor Maker produit l'Écarteur Endaural Auto-Statique de Snitman pour résister à des traitements fréquents à haute température, offrant aux blocs d'oto-rhino-laryngologie, aux centres de reconstruction de l'oreille moyenne et aux salles de microchirurgie du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la

corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest