



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Martin Arm Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Martin Arm Retractor

SKU RM-MAR-1

\$799 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	カプラー	手術台のサイドレールにしっかりと固定し、L字型バーを所定の位置で保持・ロックします。
1	L字型バー	カプラーに挿入し、主要な垂直および水平方向の構造的支柱として機能します。
1	多関節アーム	L字型バーに連結し、術野上でレトラクター器具の多軸移動と固定ポジショニングを可能にします。

製品詳細

Martin Arm Retractorは、手術助手の負担を軽減し、器具の微細な手振れを排除するために不可欠なテーブルマウント式保持装置です。手術台の標準的なサイドレールに直接固定することで、重量のある組織レトラクター、内視鏡、カメラヘッドなどを確実に保持する信頼性の高いプラットフォームを提供します。

自由度の高い多平面ポジショニングを実現するため、ユニバーサルレールカプラー、堅牢なL字型サポートバー、高度な摩擦調整式多関節アームを組み込んでいます。360度の回転柔軟性を持つ複数の可動関節により、術者はブレードや内視鏡を任意の正確な角度に配置し、人間工学に基づいた中央締付ハンドルで確実にロックできます。

Retractor MakerのMartin Arm Retractorは、非磁性の医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、術野の眩しさを抑えるサテン仕上げを施しています。未滅菌の状態で保護収納ケースに収めて供給され、世界中の医療施設に長期間の臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest