



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

MIS Sinir Kökü Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



MIS Sinir Kökü Ekartörü

SKU RM-MIS-NRR-17-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
4.7 mm Geniş Bıçak	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Geniş Blade	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

MIS Sinir Kökü Ekartörü, minimal invaziv tübüler portallar aracılığıyla sinir kökü ve tekal kesenin güvenli, atravmatik yer değişimini sağlamak için özel olarak tasarlanmış spinal mikrocerrahi aletidir. Ultra ince şaftı ve açılı distal ucu ile cerrahların hassas nöral dokuları, mikroskop ışığını veya cerrahi aletleri engellemeden dar çalışma koridorlarında manipüle etmesine olanak tanır.

Kısıtlı spinal yollar için geliştirilen bu MIS Sinir Kökü Ekartörü, tübüler dilatör sistemlerine rahatça oturan 17 cm'lik yekpare bir boyuna profile sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, iki farklı uç genişliği seçeneği sunar: Dar mikro-koridorlar ve çıkan sinir kökü izolasyonu için 4.7 mm (\$84) genişliğinde uç ve geniş transvers sinir kökü ile tekal kese koruması için 7.3 mm (\$89) genişliğinde uç. Pürüzsüz ve yuvarlatılmış uç kenarları, lokalize traksiyon nöropraksisini veya dural yırtılmaları önler.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, MIS Sinir Kökü Ekartörünü tekrarlanan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmiştir; dünya çapındaki nöroşirürji ve ortopedik omurga merkezlerine yüksek yapısal rijidite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest