



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Pilar Anterior Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Pilar Anterior Mollison

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Pilar Anterior Mollison	22 cm de longitud total, hojas delgadas dobles de 10 mm, mango en ángulo	\$44
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Pilar Anterior Mollison es un retractor quirúrgico de otorrinolaringología esencial, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático del arco palatogloso y del pilar amigdalino anterior durante amigdalectomías y procedimientos orales. Diseñado con una configuración de trabajo en ángulo, este separador permite a los cirujanos otorrinolaringólogos desplazar los márgenes mucosos de forma limpia, estableciendo un corredor visual libre hacia el lecho amigdalino para la disección y la hemostasia.

Construido para maximizar la precisión y reducir la fatiga manual del usuario, esta configuración del Separador de Pilar Anterior Mollison presenta una longitud total de la herramienta de 22 cm (\$44). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora un parámetro de ancho de hoja de dos hojas delgadas de 10 mm contorneadas con márgenes atraumáticos redondeados para evitar desgarros en la mucosa. El conjunto del mango central ligero y angulado proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca manual constante y sin fatiga durante casos quirúrgicos prolongados.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Pilar Anterior Mollison para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los quirófanos de otorrinolaringología, clínicas quirúrgicas ambulatorias y centros de cirugía oral de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total fiabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest