



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Назальный ретрактор Converse, 10 cm

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Назальный ретрактор Converse, 10 cm

SKU RM-CNR-10CM-1

\$14 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назальный ретрактор Converse, 10 cm — это прецизионный инструмент для ринопластики, разработанный специально для бережной, атравматичной ретракции мягких тканей во время деликатных эстетических и реконструктивных операций на носу. Благодаря укороченной общей длине 10 cm, этот инструмент обеспечивает высокую мобильность и тонкую тактильную обратную связь, позволяя хирургу легко маневрировать в ограниченном интраназальном рабочем пространстве.

Для соответствия различным анатомическим особенностям серия назальных ретракторов Converse, 10 cm предлагается с лопатками четырех размеров: 10 mm × 16 mm (\$14), 12 mm × 30 mm (\$19), 12 mm × 40 mm (\$24) и 12 mm × 50 mm (\$29). Конструкция гладко изогнутой лопатки удобно адаптируется под каждый лоскут носа и латеральные хрящи, обеспечивая стабильную экспозицию при минимальном риске повреждения слизистой или переломов хряща. Сбалансированная плоская рукоятка гарантирует удобный ручной контроль без утомления рук ассистента.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, назальный ретрактор Converse, 10 cm от Retractor Maker производится со строгим соблюдением клинических допусков. Это гарантирует исключительную

долговечность, высокую коррозионную стойкость и полную совместимость с автоклавированием для клиник пластической хирургии и ЛОР-отделений по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest