



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bellucci Endaural Ekartörler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bellucci Endaural Ekartörler

SKU RM-BER-1

\$174 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Tam Kanatlı 2 Künt Dişli	RM-BER-1-1	\$174
Tam Kanatlı 2 Keskin Dişli	RM-BER-1-2	\$174

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bellucci Endaural Ekartörler, endaural yaklaşımlar sırasında dış kulak yolu ve orta kulak yapılarının net ve eller serbest şekilde gözlemlenmesini sağlamak için özel olarak geliştirilmiş hassas otolojik cerrahi aletlerdir. Aşırı kavisli distal mimarisi sayesinde yumuşak dokuyu, hassas mikro aletleri veya cerrahi mikroskop ışığını engellemeden kenara çeker.

Hassas mikrocerrahi prosedürler için üretilen bu Bellucci Endaural Ekartörler modeli, hassas manuel kontrol sağlayan 4 ¼-inch (10.8 cm) uzunluğunda bir gövdeye sahiptir. Enstrüman iki özel kanat konfigürasyonunda mevcuttur: nazik doku mobilizasyonu için 2 künt dişli solid kanat veya güvenli periosteal tutunma için 2 keskin dişli solid kanat. Tüm kanat kenarları, lokalize doku travmasını güvenilir şekilde önlemek amacıyla pürüzsüz ve yuvarlatılmış olarak işlenmiştir.

Yansıma yapmayan saten mat finişli birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Bellucci Endaural Ekartörleri sıkı klinik toleranslara göre üreterek dünya çapındaki KBB üniteleri için sorunsuz mekanik kilitlenme, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest