



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Cobra Alargados

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Cobra Alargados

SKU RM-FCR-15-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Voltado para a Esquerda — Dente Único, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Voltado para a Esquerda — Dente Duplo, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Face Direita — Ponta Única, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Face Direita — Ponta Dupla, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Cobra Alargados são instrumentos cirúrgicos ortopédicos especializados, projetados especificamente para fornecer uma poderosa alavancagem óssea e retração expansiva de tecidos moles durante a artroplastia total do quadril, primária e de revisão. Projetados com uma cabeça de lâmina alargada expansiva que se curva suavemente para trás, esses afastadores permitem que as equipes cirúrgicas desloquem grandes massas musculares glúteas e da coxa para fora do corredor articular sem causar contusões musculares.

Construída para folga pélvica e articular profunda, esta série de Afastadores Cobra Alargados apresenta um comprimento total unificado de 15 polegadas (38 cm) que mantém as mãos do assistente seguras fora do corredor cirúrgico. Os cirurgiões podem personalizar o instrumento em variações direcionais — orientação voltada para a Esquerda ou orientação voltada para a Direita — combinadas com perfis de configuração de ponta selecionáveis, incluindo Dente Único para compra óssea focada ou Dente Duplo para estabilidade equilibrada de dois pontos ao longo da borda acetabular.

Forjados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco sem reflexos, a Retractor Maker fabrica os Afastadores Cobra Alargados para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de reconstrução articular e trauma ortopédico em todo o mundo uma durabilidade e desempenho clínico inabaláveis.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest