



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Converse

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Converse

SKU RM-CNR-45-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Sin Fibra Óptica	RM-CNR-45-1-1	\$69
Con Fibra Óptica	RM-CNR-45-1-2	\$209

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador nasal Converse es un instrumento estándar en rinoplastia, diseñado específicamente para proporcionar una elevación estable y atraumática de la cubierta cutánea nasal, la bóveda cartilaginosa y el periostio dorsal. Diseñado con un ángulo descendente óptimo, este instrumento permite a los cirujanos mantener un acceso operatorio despejado al dorso óseo y cartilaginoso, protegiendo al mismo tiempo el colgajo cutáneo suprayacente de hematomas focales.

Construido para adaptarse al procedimiento, este modelo de separador nasal Converse presenta una longitud total de 4 ½ pulgadas (11.4 cm) junto con un perfil de hoja cónica de 11.0 mm de ancho por 44.0 mm de largo. El instrumento está disponible en dos opciones funcionales: un modelo estándar no iluminado (\$69) y una configuración premium iluminada (\$209) que incorpora un haz de fibra óptica integrado que proyecta una iluminación brillante y sin sombras directamente en la cavidad quirúrgica profunda. El haz de luz incluye un conector universal compatible con fuentes de luz estándar de quirófano (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador nasal Converse para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros quirúrgicos de otorrinolaringología y plástica una claridad óptica excepcional, resistencia a la corrosión y longevidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest