



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Rapprocheur de côtes Bailey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rapprocheur de côtes Bailey

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Bailey Rib Contractor	Longueur totale 20 cm, compresseur mécanique à griffes	\$159
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$159

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rapprocheur de côtes Bailey (également connu sous le nom d'approximateur de côtes Bailey-Gibbon) est un instrument de chirurgie thoracique spécialisé conçu pour rapprocher les côtes adjacentes après une thoracotomie. En ramenant les côtes écartées sous une compression mécanique contrôlée, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de poser et de serrer des sutures péri-costales sans tension ni risque de fracture osseuse.

Conçu pour une prise anatomique robuste, ce modèle de rapprocheur de côtes Bailey présente une longueur totale de 20 cm, offrant une portée adéquate sur les sites de fermeture de thoracotomie. Les extrémités actives intègrent des pointes incurvées en forme de griffes puissantes, spécifiquement profilées pour s'appuyer solidement sur les bords supérieurs et inférieurs des segments costaux adjacents sans glisser. Son mécanisme de compression à vis moletée permet au chirurgien d'ajuster avec précision la force de compression, maintenant la paroi thoracique en réduction anatomique pendant la fermeture.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique le rapprocheur de côtes Bailey pour résister à des couples de compression élevés et à des cycles de stérilisation à la vapeur répétés, offrant ainsi aux équipes de cardiothoracique et de traumatologie une fiabilité clinique durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest