



製品パンフレット

Czerny Retractor Double-Ended (チエルニー開創器 双頭)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Czerny Retractor Double-Ended (チェルニー開創器 双頭)

SKU RM-CRDE-CZ-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Czerny Retractor Double-Ended	全長17.5 cm、38 × 22 mm 双頭ブレード	\$44
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$44

製品詳細

Czerny Retractor Double-Endedは、腹部、骨盤、および一般外科手術において、信頼性の高い多層的な組織変位を提供するために特別に設計された、適応性の高い手持ち式開創器です。S字型の双頭構造を採用しているため、手術チームは能動的な剥離中に器具を持ち替えることなく、浅層の創縁牽引と深層の筋膜保持をスムーズに移行できます。

臨床的な汎用性を最大限に高めるよう設計されたこのCzerny Retractor Double-Endedは、全長17.5 cmで、38 mm × 22 mmのブレードを備えています。双頭設計には2つの異なるブレード形状が組み込まれており、異なる組織の厚さや局所的な深さの要件にシームレスに対応します。一方の端にある緩やかに湾曲したリップエンドブレードは筋肉層の背後にしっかりと引っ掛かり、反対側の直角フラットブレードは皮膚および皮下組織層においてクリアな術野を維持します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のCzerny Retractor Double-Endedは、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の手術室に高い耐食性、強固な構造的剛性、そして信頼できる臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest