



RETRACTOR MAKER

KATALOG 2026

RETRAKTOR BEDAH · SISTEM · BILAH · KOMPONEN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Produsen Retraktor — oleh Retractor Maker

TENTANG KAMI

Produsen Langsung Retraktor Bedah

Retractor Maker adalah produsen langsung retraktor bedah yang berbasis di Sialkot, Pakistan. Kami membuat sistem retraktor, bilah, dan komponen untuk delapan spesialisasi bedah.

Awal Mula Retractor Maker

Retractor Maker dimulai pada tahun 2023, tetapi pengalaman kami dengan instrumen bedah sudah jauh lebih lama.

Saya Saad Shahid, dan saya masih bekerja dengan ayah saya di Hospitech Traders, bisnis instrumen bedah keluarga kami. Ayah saya memulai Hospitech Traders pada tahun 1989, dan kami telah memproduksi serta memasok instrumen bedah selama bertahun-tahun.

Ide untuk Retractor Maker datang dari salah satu pelanggan kami. Suatu hari, seorang pelanggan meminta kami untuk retraktor bedah abdomen. Saat itu, kami belum memproduksi retraktor, jadi saya mulai mencari produk yang tersedia dari perusahaan lain.

Apa yang saya temukan mengejutkan saya. Beberapa sistem retraktor lengkap dijual sekitar \$60.000 hingga \$65.000. Saya merasa harga ini terlalu mahal, terutama karena saya tahu kami sudah memiliki mesin, pekerja, dan pengalaman manufaktur yang dibutuhkan untuk memproduksi instrumen bedah sendiri.

Jadi saya berpikir: Mengapa kita tidak membuat retraktor sendiri dan menawarkannya dengan harga yang jauh lebih terjangkau? Itulah alasan saya memulai Retractor Maker.

APA YANG KAMI LAKUKAN HARI INI

Kami Mulai Membuatnya Sendiri

Daripada membeli retraktor dari perusahaan lain dan menjualnya kembali, saya memutuskan untuk memproduksi di bengkel kami sendiri. Kami sudah memiliki mesin dan pengaturan manufaktur melalui pengalaman kami dengan instrumen bedah. Kami menggunakan sumber daya tersebut untuk mengembangkan dan memproduksi sistem retraktor kami sendiri.

Saat ini, kami menyediakan banyak sistem retraktor kami dengan harga hingga 90% lebih rendah daripada sistem serupa dari merek-merek besar. Tujuan kami bukan hanya untuk membuat retraktor. Tujuannya adalah untuk membuatnya lebih terjangkau dan dapat diakses oleh rumah sakit, ahli bedah, dan organisasi medis di seluruh dunia.

Masih Bagian dari Bisnis Manufaktur Keluarga Kami

Retractor Maker tumbuh dari pengalaman yang sudah kami miliki dalam manufaktur instrumen bedah. Saya masih aktif terlibat dengan Hospitech Traders, bekerja bersama ayah saya, sambil juga menjalankan Retractor Maker sebagai bisnis khusus yang berfokus pada retraktor bedah.

Spesialisasi Bedah

Bedah umum · Urologi · Bedah kardiovaskular · THT · Bedah plastik · Bedah ortopedi dan tulang belakang · Bedah saraf · Obstetri dan ginekologi.

Kami bekerja secara langsung dengan rumah sakit, distributor medis, ahli bedah, dan organisasi layanan kesehatan di seluruh dunia. Kami juga mengerjakan konfigurasi spesifik dan persyaratan khusus ketika produk standar tidak memenuhi kebutuhan pelanggan.

Tujuan Kami

Memproduksi retraktor sendiri dan menyediakannya dengan harga yang bisa hingga 90% lebih rendah dari sistem serupa dari merek-merek besar, sehingga lebih banyak rumah sakit dapat membeli peralatan yang mereka butuhkan.

KATEGORI PRODUK

Diurutkan berdasarkan jumlah produk di setiap kategori

Retraktor Ortopedi & Tulang Belakang

124 produk

HALAMAN 5-52



Retraktor Bedah Umum

118 produk

HALAMAN 53-95



Retraktor THT

109 produk

HALAMAN 96-132



Retraktor Bedah Plastik

61 produk

HALAMAN 133-154



Retraktor Kardiovaskular

45 produk


HALAMAN 155-171



Retraktor Obstetri & Ginekologi

26 produk


HALAMAN 172-181



Retraktor Bedah Saraf

20 produk


HALAMAN 182-189



Retraktor Urologi

4 produk

HALAMAN 190-191





Retraktor Asetabular Bercabang Dua Sempit

SKU **RM-ARNDP-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Sempit — bilah 32 mm	RM-ARNDP-1-1	\$99
Standar — bilah 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99



Retraktor Kondilus Femur Anterior

SKU **RM-AFCR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kondilus Femur Anterior	Panjang 5" (12.7 cm), bilah bergerigi berfenestrasi berukuran 45 mm	\$99
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$99



Retraktor Leher Femur Anterior dan Tepi Anteromedial

SKU **RM-AFNAR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Leher Femur Anterior dan Tepi Anteromedial	Panjang 15" (37.46 cm), bilah melengkung, gagang heksagonal	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Tepi Asetabulum Anterolateral

SKU **RM-AAARR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Tepi Asetabulum Anterolateral	Panjang 10" (25.4 cm), bilah dengan lebar 18 mm x kedalaman 3.25"	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Patela AORI

SKU **RM-APR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5" (12.7 cm), ujung kerja 10 mm	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), ujung kerja 10 mm	RM-APR-1-2	\$79



Retraktor Panggul APC

SKU **RM-APCHR-1**

HARGA **\$49 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Cabang Tunggal	10" (25.4 cm) — cengkeraman tulang yang terarah pada tepi asetabulum
1	Cabang Ganda	10" (25.4 cm) — penyisihan jaringan lunak dan kapsul yang seimbang pada dua titik
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor B-Z

SKU **RM-BZR-1**

HARGA **\$339 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kedalaman 7.5 cm (45° atau 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
Kedalaman 10 cm (45° atau 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



Retraktor B-Z Weitlaner

SKU **RM-BZWR-1**

HARGA **\$339 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor B-Z Weitlaner	Panjang keseluruhan 28 cm, gigi tumpul 4x4 berkedalaman 83 mm, bersudut 90°	\$339
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$339



Retraktor Biseps Distal Beard dengan Pengunci Mandiri

SKU **RM-BDBSRR-1**

HARGA **\$299 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Retraktor Hohmann Lebar Beard untuk Radius Distal

SKU **RM-BDRWHR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Hohmann Lebar Beard untuk Radius Distal	Panjang keseluruhan 5,37" (13.63 cm), bilah Hohmann lebar	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Penahan Mandiri Beckman-Weitlaner

SKU **RM-BWSRR-1**

HARGA **\$149 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Retraktor Pengunci Mandiri Beckmann Adson

SKU **RM-BASRR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Profil Batang 25 mm	RM-BASRR-1-1	\$49
Profil Batang 44 mm	RM-BASRR-1-2	\$59



Retraktor Tibia Bennett

SKU **RM-BTR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — bilah 45 mm	RM-BTR-1-1	\$79
Besar — bilah 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89



Retraktor Hohmann Bengkok

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89






Sistem Retraktor Servikal Black Belt

SKU **RM-BBCRS-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Retraktor (Kanan)	Konfigurasi rangka sisi kanan
1	Rangka Retraktor (Kiri)	Konfigurasi rangka sisi kiri
1	Rangka Retraktor (Offset)	Konfigurasi rangka offset
2	Klem Pemasangan Bilah	Komponen untuk memasukkan dan memasang bilah
14	Bilah Bercakar	Pilihan bilah bercakar 34 mm - 70 mm dalam berbagai ukuran
14	Bilah Tumpul	Pilihan bilah tumpul 34 mm - 70 mm dalam berbagai ukuran
12	Bilah Bercakar Dua Tingkat	Pilihan bilah bercakar dua tingkat 40 mm - 55 mm
6	Bilah Tumpul Dua Tingkat	Pilihan bilah tumpul dua tingkat 40 mm - 55 mm
1	Wadah Sterilisasi	Wadah untuk penataan, penyimpanan, dan pemrosesan ulang



Retraktor Lutut Blount

SKU **RM-BKR-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
6 3/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Retraktor Deltoid Browne

SKU **RM-BDR-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



Retraktor C

SKU **RM-CR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Retraktor Akar Saraf Campbell

SKU **RM-CNRR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Akar Saraf Campbell	Panjang 8 ¾" (22.2 cm), bilah selebar 10-10.5 mm	\$69
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$69



Retraktor Kapsul

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Cabang Tunggal (Tajam)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Cabang Ganda (Tajam atau Tumpul)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Tiga Cabang	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Retraktor Terowongan Karpal dengan Penahan Mandiri

SKU **RM-CTSRR-1**

HARGA **\$144 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Terowongan Karpal dengan Penahan Mandiri	Panjang 4 ¼" (10.79 cm), kait tumpul, pengunci ratchet	\$144
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$144



Retraktor Servikal Caspar dengan Ratchet

SKU **RM-CCRWR-1**

HARGA **\$289 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Sistem Retraktor Mikrodisektomi Lumbal Caspar

SKU **RM-CLMRS-1**

HARGA **\$799 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Bilah Lateral	40 mm
1	Bilah Lateral	45 mm
1	Bilah Lateral	50 mm
1	Bilah Lateral	55 mm
1	Bilah Lateral	60 mm
1	Bilah Lateral	65 mm
1	Bilah Lateral	75 mm
1	Spekulum	40 mm
1	Spekulum	45 mm
1	Spekulum	50 mm
1	Spekulum	55 mm
1	Spekulum	60 mm
1	Spekulum	65 mm
1	Spekulum	75 mm
1	Forsep Pelepas Bilah	Forsep penggantian bilah dengan mekanisme lepas cepat
1	Rangka Retraktor Mikrodisektomi Caspar	Rangka kontraretraksi
1	Kotak Sterilisasi	Wadah aluminium dengan baki penataan




Retraktor Akar Saraf Caspar

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah 4 mm	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
Bilah 6 mm	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
Bilah 8 mm	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
Bilah 10 mm	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99





Retraktor Caspar

SKU **RM-CR-21-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Caspar	Panjang 21 cm, bilah 17.0 x 67.0 mm, gagang cincin jari	\$64
Sarung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$64



Retraktor Penahan Mandiri Caspar

SKU **RM-CSRR-SET-1**

HARGA **\$649 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Sasis Rangka Gunting Berengsel Ganda	Rangka berprofil rendah dan berartikulasi dengan ratchet serta pengunci sekrup
1	Kunci Penyetel Manual	Kunci penyetel terkalibrasi untuk pengaturan tegangan mikro
1 Set	Bilah Lateral Bercabang Semi-Tajam	Kedalaman 38 mm (tersedia dalam pilihan 2-cabang, 3-cabang, atau 4-cabang)
1 Set	Bilah Kait Organ Dalam Datar Memanjang	Modul bilah atraumatik yang halus dengan kedalaman 38 mm
1	Kotak Pelindung untuk Penyimpanan / Pengangkutan	Kotak pengangkutan dengan kompartemen yang disesuaikan khusus



Retraktor Servikal Casper

SKU **RM-CCR-115-1**

HARGA **\$199 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Rangka Retraktor Servikal Casper	Rangka 11.5 cm, desain transversal dengan 4 lengan berengsel, lebar bukaan 85 mm	\$199
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$199



Rangka Retraktor Servikal

SKU **RM-CRF-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Lengan Kaku 16.5 cm	RM-CRF-1-1	\$109
Lengan Berengsel 25.5 cm	RM-CRF-1-2	\$119



Retraktor Jaringan Servikal

SKU **RM-CTR-13-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan Servikal	Panjang keseluruhan 13 cm, ujung kait tumpul 1x1	\$79
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Chandler

SKU **RM-CHR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil (bilah daun 16.0 mm)	RM-CHR-1-1	\$69
Sedang (bilah daun 20.0 mm)	RM-CHR-1-2	\$74
Besar (bilah daun 25.0 mm)	RM-CHR-1-3	\$79



Retraktor Insisi Awal Charnley

SKU **RM-CIIR-399-1**

HARGA **\$399 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Forsep Berbentuk Lingkar dengan Mekanisme Penahan Mandiri	Rangka berbentuk lingkaran dengan tepi yang halus
1	Bilah Pendek dengan 4 Gigi Tumpul Melengkung ke Luar	Ujung kerja 25 mm x 32 mm
1	Bilah Panjang dengan 4 Gigi Tumpul Melengkung ke Luar	Ujung kerja 25 mm x 38 mm
1	Kait Traksi yang Dapat Dilepas	Pengait melengkung untuk mencengkeram jaringan
1	Rantai Logam Penghubung Traksi	Untaian penghubung mekanis
1	Rakitan Beban Gantung Gravitasi	Beban untuk menghasilkan tarikan berkelanjutan
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Servikal/Lamina Cloward

SKU **RM-CCLR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Rahang Bergerigi Silang	RM-CCLR-1-1	\$99
Rahang Bergigi	RM-CCLR-1-2	\$99



Retraktor Bilah Tipe Cloward

SKU **RM-CSBR-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
13 x 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 x 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 x 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 x 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Retraktor Servikal Model Cloward

SKU **RM-CSCR-17-1**

HARGA **\$75 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Rangka Retraktor Servikal Model Cloward	Panjang keseluruhan 17 cm, lengan berengsel, pengunci ratchet	\$75
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$75



Retraktor Cobra

SKU **RM-COBR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ujung Standar — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Ujung Tajam Standar — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Model Lebar — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Modifikasi Kecil — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Berujung Ganda — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Model Dalam — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Modifikasi Besar — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Retraktor Cobra dengan Penopang Tangan

SKU **RM-CRHR-1**

HARGA **\$169 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Cobra dengan Penopang Tangan	Panjang 10.22", bilah 32 mm, penopang tangan terintegrasi	\$169
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$169



Retraktor Femur Model Kobra

SKU **RM-CSFR-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Femur Model Kobra	Panjang 11.75" (29.84 cm), bilah melengkung menyerupai kobra, ujung kait besar	\$84
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$84



Retraktor Ligamen Kolateral

SKU **RM-CLR-1**

HARGA **\$104 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Ligamen Kolateral	Panjang keseluruhan 8" (20.3 cm), profil bilah 5 mm & 11 mm	\$104
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$104



Retraktor Jaringan Lunak Kolateral

SKU **RM-CSTR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan Lunak Kolateral	Panjang 9 1/2", bilah 45 mm, ujung melengkung 2 cabang selebar 11 mm	\$69
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$69



Retraktor Lutut Cekung

SKU **RM-CKR-1**

HARGA **\$105 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Standar	RM-CKR-1-1	\$105
Bilah Panjang Sempit	RM-CKR-1-2	\$105



Retraktor Akar Saraf D'Errico

SKU **RM-DNRR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
22.8 cm (sekitar 9.0") — Lebar 7.0 mm x panjang 11.0 mm — Dissektomi lumbal standar dan mobilisasi akar saraf	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (sekitar 11.0") — Lebar 7.0 mm x panjang 11.0 mm — Koridor operasi yang dalam dan akses tulang belakang lumbal pada pasien bariatik	RM-DNRR-1-2	\$54



Retraktor Gelpi Dalam

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

HARGA **\$68 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
3 1/2" - 4 1/2" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Siku-Siku — Bedah minor superfisial serta pemaparan area operasi pada bedah tangan dan pediatrik	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Siku-Siku — Akses kedalaman sedang pada jaringan lunak, bedah plastik, dan area servikal	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Siku-Siku — Laminektomi tulang belakang lumbal standar dan retraksi sendi	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — Tajam, Tumpul, Tajam Bersudut, 90°, Siku-Siku — Akses rongga dalam pada bedah panggul, bariatik, dan fusi tulang belakang multitingkat	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Retraktor Gelpi Penahan Mandiri untuk Rongga Dalam

SKU **RM-DGSRR-1**

HARGA **\$129 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
7 ½" (sekitar 19.0 cm) — Rangka bersudut, kait tajam melengkung ke luar — Laminektomi tulang belakang lumbal standar dan eksposur sendi	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (sekitar 26.7 cm) — Rangka bersudut yang diperpanjang, kait tajam melengkung ke luar — Prosedur panggul dalam, bariatrik, dan fusi tulang belakang multilevel	RM-DGSRR-1-2	\$139



Retraktor Kepala Humerus Dingo Modifikasi

SKU **RM-DMHHR-1**

HARGA **\$134 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kepala Humerus Dingo Modifikasi	Panjang 10" (25.5 cm), ujung melengkung bergerigi	\$134
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$134



Retraktor Broaching Anterior Akses Langsung

SKU **RM-DAABR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Orientasi Kiri — 9" (22.86 cm), bilah 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientasi Kanan — 9" (22.86 cm), bilah 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99



Retraktor Takik Interkondilar Engh

SKU **RM-EINR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Takik Interkondilar Engh	Panjang 8 1/8" (206.4 mm), ujung 2.25"	\$79
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Feler-Ducker

SKU **RM-FDR-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Opsi A — Kiri 54x25 mm / Kanan 76x38 mm	RM-FDR-1-1	\$109
Opsi B — Kiri 76x38 mm / Kanan 54x25 mm	RM-FDR-1-2	\$109



Retraktor Kalkar Femur

SKU **RM-FCR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kalkar Femur	Lebar ujung 25 mm, kedalaman 5.08 cm (2"), gagang cincin	\$44
Selongsong / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor Femoral/Gluteus Medius Minimus

SKU **RM-FGR-1175-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Femoral/Gluteus Medius Minimus	Panjang 11.75" (29.85 cm), bilah selebar 20 mm	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor Cobra Berbilah Melebar

SKU **RM-FCR-15-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Menghadap Kiri — Gigi Tunggal, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
Menghadap Kiri — Gigi Ganda, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
Menghadap Kanan — Gigi Tunggal, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
Menghadap Kanan — Gigi Ganda, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



Retraktor Lengan Bawah dengan Bilah Putar

SKU **RM-FSBR-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Lengan Bawah dengan Bilah Putar	Bilah 5.12" (13.00 cm), gagang cincin jari, mekanisme ratchet — 1	\$74
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual — 1	\$74



Retraktor Model Fukuda Kujat

SKU **RM-FKSR-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Model Fukuda Kujat	Panjang keseluruhan 9" (22.86 cm), bilah lebar bergerigi, gagang batang T — 1	\$94
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$94



Retraktor Tipe Fukuda

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm atau 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm atau 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm atau 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Retraktor Gelpi Lengan Silang - Sudut Dalam

SKU **RM-GCRDA-1**

HARGA **\$124 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah 3 1/2 in (9 cm)	RM-GCRDA-1-1	\$94
Bilah 5 1/2 in (14 cm)	RM-GCRDA-1-2	\$104
Bilah 6 1/2 in (16.5 cm)	RM-GCRDA-1-3	\$114
Bilah 7 1/2 in (19 cm)	RM-GCRDA-1-4	\$119
Bilah 8 in (20.3 cm) — Standar	RM-GCRDA-1-5	\$124



Retraktor Glenoid Kondilus

SKU **RM-GCR-7-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Glenoid Kondilus	Panjang keseluruhan 7" (17.8 cm), bilah pengait berkontur — 1	\$44
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual — 1	\$44




Retraktor Glenoid

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

HARGA **\$88 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ¾" - 9" — Menghadap kiri	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — Menghadap kanan	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — Menghadap kiri	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — Menghadap kanan	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — Menghadap kiri	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — Menghadap kanan	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103



Retraktor Trokanter Mayor

SKU **RM-GTR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Trokanter Mayor	Panjang 14.875" (37.8 cm), bilah dengan lebar 25 mm x kedalaman 1.5" — 1	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$49




Retraktor Pengunci Otomatis Harvey Jackson

SKU **RM-HJSRR-1**

HARGA **\$229 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pengunci Otomatis Harvey Jackson	Panjang keseluruhan 28 cm, rahang 45 x 32 mm, gigi tajam 3x3 — 1	\$229
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$229



Retraktor Akar Saraf Hess

SKU **RM-HNRR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10.0 cm — bilah 3.0 mm — 4.0 mm — Standar	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — bilah 5.0 mm — 7.0 mm — Standar	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Retraktor Hibbs

SKU **RM-HBR-24-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
panjang 51 mm x lebar 19 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
panjang 76 mm x lebar 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
panjang 82 mm x lebar 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
panjang 101 mm x lebar 25 mm — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Retraktor Hohmann Posterior Inferior

SKU **RM-HPIR-11-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Gagang Kiri dengan Tekukan #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
Gagang Kanan Sedang dengan Tekukan #7 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Retraktor Hohmann

SKU **RM-HR-12IN-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Lebar 15 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
Bilah Lebar 17 mm — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Retraktor Hohmann dengan Gagang Bengkok Ekstra Panjang

SKU **RM-HRBELH-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
9 3/4" (24.76 cm) — Gagang bengkok ekstra panjang	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Gagang bengkok ekstra panjang	RM-HRBELH-1-2	\$79



Retraktor Hohmann Siku-Siku

SKU **RM-HRRA-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Panjang Keseluruhan 9 ½" — Panjang 24.13 cm, gagang 7", tekukan siku-siku 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
Panjang Keseluruhan 9 ¾" — Panjang 24.76 cm, gagang 7", tekukan siku-siku 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79



Retraktor Hohmann Ujung Membulat

SKU **RM-HRRE-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ½" (21.91 cm) — Bilah bulat 19 mm	RM-HRRE-1-1	\$74
9 ¾" (24.76 cm) — Bilah bulat 19 mm	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — Bilah bulat 19 mm	RM-HRRE-1-3	\$84
11 ½" (29.21 cm) — Bilah bulat 19 mm	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — Bilah bulat 19 mm	RM-HRRE-1-5	\$94
12 ½" (30.80 cm) — Bilah bulat 19 mm	RM-HRRE-1-6	\$99



Retraktor Hohmann Ujung Persegi

SKU **RM-HRSE-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ½" (21.59 cm) — Bilah melengkung dengan ujung distal persegi	RM-HRSE-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Bilah melengkung dengan ujung distal persegi	RM-HRSE-1-2	\$79



Retraktor Hohmann Bersudut

SKU **RM-HRA-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Panjang Keseluruhan 6 ½" — Panjang 16.51 cm, ujung bersudut 4 mm	RM-HRA-1-1	\$69
Panjang Keseluruhan 11" — Panjang 27.94 cm, gagang 7", tekukan bersudut 17 mm	RM-HRA-1-2	\$79



Retraktor Hohmann Bilah Persegi

SKU **RM-HRSB-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ½" (21.59 cm) — Profil bilah persegi, gagang ekstra panjang	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Profil bilah persegi, gagang ekstra panjang	RM-HRSB-1-2	\$79



Retraktor Holscher

SKU **RM-HLSR-1**

HARGA **\$43 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Lebar 7 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
Lebar 9 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
Lebar 13 mm — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Retraktor Akar Saraf Holsher

SKU **RM-HNRR-235-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Akar Saraf Holsher	Panjang keseluruhan 23.5 cm, bilah lebar dan tumpul yang melandai ke bawah	\$44
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor Kepala Humerus

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ¾" (22.23 cm) — Batang melengkung, bilah cincin bersudut	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — Batang melengkung, bilah cincin bersudut	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — Batang melengkung, bilah cincin bersudut	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — Batang melengkung, bilah cincin bersudut	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Set Klasik Retraktor Image-Line ACF dengan Distraksi

SKU RM-ILACF-1

HARGA **\$4,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Pengukur Kedalaman	Berkode warna
2	Gagang Pengunci Putar	Pegangan Silikon
1	Rangka Longitudinal	Standar
1	Rangka Transversal	Standar
2	Bilah Tumpul	30 mm, perak
2	Bilah Tumpul	35 mm, biru
2	Bilah Tumpul	40 mm, merah
2	Bilah Tumpul	55 mm, hitam
2	Bilah Tumpul	60 mm, emas
2	Bilah Tumpul	65 mm, biru tua
2	Bilah Tumpul	70 mm, hijau muda
2	Bilah Tumpul	75 mm, oranye
1	Bilah Bergigi Pendek	30 mm, perak
1	Bilah Bergigi Pendek	35 mm, biru
1	Bilah Bergigi Pendek	40 mm, merah
1	Bilah Bergigi Pendek	45 mm, hijau
1	Bilah Bergigi Pendek	50 mm, ungu
1	Bilah Bergigi Pendek	55 mm, hitam
1	Bilah Bergigi Pendek	60 mm, emas
1	Bilah Bergigi Pendek	65 mm, biru tua
1	Bilah Bergigi Panjang	30 mm, perak
1	Bilah Bergigi Panjang	35 mm, biru
1	Bilah Bergigi Panjang	40 mm, merah
1	Bilah Bergigi Panjang	45 mm, hijau
1	Bilah Bergigi Panjang	50 mm, ungu
1	Bilah Bergigi Panjang	55 mm, hitam
1	Bilah Bergigi Panjang	60 mm, emas
1	Bilah Bergigi Panjang	65 mm, biru tua
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 35 mm, biru
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 40 mm, merah
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 45 mm, hijau
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 50 mm, ungu
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 55 mm, hitam
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 60 mm, emas
2	Bilah Mikro, Bergigi Pendek	14 x 35 mm
2	Bilah Mikro, Bergigi Pendek	14 x 40 mm
2	Bilah Mikro, Bergigi Pendek	14 x 45 mm
2	Bilah Mikro, Bergigi Pendek	14 x 50 mm
2	Bilah Mikro, Bergigi Pendek	14 x 55 mm
2	Bilah Mikro, Bergigi Pendek	14 x 60 mm
2	Mata Bor Spiral CVB	Kedalaman 8 mm, panjang 5¼"
1	Pemandu Bor Distraktor CVB	Kiri
1	Pemandu Bor Distraktor CVB	Kanan
1	Distraktor Korpus Vertebra	Kiri, batang bergigi 100 mm
1	Distraktor Korpus Vertebra	Kanan, batang bergigi 100 mm
2	Obeng CVB	Gagang Silikon
1	Distraktor Multilevel	Kiri, batang bergigi 120 mm, ekstensi 90 mm
1	Distraktor Multilevel	Kanan, batang bergigi 120 mm, ekstensi 90 mm
1	Pemegang Cangkuk Tulang	Ujung 8 x 15 mm, panjang 210 mm
1	Impaktor Cangkuk Tulang	3 mm
1	Impaktor Cangkuk Tulang	5 mm
1	Impaktor Cangkuk Tulang	8 mm
1	Pemotong Cangkuk	Kedalaman dapat disesuaikan 8.75", lebar 7 mm
1	Kaliper ACF	9"
1	Kotak Sterilisasi	Wadah dengan Dudukan Sesuai Bentuk Instrumen





Retraktor Neuroma Johnson

SKU **RM-JNR-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Rangka Retraktor Bahu Kolbel

SKU **RM-KSRF-23-1**

HARGA **\$159 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — bilah 36 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-1	\$159
Sedang — bilah 53 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-2	\$169
Besar — bilah 68 mm x 36 mm	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Retraktor Jaringan Lunak Kolbel

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

HARGA **\$119 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan Lunak Kolbel	Dimensi / Detail: Panjang keseluruhan 8" (20.32 cm), bilah melengkung dengan gigi tumpul · Jumlah yang Disertakan: 1	\$119
Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$119



Retraktor Bantalan Lemak Lateral

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Bantalan Lemak Lateral	Dimensi / Detail: Panjang keseluruhan 10" (25.4 cm), bilah melengkung yang dipoles selebar 41 mm · Jumlah yang Disertakan: 1	\$84
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$84



Retraktor Jaringan Lunak Lateral

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
9.75 in — bilah 20 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — bilah 22 mm	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Retraktor Lumbal Anterior Lobster

SKU **RM-LALR-1**

HARGA **\$3,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
6	Klem Retraktor Lobster	—
1	Klem Meja Lobster dengan Tiang Vertikal & Penghubung Rangka	—
1	Rangka Lobster	—
2	Retraktor Putar Mayo Lobster, Baja Tahan Karat	2¾" x 2"
1	Retraktor Putar Mayo Lobster, Baja Tahan Karat	3½" x 2"
1	Retraktor Putar Deaver Lobster, Baja Tahan Karat	2¾" x 4½"
1	Retraktor Putar Harrington Lobster, Baja Tahan Karat	2" x 5"
1	Retraktor Putar Lentur Lobster, Baja Tahan Karat	2" x 6½"
1	Retraktor Putar Lentur Lobster, Baja Tahan Karat	3" x 6½"
1	Retraktor Putar Berbentuk Pagar Lobster, Baja Tahan Karat	4" x 6"
2	Retraktor Ginjal Putar Lobster, Baja Tahan Karat	1" x 4"
2	Retraktor Ginjal Putar Lobster, Baja Tahan Karat	1" x 6"
2	Retraktor Ginjal Putar Lobster, Baja Tahan Karat	1" x 8"
1	Retraktor Splanknik Putar Lobster, Baja Tahan Karat	1½" x 6"
1	Retraktor Splanknik Putar Lobster, Baja Tahan Karat	2" x 4½"
1	Retraktor Splanknik Putar Lobster, Baja Tahan Karat	2" x 6"
1	Retraktor Splanknik Putar Lobster, Baja Tahan Karat	2" x 8"
1	Kotak Sterilisasi	—



Retraktor Akar Saraf Love

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

HARGA **\$24 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Profil Lurus	Pilihan Panjang: 17.5 cm atau 21.5 cm · Fungsi Klinis Utama: Akses interlaminar langsung secara linear dan mobilisasi akar saraf yang keluar · Harga (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Profil Bersudut 45 Derajat	Pilihan Panjang: 17.5 cm atau 21.5 cm · Fungsi Klinis Utama: Dekompresi resesus lateral dan perlindungan akar saraf subartikular · Harga (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Profil Bersudut 90 Derajat	Pilihan Panjang: 17.5 cm atau 21.5 cm · Fungsi Klinis Utama: Eksplorasi foraminal yang dalam dan penahanan kantong dura ke arah medial · Harga (USD): \$24.00 / \$29.00
1	Selubung / Kotak Pelindung	Pilihan Panjang: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk





Retraktor Akar Saraf Love, Bayonet

SKU **RM-LNRR-BAY-21-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Akar Saraf Love (Bayonet)	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 21 cm, batang bayonet, bilah cekung untuk saraf · Jumlah yang Disertakan: 1	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$29



Retraktor Kaki dan Pergelangan Kaki Berprofil Rendah

SKU **RM-LPFAR-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Retraktor Hemilaminektomi Markham-Meyerding

SKU **RM-MMHR-17-1**

HARGA **\$124 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — bilah 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Sedang — bilah 50 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Besar — bilah 60 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-3	\$124



Rangka Retraktor Kaku untuk Mikrodisektomi Tipe McCulloch

SKU **RM-MMRRF-14-1**

HARGA **\$384 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Rangka Retraktor Kaku untuk Mikrodisektomi Tipe McCulloch	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 14 cm, kerangka kaku tanpa engsel, penggerak roda gigi · Jumlah yang Disertakan: 1	\$384
Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$384



Retraktor Akar Saraf Tipe McCulloch

SKU **RM-MNRR-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Retraktor Reparasi Meniskus

SKU **RM-MRR-5IN-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Reparasi Meniskus	Dimensi / Detail: Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), bilah pengarah melengkung yang dipoles · Jumlah yang Disertakan: 1	\$59
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$59



Retraktor Meyerding

SKU **RM-MDR-18-1**

HARGA **\$99 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Ujung Kerja Tumpul	Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinis Utama: Menyisihkan otot paraspinal secara atraumatik dan menahan jaringan lunak · Harga (USD): \$99.00
1	Ujung Kerja Tajam	Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinis Utama: Mencengkeram dengan kuat pada fascia fibrosa padat dan insersi tendon · Harga (USD): \$99.00
1	Ujung Kerja Bergigi	Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinis Utama: Bertumpu pada tulang di lamina dan tepi faset tanpa mudah bergeser · Harga (USD): \$99.00
1	Ujung Kerja Berbentuk Pelana	Panjang Keseluruhan: 18 cm · Fungsi Klinis Utama: Menyangga berkas otot sesuai konturnya dan menyediakan akses untuk dekompresi tulang belakang · Harga (USD): \$99.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Panjang Keseluruhan: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Meyerding dengan Pengunci Ratchet

SKU **RM-MRWR-18-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
32 mm × Lebar 25 mm	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × Lebar 25 mm	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × Lebar 25 mm	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × Lebar 25 mm	RM-MRWR-18-1-4	\$99



Retraktor Lutut Invasif Minimal

SKU **RM-MIKR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Panjang Keseluruhan 19 cm	RM-MIKR-1-1	\$79
Panjang Keseluruhan 20 cm	RM-MIKR-1-2	\$84
Panjang Keseluruhan 22 cm	RM-MIKR-1-3	\$89



Retraktor Akar Saraf MIS

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Selebar 4.7 mm	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
Bilah Selebar 7.3 mm	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Retraktor Tipe Fukuda Modifikasi

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Tipe Fukuda Modifikasi	Retraktor ortopedi genggam untuk pengungkitan humerus, dengan bilah cincin berfenestrasi	\$89
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$89



Retraktor Patela

SKU **RM-PTR-9IN-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Patela	Panjang 9" (22.86 cm), bantalan 22 mm, bilah 16 mm, ujung kait	\$84
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$84



Retraktor PCL

SKU **RM-PCLR-25-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor PCL	Panjang keseluruhan 25 cm (10"), ujung 21 mm, susunan gigi 4 mm	\$99
Selongsong / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$99



RETRACTOR AMPUTASI PERCY

SKU **RM-PAR-1**

HARGA **\$399 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Retraktor Perkins Penahan Mandiri

SKU **RM-PSRR-99-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Pola Kait Solid Standar — 13 cm, Kiri atau Kanan	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 Kait & Bilah Runcing — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 Kait & Bilah Runcing — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 Kait & Bilah Runcing — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 Kait & Bilah Runcing — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
Bilah Lengkung Berfenestrasi — 13 cm, Kiri atau Kanan	RM-PSRR-99-1-6	\$99
Bilah Solid dengan Paku — 12.7 cm, Kiri atau Kanan	RM-PSRR-99-1-7	\$99



Sistem Akses Bedah Lumbal Anterior Phantom AL

SKU **RM-PAL-1**

HARGA **\$3,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
4	Bilah 25 × 60 mm	Bilah retractor untuk kedalaman dangkal
4	Bilah 25 × 80 mm	Bilah retractor untuk kedalaman agak dangkal
4	Bilah 25 × 100 mm	Bilah retractor untuk kedalaman menengah
4	Bilah 25 × 120 mm	Bilah retractor untuk kedalaman standar
4	Bilah 25 × 140 mm	Bilah retractor dengan jangkauan kedalaman tambahan
4	Bilah 25 × 160 mm	Bilah retractor untuk koridor bedah yang dalam
4	Bilah 25 × 180 mm	Bilah retractor untuk koridor bedah yang sangat dalam
4	Bilah 25 × 200 mm	Bilah retractor dengan jangkauan maksimum
1	Cincin Retraktor	Kerangka utama melingkar berdiameter 300 mm untuk retractor
2	Batang Ekstensi	Memperpanjang atau mengatur posisi rakitan rangka retractor
6	Klem Cincin	Mengencangkanudukan dan komponen pada cincin retractor
6	Dudukan Bilah Berporos	Menyediakan pemasangan bilah yang dapat disetel pada cincin
1	Kunci Heksagonal	Kunci manual 225 mm untuk penyetelan dan perakitan rangka
2	Lengan dengan Dudukan Cincin	Menopang dan menghubungkan cincin retractor ke dudukan meja
2	Klem Meja yang Dapat Diputar	Menambatkan struktur penopang pada rel samping meja operasi
1	Alat Pemutar Heksagonal	Alat pemutar khusus untuk penyetelan sistem
1	Kotak Sterilisasi	Wadah penyimpanan aluminium berlubang untuk pemrosesan ulang





Sistem Akses Bedah Lumbal Phantom ML MIS

SKU **RM-PML-1**

HARGA **\$3,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Kait Lurus 40 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Kait Lurus 50 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Kait Lurus 60 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Kait Lurus 70 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Kait Lurus 80 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Kait Lurus 90 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Kait Lurus 100 mm	Kait retraksi sempit khusus
1	Pegangan T Pengatur Pivot	Pegangan kontrol manual untuk penyesuaian pivot
1	Klem Meja yang Dapat Diputar	Menambatkan rakitan ke rel samping meja operasi
1	Kabel Cahaya	Lengkungan standar, 10 ft, nonsteril; menyalurkan cahaya dari sumber ke retraktor
1	Sumber Cahaya LED	Unit pencahayaan portabel/tipe meja
1	Lengan Artikulasi Bersudut	Lengan multisendi dengan klem batang bergigi yang menghubungkan klem ke rangka
1	Retraktor Dasar Lumbal MIS dengan Pivot	Rangka dasar struktural utama untuk akses lumbal, dengan pemasangan dari atas dan batang bergigi 250 mm
1	Konektor Batang Bergigi	Menghubungkan batang bergigi tambahan ke rangka utama
1	Dudukan Bilah Tengah dengan Pivot	Pemasangan dari atas, batang bergigi 130 mm; menahan bilah tengah dengan pengaturan pivot
1	Retraktor Kontraretraksi Berundak dengan Pivot	Lengan kontraretraksi dengan pemasangan dari samping, Sure-Lock, dan batang bergigi 225 mm untuk stabilitas lateral
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 50 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 60 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 70 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 80 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 90 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 100 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 110 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1 Pasang	Bilah Berujung Serong (Sepasang) 22 x 120 mm	Sepasang bilah retraktor dengan ujung serong
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 40 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 50 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 60 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 70 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 80 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 90 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 100 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 110 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kontraretraksi Bergigi Pendek 14 x 120 mm	Bilah kontraretraksi dengan gigi pencengkeram pendek
1	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 50 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
1	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 60 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
2	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 70 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
2	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 80 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
2	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 90 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
2	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 100 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
2	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 110 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
2	Bilah Kipas Bergigi Pendek 18 x 120 mm	Bilah kipas bergigi pendek yang mengembang di bagian distal
1	Dilator 8 mm	Instrumen untuk dilatasi jaringan secara bertahap
1	Dilator 13 mm	Instrumen untuk dilatasi jaringan secara bertahap
1	Dilator 18 mm	Instrumen untuk dilatasi jaringan secara bertahap
1	Dilator 22 mm	Instrumen untuk dilatasi jaringan secara bertahap
1	Obturator 18 mm	Instrumen untuk penyisipan awal dan pemanduan
1	Obturator 22 mm	Instrumen untuk penyisipan awal dan pemanduan
1	Kotak Sterilisasi	Wadah penyimpanan untuk penataan dan pemrosesan ulang





Retraktor Lutut Ranawat

SKU **RM-RKR-95-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Lutut Ranawat	Panjang 9 ½" (24.13 cm), bilah 17 x 34 mm bersudut 90° (Tumpul atau Tajam)	\$79
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Hohmann Terbalik

SKU **RM-RHR-85-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Hohmann Terbalik	Panjang 8 ½" (21.59 cm), bilah asimetris dengan gigi tumpul, gagang berlubang	\$69
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$69



Retraktor Lutut Total S

SKU **RM-STKR-6IN-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Tunggal 10 mm — panjang 6", lebar bilah 10 mm	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
Bilah Tunggal 20 mm — panjang 6", lebar bilah 20 mm	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
Konfigurasi Dua Ujung — panjang 6", dua ujung berukuran 5 mm & 13 mm	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Retraktor Akar Saraf Sandhu

SKU **RM-SNRR-243-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Akar Saraf Sandhu	Panjang keseluruhan 24.3 cm, bilah tumpul 3.2 mm, batang 90° yang dapat dibentuk	\$54
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$54



Retraktor Cangkuk Tulang Saxena

SKU **RM-SBGR-1**

HARGA **\$124 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian 16.5 cm — Bergerigi atau Bergerigi Silang	RM-SBGR-1-1	\$124
Varian 25.5 cm — Bergerigi atau Bergerigi Silang	RM-SBGR-1-2	\$149



Retraktor Akar Saraf Scoville

SKU **RM-SNRR-235-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Akar Saraf Scoville	Panjang keseluruhan 23.5 cm, ujung bersudut dan berkontur, batang ramping	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$29



Retraktor Penahan Mandiri Scoville

SKU **RM-SSRR-150-1**

HARGA **\$259 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Pemandu Penahan Mandiri	Rel geser dasar utama yang dirancang untuk eksposur rongga pada bedah saraf dan tulang belakang
1	Bilah Lateral Bercakar Tunggal Tajam yang Dapat Dilepas	Bilah cakar tunggal 50 mm yang dirancang untuk mencengkeram kuat di bagian dalam di bawah garis insisi pada jaringan tebal
1	Bilah Lateral Solid Bergigi yang Dapat Dilepas	Bilah retraksi tulang solid 60 mm x 25 mm yang dilengkapi ujung bergigi terstruktur
1	Mekanisme Pengunci Sekrup Manual Terintegrasi	Rakitan ulir yang mengunci lebar bukaan horizontal secara presisi sekaligus mengurangi kelelahan pengguna
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Batang berlengan ganda yang ringan dengan seluruh tepi yang sepenuhnya halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Penahan Mandiri Scoville-Haverfield

SKU **RM-SHSRR-150-1**

HARGA **\$339 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Penahan Mandiri dengan Batang Berengsel	Rangka bersendi dengan mekanisme gunting yang menekuk ke bawah agar berada di luar garis pandang
1	Bilah Lateral Bercakar Tajam Tunggal yang Dapat Dilepas	Bilah cakar tunggal 50 mm yang dirancang untuk menambat jauh di bawah tepi insisi
1	Bilah Lateral Padat Bergerigi yang Dapat Dilepas	Bilah pipih padat untuk retraksi tulang berukuran 60 mm x 25 mm dengan ujung bergerigi mikro
1	Roda Gigi Pengunci Sekrup Manual Terintegrasi	Mekanisme ulir tengah yang mempertahankan posisi terbuka secara tetap untuk membatasi kelelahan
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Lengan pegangan berstruktur ringan yang ditempa dengan seluruh tepi yang sepenuhnya halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Penahan Mandiri Scoville-Richter

SKU **RM-SRSRR-155-1**

HARGA **\$395 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rel Rangka Dasar Penahan Mandiri	Rangka batang geser utama yang dirancang untuk mempertahankan paparan area kecil dengan jaringan yang kuat dan sulit diretraksi
1	Bilah Lateral Semi-Tajam Bergigi 3 yang Dapat Dilepas	Komponen ujung cakar berukuran 62 mm x 37 mm yang dirancang untuk menahan permukaan jaringan dalam
1	Bilah Lateral Semi-Tajam Bergigi 4 yang Dapat Dilepas	Komponen ujung cakar berukuran 62 mm x 52 mm yang dirancang untuk melebarkan tepi jaringan yang lebih luas
1	Mekanisme Roda Gigi Pengunci Sekrup Manual Terintegrasi	Klem putar mekanis yang mempertahankan bukaan secara tetap untuk meminimalkan kelelahan
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Sepasang gagang ringan dengan seluruh tepi yang halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Set Retraktor Tulang Belakang Servikal SHADOWLINE Trimline

SKU **RM-STCSRS-1**

HARGA **\$2,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Pengukur Kedalaman Berkode Warna	Instrumen & Rangka — standar
2	Gagang Retraktor dengan Pengunci (Pemasangan dari Samping)	Instrumen & Rangka — standar
1	Rangka Retraktor Transversal Bertingkat Turun	Instrumen & Rangka — engsel ganda, pemasangan dari samping
1	Rangka Retraktor Transversal	Instrumen & Rangka — engsel ganda, pemasangan dari samping (bukaan 120 mm)
1	Kotak Instrumen	Penyimpanan & Perlindungan — baki penata instrumen
1	Kotak Sterilisasi	Penyimpanan & Perlindungan — wadah berlubang
2	Bilah Retraktor Jaringan Perak	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 30 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Biru	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 35 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Merah	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 40 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Hijau	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 45 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Ungu	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 50 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Hitam	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 55 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Emas	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 60 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Biru Dongker	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 65 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Hijau Muda	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 70 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Oranye	Bilah retractor jaringan tumpul (berpasangan) — 75 mm x 75 mm
2	Bilah Retraktor Otot Sempit Biru	Bilah retractor otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 35 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Otot Sempit Merah	Bilah retractor otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 40 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Otot Sempit Hijau	Bilah retractor otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 45 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Otot Sempit Ungu	Bilah retractor otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 50 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Otot Sempit Hitam	Bilah retractor otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 55 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Otot Sempit Emas	Bilah retractor otot sempit (gigi pendek, berpasangan) — 60 mm x 14 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Perak	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 30 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Biru	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 35 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Merah	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 40 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Hijau	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 45 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Ungu	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 50 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Hitam	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 55 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Emas	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 60 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Lateral Biru Dongker	Bilah retractor otot lateral (gigi pendek, satuan) — 65 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Perak	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 30 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Biru	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 35 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Merah	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 40 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Hijau	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 45 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Ungu	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 50 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Hitam	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 55 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Emas	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 60 mm x 23 mm
1	Bilah Retraktor Otot Median Biru Dongker	Bilah retractor otot median (gigi panjang, satuan) — 65 mm x 23 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Sempit Biru	Bilah retractor jaringan sempit (tumpul, berpasangan) — 35 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Sempit Merah	Bilah retractor jaringan sempit (tumpul, berpasangan) — 40 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Sempit Hijau	Bilah retractor jaringan sempit (tumpul, berpasangan) — 45 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Sempit Ungu	Bilah retractor jaringan sempit (tumpul, berpasangan) — 50 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Sempit Hitam	Bilah retractor jaringan sempit (tumpul, berpasangan) — 55 mm x 14 mm
2	Bilah Retraktor Jaringan Sempit Emas	Bilah retractor jaringan sempit (tumpul, berpasangan) — 60 mm x 14 mm





Retraktor Artroplasti Bahu untuk Eksposur Glenoid

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Artroplasti Bahu untuk Eksposur Glenoid	Panjang 7 ¾" (19.68 cm), bilah selebar 40 mm, gagang T ergonomis	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Sofield

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

HARGA **\$46 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ukuran #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Ukuran #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Ukuran #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Ukuran #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Ukuran #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Ukuran #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Retraktor Hohmann yang Dapat Ditumpuk

SKU **RM-SHR-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ¾" (20.96 cm) — Bilah Standar, Lebar, atau Bengkok	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¾" (23.50 cm) — Bilah Standar, Lebar, atau Bengkok	RM-SHR-1-2	\$99



Retraktor Laminektomi Super-Slide

SKU **RM-SSLR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Retraktor	Rangka struktural utama sistem retractor
4	Bilah Kecil	Pilihan bilah berukuran lebih kecil dengan kedalaman 2" untuk retraksi bedah
4	Bilah Sedang	Pilihan bilah berkedalaman sedang, yaitu 3"
4	Bilah Besar	Pilihan bilah berkedalaman lebih besar, yaitu 4"
4	Bilah Tambahan	Pilihan bilah dengan kedalaman tambahan, yaitu 4 3/4"
1	Kotak Sterilisasi	Wadah untuk menata dan menyimpan set lengkap



Pelat Retraktor Tangan Berbahan Timbal untuk Bedah

SKU **RM-SLHRP-199-1**

HARGA **\$199 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Pelat Retraktor Tangan Berbahan Timbal untuk Bedah	Pelat retractor timbal yang dapat dibentuk, berbentuk tangan dewasa	\$199
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar	\$199



Retraktor Bergagang T dengan Bilah Bersudut

SKU **RM-THRAB-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm atau 120×32 mm bergigi	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm atau 120×32 mm bergigi	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm atau 120×32 mm bergigi	RM-THRAB-1-3	\$139



Retraktor Spinal Taylor

SKU **RM-TSR-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
7 ¼" (18.42 cm) — kedalaman 3" (7.62 cm) — Laminektomi posterior servikal dan torakal, tulang belakang remaja	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — kedalaman 3" atau 4" — Laminektomi dan disektomi lumbal standar pada dewasa	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — kedalaman 4" (10.16 cm) — Fusi lumbal dalam, tulang belakang pasien bariatrik, dan pemaparan sakrum	RM-TSR-1-3	\$89



Retraktor Akar Saraf Toennis

SKU **RM-TNRR-15-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Akar Saraf Toennis	Panjang keseluruhan 15 cm, batang ramping, ujung kait halus berkontur	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Komponen Glenosfer untuk Artroplasti Bahu Total dan Reverse

SKU **RM-TRSAGCR-26-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Komponen Glenosfer untuk Artroplasti Bahu Total dan Reverse	Panjang 10 ¼" (26.03 cm), ujung bercabang dua 24 mm, gagang ergonomis	\$109
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$109




Sistem Retraktor Tubular

SKU **RM-TRS-MIS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 12-14 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 14-16 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 16-18 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 18-20 mm, panjang 90 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 30 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 40 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 50 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 60 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 70 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 80 mm
1	Kunci Retraktor Tubular MIS Neupsy	Diameter 27-29 mm, panjang 90 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 6 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 8 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 10 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 12 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 14 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 16 mm
1	Dilator Retraktor Tubular MIS	Diameter 18 mm
1	Lengan Fleksibel Tubular	Lengan penahan dengan banyak sendi yang dapat diatur posisinya
1	Set Klem Meja	Dudukan pada rel meja operasi
1	Kotak Sterilisasi	Kotak dengan tempat khusus sesuai bentuk instrumen untuk pemrosesan ulang yang tertata





Retraktor Lutut Wallace

SKU **RM-WKR-5IN-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Lutut Wallace	Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), rangka dua lengan penahan mandiri, mekanisme pengunci sekrup	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Disektomi Williams

SKU **RM-WDR-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
50 mm x 20 mm (Kiri atau Kanan)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm x 20 mm (Kiri atau Kanan)	RM-WDR-1-2	\$99



Retraktor Fraktur Radius Distal Williams

SKU **RM-WDRFR-45-1**

HARGA **\$189 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Melengkung ke Kiri — panjang 4.5" (11.43 cm), ujung tumpul bersudut, lengkungan ke kiri	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Bilah Melengkung ke Kanan — panjang 4.5" (11.43 cm), ujung tumpul bersudut, lengkungan ke kanan	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Retraktor Diskektomi Spinal Williams

SKU **RM-WSDR-153-1**

HARGA **\$149 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kedalaman 50 mm - 70 mm (10 atau 20 mm) — Sisi Kiri atau Kanan	RM-WSDR-153-1-1	\$149
Kedalaman 80 mm - 90 mm (10 atau 20 mm) — Sisi Kiri atau Kanan	RM-WSDR-153-1-2	\$149
Kedalaman 110 mm (10 atau 20 mm) — Sisi Kiri atau Kanan	RM-WSDR-153-1-3	\$149




Retraktor Penahan Mandiri Wiltse-Gelpi

SKU **RM-WGSRR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi 28.0 cm — Lengan melengkung ke luar, ujung tajam, pengunci ratchet	RM-WGSRR-1-1	\$99
Konfigurasi 30.5 cm — Lengan melengkung ke luar, ujung tajam, pengunci ratchet	RM-WGSRR-1-2	\$109





Set Retraktor ACF Image-Line dengan Distraksi dan Pelepas Cepat

SKU **RM-ILACF-QR-1**

HARGA **\$4,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Pengukur Kedalaman	Berkode warna
2	Gagang Berpegas	Mekanisme Pelepasan Cepat
1	Rangka Longitudinal	Pelepasan Cepat Standar
1	Rangka Longitudinal (Berlapis Panther)	Permukaan Penyerap Silau
1	Rangka Transversal	Pelepasan Cepat Standar
1	Rangka Transversal (Keramik Panther)	Lapisan Keramik Nonreflektif
2	Bilah Tumpul	30 mm, perak
2	Bilah Tumpul	35 mm, biru
2	Bilah Tumpul	40 mm, merah
2	Bilah Tumpul	45 mm, hijau
2	Bilah Tumpul	50 mm, ungu
2	Bilah Tumpul	55 mm, hitam
2	Bilah Tumpul	60 mm, emas
2	Bilah Tumpul	65 mm, biru dongker
2	Bilah Tumpul	70 mm, hijau muda
2	Bilah Tumpul	75 mm, jingga
1	Bilah, Gigi Pendek	30 mm, perak
1	Bilah, Gigi Pendek	35 mm, biru
1	Bilah, Gigi Pendek	40 mm, merah
1	Bilah, Gigi Pendek	45 mm, hijau
1	Bilah, Gigi Pendek	50 mm, ungu
1	Bilah, Gigi Pendek	55 mm, hitam
1	Bilah, Gigi Pendek	60 mm, emas
1	Bilah, Gigi Pendek	65 mm, biru dongker
1	Bilah, Gigi Panjang	30 mm, perak
1	Bilah, Gigi Panjang	35 mm, biru
1	Bilah, Gigi Panjang	40 mm, merah
1	Bilah, Gigi Panjang	45 mm, hijau
1	Bilah, Gigi Panjang	50 mm, ungu
1	Bilah, Gigi Panjang	55 mm, hitam
1	Bilah, Gigi Panjang	60 mm, emas
1	Bilah, Gigi Panjang	65 mm, biru dongker
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 35 mm, biru
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 40 mm, merah
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 45 mm, hijau
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 50 mm, ungu
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 55 mm, hitam
2	Bilah Mikro, Tumpul	14 x 60 mm, emas
2	Bilah Mikro, Gigi Pendek	14 x 35 mm
2	Bilah Mikro, Gigi Pendek	14 x 40 mm
2	Bilah Mikro, Gigi Pendek	14 x 45 mm
2	Bilah Mikro, Gigi Pendek	14 x 50 mm
2	Bilah Mikro, Gigi Pendek	14 x 55 mm
2	Bilah Mikro, Gigi Pendek	14 x 60 mm
1	Mata Bor Spiral CVB	Kedalaman 8 mm, panjang 5¾"
1	Pemandu Bor Distraktor CVB, Kiri	Standar
1	Pemandu Bor Distraktor CVB, Kanan	Standar
1	Distraktor Korpus Vertebra, Kiri	Batang bergigi 100 mm
1	Distraktor Korpus Vertebra, Kanan	Batang bergigi 100 mm
2	Obeng CVB, Gagang Silikon	Standar
1	Distraktor Multilevel, Kiri	Batang bergigi 120 mm, ekstensi 90 mm
1	Distraktor Multilevel, Kanan	Batang bergigi 120 mm, ekstensi 90 mm
1	Pemegang Cangkuk Tulang	Ujung 8 x 15 mm, panjang 210 mm
1	Impaktor Cangkuk Tulang	3 mm
1	Impaktor Cangkuk Tulang	5 mm
1	Impaktor Cangkuk Tulang	8 mm
1	Pemotong Cangkuk	Kedalaman dapat diatur 8.75°, lebar 7 mm
1	Kaliper ACF	9"
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Penataan Instrumen untuk Penggunaan Berat






Retraktor Tulang Belakang Posterior Bookwalter

SKU **RM-BPSR-1**

HARGA **\$2,399 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12" (30.5 cm)
1	Kopling Tiang	Standar
1	Batang Horizontal	Diameter 1" (2.5 cm)
6	Ratchet Standar	Tanpa Pengaturan Kemiringan
4	Mekanisme Ratchet dengan Pengaturan Kemiringan	Multisudut
1	Segmen Cincin Setengah Lingkaran	Diameter 8½" (21.6 cm)
1	Segmen Cincin Lurus	Diameter 4" (10.2 cm)
1	Segmen Cincin Lurus	Diameter 6" (15.2 cm)
1	Segmen Cincin Lurus	Diameter 8" (20.3 cm)
2	Bilah Meyerding	½" x 2½" (1.7 x 5.9 cm)
2	Bilah Meyerding	1" x 3½" (2.5 x 8.5 cm)
2	Bilah Meyerding	2" x 3½" (5.1 x 9.5 cm)
2	Kait Scoville	Kecil
2	Kait Scoville	Besar
2	Retraktor Bergigi 3	Lebar ¾" x Kedalaman ¾" (1.7 x 1.9 cm)
2	Retraktor Bergigi 4	Lebar ¾" x Kedalaman ½" (1.9 x 0.8 cm)
2	Retraktor Bergigi 6	Lebar 1" x Kedalaman ½" (2.5 x 0.8 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Pelindung



Set Retraktor Servikal Tedan Phantom CS-1600

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

HARGA **\$2,899 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
10 Pasang (Total 20 Bilah)	Bilah Retraktor Bertepi Tumpul	Rentang panjang 30 mm hingga 75 mm (kenaikan 5 mm)
6 Pasang (Total 12 Bilah)	Bilah Retraktor Bertepi Mikrotumpul	Rentang panjang 35 mm hingga 60 mm (kenaikan 5 mm)
8 Bilah	Bilah Retraktor Bergigi Panjang	Rentang panjang 30 mm hingga 65 mm (kenaikan 5 mm)
1 Pasang (Total 2 Bilah)	Bilah Berbentuk Dayung	Kompatibel dengan rangka distraktor multiarah standar
2 Gagang	Gagang Retraktor dengan Pemasangan Bilah dari Samping	Desain ergonomis dengan pelepasan melalui putaran untuk penggantian bilah modular secara cepat
1 Pengukur	Pengukur Kedalaman Berkode Warna	Dikalibrasi untuk pengukuran kedalaman jaringan lunak secara cepat
1 Rakitan	Bor Spiral dengan Gagang Pemutar	Rakitan mata bor awal manual untuk sekrup distraksi
1 Pemandu	Pemandu Bor Ganda	Untuk memastikan jarak paralel yang tepat antara sekrup distraksi vertebra
1 Pemandu	Pemandu Bor Tunggal	Untuk pemasangan sekrup distraksi secara independen atau modular
1 Mata Bor	Mata Bor Spiral	Mata bor pengganti khusus untuk pengeboran lubang awal sekrup distraksi
2 Obeng	Obeng Sekrup Distraksi	Obeng manual dengan pegangan mantap untuk pemasangan pin tipe Caspar
1 Alat	Alat Ukur Kaliper	Pengukur presisi untuk memastikan tinggi diskus dan toleransi celah implan
1 Alat	Pengetam Tulang dengan Pelindung	Alat penempatan bedah berujung ganda dengan profil 6 mm x 10 mm
1 Wadah	Kotak Sterilisasi	Baki bedah kokoh dengan dudukan khusus untuk penataan instrumen





Retraktor Penahan Mandiri ALM

SKU **RM-ASRR-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
7 cm (sekitar 2.75"), kait 4x4 tajam atau tumpul	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (sekitar 4.0"), kait 4x4 tajam atau tumpul	RM-ASRR-1-2	\$99



Retraktor Penahan Mandiri Ambidekster

SKU **RM-ASRR-AMB-1**

HARGA **\$239 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Susunan gigi 4x3	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
Susunan gigi 4x4	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
Susunan gigi 7x7	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Retraktor Army-Navy-Set Isi Dua

SKU **RM-ANR-SET-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Army-Navy	Panjang keseluruhan 21 cm, bilah pada kedua ujung	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar	\$49



Retraktor Balfour Baby Penahan Mandiri

SKU **RM-BBSRR-1**

HARGA **\$299 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1 Set (2 bilah)	Bilah Lateral	Kedalaman 60 mm
1	Bilah Tengah Balfour	Lebar 21 mm × kedalaman 24 mm
1	Rangka Retraktor Balfour	125 × 90 mm




Retraktor Balfour

SKU **RM-BR-STD-1**

HARGA **\$299 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Pembuka Balfour	200 × 155 mm, 200 × 235 mm, atau 200 × 265 mm
1 Pasang	Bilah Retraksi Lateral	Terintegrasi/Dapat Dilepas (kedalaman 60 mm atau 90 mm)
1	Bilah Tengah yang Dapat Disesuaikan	47 × 80 mm, 62 × 76 mm, atau 80 × 80 mm
1	Kemasan Pelindung untuk Penyimpanan	Kotak pengiriman individual



Retraktor Penahan Mandiri Balfour USA

SKU **RM-BUSRR-1**

HARGA **\$399 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
4 Set (total 8 bilah)	Bilah Lateral	Kedalaman 65 mm, 85 mm, 105 mm, dan 155 mm
1	Bilah Tengah Balfour	Lebar 70 mm × kedalaman 70 mm
1	Bilah Tengah Lurus	Lebar 70 mm × kedalaman 100 mm
1	Rangka Balfour	Rangka penopang struktur utama dengan sekrup pengunci yang diputar dengan jari



Retraktor Boley

SKU **RM-BR-16-1**

HARGA **\$85 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Boley	Panjang keseluruhan 16 cm, bilah pada kedua ujung	\$85
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$85




Retraktor Brewster

SKU **RM-BRW-1**

HARGA **\$159 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kelas 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Kelas 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Kelas 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Kelas 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Kelas 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Retraktor Brunner

SKU **RM-BRUN-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69




Retraktor Children's Hospital

SKU **RM-CHR-PED-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Children's Hospital	Panjang keseluruhan 14 cm, bilah pediatrik berujung ganda	\$39
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$39



Retraktor Collin Hartmann Berbentuk S

SKU **RM-CHSR-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Collin Hartmann Berbentuk S	Panjang keseluruhan 16 cm, ujung ganda 52×33 mm & 30×21 mm	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Cope Ujung Ganda

SKU **RM-CRDE-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Cope Ujung Ganda	Panjang keseluruhan 18 cm, bilah ganda 6.0 mm & 11.0 mm	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Crile Berujung Ganda

SKU **RM-CRDE-RET-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Tipe #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
Tipe #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35




Retraktor Czerny Berujung Ganda

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Czerny Berujung Ganda	Panjang keseluruhan 17.5 cm, bilah berujung ganda 38 × 22 mm	\$44
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$44





Retraktor Deaver

SKU **RM-DR-STD-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
18 cm L x 10 mm / 19 mm W — Paparan pada bedah pediatrik, abdomen dangkal, dan tiroid	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L x 13 mm / 16 mm / 26 mm W — Akses untuk apendektomi standar dan laparotomi minor	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L x 23 mm W — Retraksi dinding abdomen dan panggul pada kedalaman menengah	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L x 26 mm W — Paparan untuk laparotomi eksplorasi standar pada pasien dewasa	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L x 26 mm W — Akses panggul dalam dan bedah ginekologi	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L x 26 mm / 38 mm / 50 mm W — Penyisihan organ visceral dan hati secara luas	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L x 76 mm / 101 mm W — Penahanan dinding abdomen dan organ visceral dengan bidang ekstra lebar pada bedah bariatrik	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L x 26 mm W — Bedah kanker retroperitoneal dan panggul dalam	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L x 26 mm W — Paparan dengan jangkauan maksimum untuk bedah bariatrik dan aorta	RM-DR-STD-1-9	\$87



Retraktor Deaver Gagang Tipis

SKU **RM-DRTH-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
12" (sekitar 30.5 cm) — 25, 38, 50, atau 75 mm — Retraksi standar dinding abdomen dan organ visceral panggul	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (sekitar 33.0 cm) — 25, 38, 50, atau 75 mm — Akses retroperitoneal dalam, bariatrik, dan ortopedi panggul	RM-DRTH-1-2	\$64





Retraktor Deaver dengan Gagang Berongga

SKU **RM-DRHGH-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
7" (sekitar 17.8 cm) — Pemaparan luka pada pasien pediatrik dan luka abdomen dangkal	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" – 8 ½" (sekitar 20.3 – 21.6 cm) — Retraksi standar untuk apendektomi, pembedahan tiroid, dan pelvis	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" – 10" (sekitar 22.9 – 25.4 cm) — Pemaparan standar pada laparotomi eksplorasi dewasa	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (sekitar 26.7 cm) — Lapangan operasi pelvis dalam dan ginekologi	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" – 13" (sekitar 30.5 – 33.0 cm) — Pergeseran organ viseral dalam dan elevasi hati/limpa	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (sekitar 35.6 cm) — Pembedahan bariatik dan retroperitoneal dengan jangkauan maksimum	RM-DRHGH-1-6	\$80




Retraktor Garpu Jaringan Dalam

SKU **RM-DRR-1**

HARGA **\$68 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kedalaman 38 mm — lebar 57 mm x kedalaman 38 mm — Retraksi jaringan subkutan dan otot pada kedalaman menengah	RM-DRR-1-1	\$68
Kedalaman 51 mm — lebar 57 mm x kedalaman 51 mm — Pemaparan standar dinding abdomen dan sendi pada bedah ortopedi	RM-DRR-1-2	\$72
Kedalaman 63 mm — lebar 57 mm x kedalaman 63 mm — Penyisihan jaringan dasar panggul dalam dan otot paraspinal	RM-DRR-1-3	\$76
Kedalaman 76 mm — lebar 57 mm x kedalaman 76 mm — Daya ungkit pada kedalaman maksimum untuk bedah bariatik dan massa otot besar	RM-DRR-1-4	\$80



Retraktor Denis-Browne

SKU **RM-DBR-SET-1**

HARGA **\$499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar Melingkar Penahan Mandiri	Rangka 175 mm x 150 mm yang memungkinkan visibilitas dari segala arah
2 (1 Pasang)	Bilah Jaringan Dangkal yang Dapat Dipertukarkan	Ujung melengkung 40 mm x 30 mm yang ideal untuk lapisan jaringan rapuh
2 (1 Pasang)	Bilah Jaringan Dalam yang Dapat Dipertukarkan	Ujung melengkung 40 mm x 40 mm yang dioptimalkan untuk jaringan tebal
4	Pengunci Pin Geser Cepat yang Dapat Dipertukarkan	Mekanisme pengikatan geser-dan-kunci untuk mengurangi ketegangan jari
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Desai Penahan Mandiri

SKU **RM-DSRR-1**

HARGA **\$129 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Desai Penahan Mandiri	Panjang 7.25" (18.41 cm), bilah lengkung terbuka bersudut 90°, pengunci ratchet	\$129
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$129



Retraktor Dockhorn

SKU **RM-DOCK-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah 12.0 mm × 40.0 mm	RM-DOCK-1-1	\$64
Bilah 14.0 mm × 55.0 mm	RM-DOCK-1-2	\$69



Retraktor Abdomen Doyen

SKU **RM-DAR-25-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Lebar 90 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
Bilah Lebar 100 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
Bilah Lebar 115 mm — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



Retraktor Doyen

SKU **RM-DR-22-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah 30 x 30 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
Bilah 32 x 40 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
Bilah 40 x 50 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
Bilah 40 x 60 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
Bilah 45 x 75 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
Bilah 65 x 85 mm — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114



Retraktor Farabeuf

SKU **RM-FBR-SET-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Set 12 cm (sekitar 4.7")	RM-FBR-SET-1-1	\$24
Set 15 cm (sekitar 6.0")	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Retraktor Pegas Farr

SKU **RM-FSR-1**

HARGA **\$34 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
4 cm — Bilah Datar atau Ujung Tajam	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Bilah Datar atau Ujung Tajam	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Bilah Datar atau Ujung Tajam	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Bilah Datar atau Ujung Tajam	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Bilah Datar atau Ujung Tajam	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Bilah Datar atau Ujung Tajam	RM-FSR-1-6	\$44



Retraktor Deaver Serat Optik

SKU **RM-FODR-1**

HARGA **\$139 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Deaver Serat Optik	Gagang 8" (20.3 cm), bilah melengkung 1" (25 mm), berkas serat optik
1	Adaptor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan instrumen ke kabel serat optik standar ruang operasi
1	Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Fischl Berbentuk Sendok Sepatu

SKU **RM-FSHR-16-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Fischl Berbentuk Sendok Sepatu	Panjang keseluruhan 16 cm, bilah spatula melengkung berbentuk sendok sepatu	\$24
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$24



Retraktor Goelet

SKU **RM-GLR-185-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Goelet	Panjang 18.5 cm, bilah pada kedua ujung berukuran 38 mm & 45 mm — 1	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$44



Retraktor Golligher Penahan Mandiri

SKU **RM-GSRR-SET-1**

HARGA **\$299 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Abdomen Penahan Mandiri	Rangka cincin struktural serbaguna untuk akses bedah umum pada area dalam
2	Bilah Lateral Solid yang Dapat Dilepas	Panel samping berpermukaan datar (kedalaman 51 mm atau 102 mm)
2	Bilah Tengah yang Dapat Dilepas	Bilah sedikit melengkung yang mengikuti kontur struktur organ internal (51 mm atau 102 mm)
3	Pengunci Sekrup Geser Individual	Baut pengunci ratchet mekanis yang dipasang pada setiap bilah untuk mengurangi kelelahan
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Profil gagang ringan dengan tepi keliling yang halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Gosset Penahan Mandiri

SKU **RM-GSR-SET-1**

HARGA **\$349 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Geser Penahan Mandiri	Rangka dasar tersedia dengan batang mekanis lurus atau melengkung
2 (1 Pasang)	Bilah Lateral Kawat Tetap	Bilah atraumatik berbentuk lengkung tertutup berukuran 63 mm x 35 mm
1	Bilah Tengah Padat yang Dapat Dilepas	Bilah retraksi jaringan padat yang sedikit melengkung, berukuran 60 mm x 65 mm (dalam konfigurasi 3 bilah)
1	Mekanisme Pengunci Sekrup Geser Ganda	Sistem sekrup pengunci putar manual multititik untuk mengamankan posisi rel
2	Batang Perpanjangan Forsep Ergonomis	Rel pegangan ringan yang berkontur dengan tepi luar sepenuhnya halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Splanknik Harrington

SKU **RM-HSR-SPL-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
panjang 127 mm x lebar 38 mm — 30.5 cm atau 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
panjang 127 mm x lebar 63 mm — 30.5 cm atau 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
panjang 190 mm x lebar 63 mm — 30.5 cm atau 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Retraktor Splanknik Harrington dengan Serat Optik

SKU **RM-HSR-FO-1**

HARGA **\$189 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Splanknik Harrington dengan Serat Optik	Bilah 127 × 62 mm, berkas serat optik pencahayaan, saluran isap-irigasi — 1
1	Konektor Kabel Lampu Universal	Terhubung ke kabel serat optik standar ruang operasi — 1
1	Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar — 1




Retraktor Harrington Sweetheart

SKU **RM-HSR-1**

HARGA **\$129 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Retraktor Hasson S

SKU **RM-HSR-LAP-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Desain Kaku — 10.0 mm atau 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
Desain Dapat Dibentuk — 10.0 mm atau 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Retraktor Luka Heiss

SKU **RM-HWR-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi Gigi 5×5 — 10×10 mm atau 15×10 mm (Tajam / Tumpul)	RM-HWR-1-1	\$94
Konfigurasi Gigi 6×6 — 10×10 mm atau 15×10 mm (Tajam / Tumpul)	RM-HWR-1-2	\$99



Retraktor Holzimer Penahan Mandiri

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Holzimer Penahan Mandiri — Panjang 4" (10 cm), kait 4×4 mengarah ke luar (Tajam atau Tumpul)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



Retraktor Kait

SKU **RM-HKR-165-1**

HARGA **\$14 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
1 Kait (Kait Tunggal) — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Kait — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Kait — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Kait — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-HKR-165-1-4	\$20



Retraktor Kelly

SKU **RM-KLR-26-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
55 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm x 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm x 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Retraktor Kelly dengan Gagang Ergonomis

SKU **RM-KLR-GH-1**

HARGA **\$94 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Panjang 38 mm x lebar 51 mm	Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Gagang: Berongga atau Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Panjang 51 mm x lebar 63 mm	Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Gagang: Berongga atau Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Panjang 63 mm x lebar 76 mm	Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Gagang: Berongga atau Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Panjang 76 mm x lebar 89 mm	Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Gagang: Berongga atau Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Panjang 89 mm x lebar 76 mm	Pilihan Panjang: 24 cm atau 26 cm · Pilihan Jenis Gagang: Berongga atau Ringan · Harga (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Pilihan Panjang: Kemasan Pengiriman Standar · Pilihan Jenis Gagang: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Kelly-Gagang Lamb

SKU **RM-KLR-LH-1**

HARGA **\$94 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	panjang 51 mm x lebar 63 mm	Panjang Keseluruhan: 24 cm · Peran Klinis Utama: Retraksi standar dinding abdomen dan retraksi otot tingkat menengah · Harga (USD): \$94.00
1	panjang 63 mm x lebar 76 mm	Panjang Keseluruhan: 24 cm · Peran Klinis Utama: Pergeseran jaringan dasar panggul dalam dan organ visceral pada laparotomi · Harga (USD): \$94.00
1	panjang 76 mm x lebar 89 mm	Panjang Keseluruhan: 24 cm · Peran Klinis Utama: Eksposur dinding abdomen dengan lebar maksimal dan organ visceral pada bedah bariatrik · Harga (USD): \$94.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Panjang Keseluruhan: Kemasan Pengiriman Standar · Peran Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Kirschner

SKU **RM-KR-SET-1**

HARGA **\$449 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar Rel Pemandu dengan Mekanisme Penahan Mandiri	Rangka Oval atau Persegi (240×240 mm atau 340×240 mm)
4 hingga 6 Bilah	Bilah Jaringan Tumpul Modular	Pilihan Set Pasangan 2 Bilah atau Set Lengkap 4 Bilah
4	Pengunci Pin Penahan Individual	Mekanisme penambatan geser-dan-kunci untuk mengamankan bilah
2	Batang Forsep Retraksi Ergonomis	Pegangan berstruktur sangat ringan dengan tepi luar yang halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Kocher Langenbeck

SKU **RM-KLR-GEN-1**

HARGA **\$44 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Bilah Sempit (mis., 25×6, 35×8 mm)	Pilihan Panjang & Gagang: 20.3 atau 22 cm (Cincin / Berongga) · Fungsi Klinis Utama: Retraksi terarah pada tiroid, tendon, dan bedah minor · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Bilah Sedang (mis., 28×15, 41×14 mm)	Pilihan Panjang & Gagang: 20.3 atau 22 cm (Cincin / Berongga) · Fungsi Klinis Utama: Akses standar untuk apendektomi, operasi hernia, dan bedah sendi ortopedi · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Bilah Dalam (mis., 70×14, 80×16 mm)	Pilihan Panjang & Gagang: 20.3 atau 22 cm (Cincin / Berongga) · Fungsi Klinis Utama: Menahan otot dalam dan memberikan paparan pada bedah rekonstruksi pelvis atau panggul · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Pilihan Panjang & Gagang: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Kocher

SKU **RM-KCR-1**

HARGA **\$49 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Konfigurasi 20.3 cm dengan bilah 20 mm × 12 mm	Fungsi Klinis Utama: Elevasi tepi luka superfisial dan lobus tiroid · Harga (USD): \$49.00
1	Konfigurasi 21 cm dengan bilah 8×25, 12×40, 12×45 mm	Fungsi Klinis Utama: Retraksi jaringan lunak pada kedalaman menengah dan apendektomi · Harga (USD): \$54.00
1	Konfigurasi 21 cm dengan bilah 12×60, 12×65 mm	Fungsi Klinis Utama: Retraksi fascia dalam dan penahanan otot ekstremitas · Harga (USD): \$54.00
1	Konfigurasi 23 cm dengan bilah 18×40, 20×38, 20×60 mm	Fungsi Klinis Utama: Laparotomi standar pada pasien dewasa dan pemaparan sendi pada bedah ortopedi · Harga (USD): \$64.00
1	Konfigurasi 23 cm dengan bilah 25×60, 30×75, 40×75 mm	Fungsi Klinis Utama: Penyisihan otot secara luas pada bedah panggul dan pinggul · Harga (USD): \$64.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Fungsi Klinis Utama: Kemasan Pengiriman Standar · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Koenig

SKU **RM-KNR-17-1**

HARGA **\$49 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Dengan Bilah Berfenestrasi	Dimensi yang Tersedia: 13×13 mm atau 13×16 mm · Fungsi Klinis Utama: Visualisasi langsung pembuluh darah/struktur di bawah bilah melalui bukaan bilah · Harga (USD): \$49.00
1	Tanpa Bilah Berfenestrasi	Dimensi yang Tersedia: 13×13 mm atau 13×16 mm · Fungsi Klinis Utama: Menahan jaringan lunak dengan pembatas padat dan mereutraksi tepi luka · Harga (USD): \$49.00
1	Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi yang Tersedia: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Koerte

SKU **RM-KTR-24-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Koerte	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 24 cm, 8 gigi garu tajam, gagang cincin dengan cincin antiselip · Jumlah yang Disertakan: 1	\$54
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$54



Retraktor Krasky

SKU **RM-KRK-28-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Krasky	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 28 cm, bilah 50 × 25 mm, 6 gigi tajam · Jumlah yang Disertakan: 1	\$99
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$99



Retraktor Jari Lahey

SKU **RM-LFR-12-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
1 Gigi / Kait Tunggal	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Gigi	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Gigi	RM-LFR-12-1-3	\$34



Retraktor Lahey

SKU **RM-LR-HH-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
18 cm (sekitar 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (sekitar 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Retraktor Langenbeck Green

SKU **RM-LGR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
dan 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49



Retraktor Langenbeck-Gagang Solid

SKU **RM-LRSH-203-1**

HARGA **\$49 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tipe #1	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 32 mm × lebar 10 mm · Fungsi Klinis Utama: Retraksi terarah pada tepi luka dan jaringan lunak superfisial · Harga (USD): \$49.00
1	Tipe #2	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 10 mm · Fungsi Klinis Utama: Retraksi fascia tingkat menengah dan pemaparan tendon · Harga (USD): \$49.00
1	Tipe #3	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 12 mm · Fungsi Klinis Utama: Akses standar untuk apendektomi, operasi hernia, dan tindakan ortopedi pada sendi pasien dewasa · Harga (USD): \$49.00
1	Tipe #4	Dimensi (Panjang × Lebar): panjang 38 mm × lebar 16 mm · Fungsi Klinis Utama: Penyisihan otot secara luas dan penahanan jaringan lunak dalam · Harga (USD): \$49.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi (Panjang × Lebar): Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Leriche-Bilah Lebar Atraumatik

SKU **RM-LRAW-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
dan 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Retraktor Little

SKU **RM-LTR-195-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Sistem Retraktor Bedah Umum Lobster

SKU **RM-LGRS-1**

HARGA **\$2,699 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Lobster	—
1	Klem Meja Lobster dengan Tiang Vertikal & Rangka	—
6	Klem Retraktor Lobster	—
2	Retraktor Putar Mayo Lobster	¾" x 2"
1	Retraktor Putar Fence Lobster	4" x 6"
1	Retraktor Putar Splanchnic Lobster	2" x 6"
1	Retraktor Putar Deaver Lobster	2¼" x 4½"
1	Retraktor Putar Lobster yang Dapat Dibentuk (Berlubang)	2" x 6½"
1	Retraktor Putar Lobster yang Dapat Dibentuk (Berlubang)	3" x 6½"
1	Retraktor Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Retraktor Putar Kelly Lobster, Modifikasi	3" x 2½"
1	Retraktor Putar Kelly Lobster, Modifikasi	3" x 4"
1	Kotak Sterilisasi	—



Retraktor Lone Star (Bedah Kolon, Rektum, Kepala & Leher)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

HARGA **\$399 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Cincin Kecil — 14.1 cm x 14.1 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Cincin Standar — 18.6 cm x 8.9 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Cincin Besar — 25.0 cm x 25.0 cm (Kolorektal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Retraktor Lone Star (Bedah Umum, Kepala & Leher)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

HARGA **\$499 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Cincin Kecil — 22.0 cm x 11.3 cm (Bedah Umum/Kepala & Leher)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Cincin Standar — 28.3 cm x 18.3 cm (Bedah Umum/Kepala & Leher)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Cincin Besar — 32.5 cm x 18.3 cm (Bedah Umum/Kepala & Leher)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Retraktor Lengan Martin

SKU **RM-MAR-1**

HARGA **\$799 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Kopler	Menjepit dengan aman pada rel samping meja operasi sekaligus menahan dan mengunci Batang Bentuk L pada posisinya
1	Batang Bentuk L	Dimasukkan ke dalam Kopler untuk berfungsi sebagai kerangka penopang struktural utama secara vertikal dan horizontal
1	Lengan Artikulasi	Terhubung ke Batang Bentuk L untuk memungkinkan pergerakan multiaksial dan pemosisian terkunci bagi instrumen retractor di atas area pembedahan



Retraktor Jari Mathieu

SKU **RM-MFR-16-1**

HARGA **\$34 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jari Mathieu	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 16 cm, lebar 8.0 mm, 3 kait pada setiap ujung (Tajam atau Tumpul) · Jumlah yang Disertakan: 1	\$34
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$34



Retraktor Mathieu

SKU **RM-MTR-20-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Retraktor Abdomen Mayo

SKU **RM-MAR-28-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar — 11 in, bilah lengkung 70 mm	RM-MAR-28-1-1	\$109



Retraktor Mayo-Collins-Set Isi Dua

SKU **RM-MCR-SET-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar — 5 7/8 in, bilah berujung ganda	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Retraktor Jari Meyerding

SKU **RM-MFR-178-1**

HARGA **\$39 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	3 Cabang Tajam	Dimensi (Panjang x Lebar): 9.5 mm x 3.9 mm lebar · Fungsi Klinis Utama: Mencengkeram dermis tanpa selip dan mengangkat flap kulit kecil · Harga (USD): \$39.00
1	Profil Bergerigi	Dimensi (Panjang x Lebar): 3.1 mm x 6.3 mm lebar · Fungsi Klinis Utama: Memaparkan selubung tendon secara terarah dan menahan tepi jaringan fibrosa · Harga (USD): \$39.00
1	Profil Bergerigi	Dimensi (Panjang x Lebar): 4.7 mm x 15.8 mm lebar · Fungsi Klinis Utama: Retraksi fascia skala menengah dan rekonstruksi tendon · Harga (USD): \$39.00
1	Profil Tumpul	Dimensi (Panjang x Lebar): 3.1 mm x 9.5 mm lebar · Fungsi Klinis Utama: Retraksi neurovaskular atraumatik dan pemaparan struktur jari · Harga (USD): \$39.00
1	Profil Tumpul	Dimensi (Panjang x Lebar): 6.3 mm x 17.4 mm lebar · Fungsi Klinis Utama: Pengangkatan jaringan lunak yang luas dan pemaparan ligamen tangan · Harga (USD): \$39.00
1	Selongsong Pelindung / Kotak	Dimensi (Panjang x Lebar): Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Middledorpf

SKU **RM-MDR-28-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
7.0 mm x 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm x 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm x 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Retraktor Morris Ujung Tunggal

SKU **RM-MRSE-23-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Morris Ujung Tunggal	Panjang keseluruhan 230 mm (23 cm), bilah padat berbentuk L, gagang berfenestrasi	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Ujung Bola Murphy

SKU **RM-MBR-35-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ujung Bola 2.0 mm	RM-MBR-35-1-1	\$39
Ujung Bola 3.0 mm	RM-MBR-35-1-2	\$39
Ujung Bola 4.0 mm	RM-MBR-35-1-3	\$39



Retraktor Murphy

SKU **RM-MR-195-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2 Gigi (lebar 8.0 mm)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 Gigi (lebar 13.0 mm)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 Gigi (lebar 18.0 mm)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 Gigi (lebar 28.0 mm)	RM-MR-195-1-4	\$59



Retraktor Pita T Neonatal

SKU **RM-NTRR-265-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2.5 cm x 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm x 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm x 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Retraktor Ollier

SKU **RM-OR-SERIES-1**

HARGA **\$74 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Retraktor Parker- Set Dua Buah

SKU **RM-PR-SET-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Retraktor Parker-Mott-Set Isi Dua

SKU **RM-PMR-SET-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Parker-Mott	Panjang keseluruhan 15.3 cm, bilah padat asimetris berujung ganda	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar	\$49




Retraktor Parker-Tommy

SKU **RM-PTR-16-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Parker-Tommy	Panjang keseluruhan 16 cm, bilah melengkung berujung ganda asimetris	\$39
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$39



Retraktor Deaver Pediatrik

SKU **RM-PDR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



Retraktor Pita Pediatrik

SKU **RM-PRR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Retraktor Jari Tipe Garu

SKU **RM-RFR-153-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
1 Kait (Kait Tunggal) — Ujung Tumpul atau Tajam	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Kait — Ujung Tumpul atau Tajam	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Kait — Ujung Tumpul atau Tajam	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Kait — Ujung Tumpul atau Tajam	RM-RFR-153-1-4	\$44



Retraktor Redler

SKU **RM-RDR-5IN-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Redler	Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), bilah fungsional meruncing, gagang ergonomis ramping	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Abdomen Ricard

SKU **RM-RAR-SET-1**

HARGA **\$229 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar yang Dapat Mempertahankan Posisinya Sendiri	Rangka dengan batang melengkung untuk meningkatkan akses visual
2 (1 Pasang)	Bilah Lateral Padat yang Dapat Dilepas	Panel samping lebar dengan tepi berbentuk sendok (Opsl A: 50×58 mm / Opsl B: 60×80 mm)
1	Bilah Tengah yang Dapat Dilepas	Pelat datar asimetris (Opsl A: 55×70 mm / Opsl B: 80×90 mm)
1	Pengunci Sekrup Berulir Khusus	Mekanisme pengunci putar manual untuk mempertahankan bukaan bilah
1	Pegangan Kait Ringkas	Pegangan minimalis terintegrasi yang dirancang untuk menghemat ruang instrumen
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Richardson Eastman

SKU **RM-RER-SERIES-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 ¼" (sekitar 26.0 cm) — Dua bilah cekung bersudut siku-siku	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (sekitar 26.7 cm) — Dua bilah cekung bersudut siku-siku	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (sekitar 27.3 cm) — Dua bilah cekung bersudut siku-siku	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (sekitar 28.6 cm) — Dua bilah cekung bersudut siku-siku	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Retraktor Richardson dengan Gagang Ergonomis

SKU **RM-RRGH-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
9 ½" (24.13 cm) — Gagang Berongga, Lamb, atau Ringan	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — Gagang Berongga, Lamb, atau Ringan	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — Gagang Berongga, Lamb, atau Ringan	RM-RRGH-1-3	\$74



Retraktor Richardson dengan Gagang Loop

SKU **RM-RLH-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
9 ½" (24.13 cm) — Bilah melengkung bersudut siku-siku, gagang loop	RM-RLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Bilah melengkung bersudut siku-siku, gagang loop	RM-RLH-1-2	\$59



Retraktor Rochard

SKU **RM-RR-1**

HARGA **\$1,699 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
2	Klem Rel	Pengikat pada rel meja operasi
2	Batang Samping Meja	26" (Rangka Pemasangan)
1	Batang Melintang Meja	21" (Rangka Pemasangan)
1	Perangkat Fiksasi Rochard	Mekanisme fiksasi rangka
1	Retraktor Abdominal Rochard	50 × 90 mm
1	Retraktor Abdominal Rochard	50 × 105 mm
1	Retraktor Abdominal Rochard	50 × 120 mm



Retraktor Rose Berujung Ganda

SKU **RM-RRDE-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5.0" (12.7 cm) — gigi tumpul 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — gigi tumpul 11.5×12 mm / 10×14.5 mm	RM-RRDE-1-2	\$49



Retraktor Roux - Dua Ujung

SKU **RM-RRDE-14-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Kecil — lebar 19 mm × panjang 25 mm	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Bilah Sedang — lebar 22 mm × panjang 41 mm	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Bilah Besar — lebar 25 mm × panjang 41 mm	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Peningkatan ke Set Tiga Instrumen — Gabungan Ukuran Kecil, Sedang & Besar	RM-RRDE-14-1-4	\$94



Retraktor Dua Ujung Berbentuk S

SKU **RM-SSDER-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10.0 cm (sekitar 4.0") — dua ujung 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (sekitar 4.5") — dua ujung 15×11 mm / 14×10 mm	RM-SSDER-1-2	\$34



Retraktor Sauerbruch

SKU **RM-SBR-9IN-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
$\frac{3}{8}$ " × $1\frac{3}{4}$ " (sekitar 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " × $\frac{7}{8}$ " (sekitar 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " × $2\frac{1}{2}$ " (sekitar 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " × $2\frac{7}{8}$ " (sekitar 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Retraktor Seeburger-Set Isi Dua

SKU **RM-SRS-14-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Seeburger	Panjang keseluruhan 14 cm, gagang pipih, bilah melengkung	\$54
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar	\$54



Retraktor Senn Berujung ke Depan

SKU **RM-SFR-625-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Senn Berujung ke Depan	Panjang 6.25" (15.87 cm), ujung mengarah ke depan dengan gigi dangkal, gagang datar	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$49



Retraktor Senn Green

SKU **RM-SGR-14-1**

HARGA **\$27 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah 6 mm x 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
Bilah 6 mm x 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Retraktor Senn Miller

SKU **RM-SMR-SERIES-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Jangkauan 15.0 cm — bilah datar 10x9 mm / pengait 3-gigi 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
Jangkauan 15.5 cm — bilah datar 10x9 mm / pengait 3-gigi 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
Jangkauan 16.0 cm — bilah datar 10x9 mm / pengait 3-gigi 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Jangkauan 20.0 cm — bilah datar 10x9 mm / pengait 3-gigi 10x11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Retraktor Senn Bergagang T

SKU **RM-STHR-45-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Senn Bergagang T	Panjang 4.5" (11.43 cm), pengait bergigi banyak (tumpul atau tajam), gagang T	\$54
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$54



Retraktor Strandell Stille

SKU **RM-SSR-17-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Strandell Stille	Panjang keseluruhan 17 cm, bilah melengkung 6 x 15 mm (Tajam atau Tumpul)	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor US Army, Set Isi Dua

SKU **RM-USAR-SET-21-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor US Army	Panjang keseluruhan 21 cm, bilah berujung ganda 38x22 mm & 41x25 mm	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar	\$49



Retraktor Volkman-Pola USA

SKU **RM-VRUP-223-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2 Gigi (Tumpul / Tajam) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Gigi (Tumpul / Tajam) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Gigi (Tumpul / Tajam) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Gigi (Tumpul / Tajam) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Retraktor Volkman

SKU **RM-VR-SERIES-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2 Gigi (Tumpul / Tajam) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Gigi (Tumpul / Tajam) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Gigi (Tumpul / Tajam) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Gigi (Tumpul / Tajam) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Gigi (Tumpul / Tajam) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



Retraktor W.M. Lemmon Deaver

SKU **RM-WMLDR-395-1**

HARGA **\$119 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Lebar 25 mm — lebar 25 mm x permukaan kerja 235 mm	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
Bilah Lebar 50 mm — lebar 50 mm x permukaan kerja 235 mm	RM-WMLDR-395-1-2	\$119



Retraktor Weitlaner

SKU **RM-WR-SERIES-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
4" hingga 4 ½" (10-11.5 cm) — gigi 2x2 atau 2x3	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" hingga 5 ½" (13-14 cm) — gigi 3x4	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — gigi 3x4	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — gigi 3x4	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" hingga 10" (24-25.5 cm) — gigi 5x6	RM-WR-SERIES-1-5	\$114




Retraktor Lebar Pengunci Otomatis

SKU **RM-WSRR-35-1**

HARGA **\$139 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Lebar Pengunci Otomatis	Bilah halus selebar 3.5" (8.89 cm), ujung 10x12 mm, rangka dengan ratchet	\$139
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$139



Retraktor Pita Zalkind yang Dapat Dibentuk

SKU **RM-ZMRR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69



Retraktor Bookwalter (Standar)

SKU **RM-SBR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penopang Lapangan Operasi Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Batang Horizontal Bookwalter	Standar
1	Penyambung Tiang Bookwalter	Konstruksi Kokoh untuk Beban Berat
1	Batang Fleksibel Horizontal Bookwalter	Diameter 1" (2.5 cm)
2	Ratchet Standar Bookwalter	Tidak Dapat Dimiringkan
7	Mekanisme Ratchet Bookwalter yang Dapat Dimiringkan	Multisudut
1	Cincin Oval Sedang	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Cincin Bersegmen Sedang	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Bilah Balfour	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Bilah Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Bilah Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Bilah Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Bilah Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Bilah Kelly	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Penataan Instrumen Berlubang



Sistem Retraktor Omni

SKU **RM-OR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Area Steril dengan Klem Omni	Klem rel meja dan tiang berkekuatan tinggi
1	Rangka Wishbone Standar	Rangka cincin struktural terpisah berbentuk garpu
1	Lengan Ekstensi Berengsel	19" (48.3 cm) untuk jangkauan lebih luas dan fleksibilitas
8	Dudukan Bilah SnapClamp	Klem sambungan cepat yang dipasang dengan digeser pada rangka
2	Retraktor Putar Mayo	2¾" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	Retraktor Putar Mayo	3½" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	Retraktor Putar Fence	2" x 6" (10.2 x 15.2 cm) bilah lebar untuk dinding otot
1	Retraktor Putar Splanknik	2" x 4½" (5.1 x 11.4 cm) bilah untuk organ visceral dalam
1	Retraktor Putar Splanknik	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm) bilah untuk organ visceral dalam
2	Retraktor Putar Vena Renalis	1" x 6" (2.5 x 15.2 cm) bilah vaskular sempit
1	Retraktor Putar Deaver	2¾" x 4½" (7.0 x 11.4 cm) bilah melengkung
1	Retraktor Putar Bercelah yang Dapat Dibentuk	2" x 6½" (5.1 x 16.5 cm) setrip yang dapat ditekuk
1	Retraktor Putar Bercelah yang Dapat Dibentuk	3" x 6½" (7.6 x 16.5 cm) setrip yang dapat ditekuk
1	Retraktor Putar Harrington (Sweetheart)	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm) bilah berbentuk hati
1	Kotak Penyimpanan	Kotak penyimpanan kayu dengan alur bantalan yang disesuaikan





Sistem Retraktor Bariatrik Bookwalter

SKU **RM-BBRS-1**

HARGA **\$1,899 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga Area Operasi	18" (45.7 cm)
1	Batang Horizontal	Standar
1	Penghubung Tiang	Standar
6	Mekanisme Ratchet Kemiringan	Multisudut
1	Pemanjang Ratchet	Pemanjang Standar
1	Ratchet Putar	Sudut yang Dapat Diubah
1	Cincin Oval	Sedang
1	Bilah Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Bilah Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Bilah Kelly	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Bilah Balfour	3½" x 2¼" (8.9 x 7.0 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Bilah Harrington	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung




Retraktor Bedah Umum Bookwalter

SKU **RM-BGSR-1**

HARGA **\$1,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12" (30.5 cm)
1	Batang Horizontal	Standar
1	Penghubung Tiang	Standar
1	Batang Fleksibel Horizontal	Diameter 1" (2.5 cm)
2	Mekanisme Pengunci Bergerigi Standar	Tanpa Pengaturan Kemiringan
6	Mekanisme Pengunci Bergerigi dengan Pengaturan Kemiringan	Multisudut
1	Cincin Oval, Sedang	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Cincin Bersegmen, Sedang	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Bilah Balfour	2¾" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Bilah Kelly	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Bilah Kelly	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Bilah Kelly	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Bilah Kelly	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Bilah Harrington	1" x 5¼" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Bilah Gelpi	Standar
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung





Sistem Retraktor Thompson

SKU **RM-TRS-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
2	Klem Rel Elite	Dudukan rel samping berkekuatan tinggi 22" (55.9 cm)
1	Lengan Bersudut Ganda	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Lengan Lateral Bersudut	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (diameter 3/8")
2	Lengan Lateral Bersudut	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (diameter 3/8")
1	Batang Silang Bilateral (Berengsel)	34" (11 1/2" x 8 1/2" x 11 1/2" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Klip geser kerangka dengan sambungan cepat
1	Gagang dengan Penyetelan Mikro	10" (25.4 cm) dengan sekrup penegang presisi
3	Bilah Balfour Berbibir	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm
3	Bilah Balfour Lebar	Dapat dipertukarkan, untuk menahan area dinding otot yang luas
1	Bilah Harrington (Sweetheart)	114 x 254 mm (4 1/2" x 10") untuk menahan organ di bagian dalam
9	Bilah Kelly yang Dapat Dipertukarkan	3" x 3 1/2" (7.6 x 8.9 cm) dengan sudut siku-siku standar
1	Set Bilah yang Dapat Dibentuk dan Dipertukarkan	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	Bilah St. Marks yang Dapat Dipertukarkan	51 x 152 mm (2" x 6") dengan tepi berbibir dalam
1	Kotak Penyimpanan	Kotak penyimpanan kayu dengan slot bantalan yang disesuaikan




Retraktor Bedah Rektal/Transanal Bookwalter

SKU **RM-BRTASR-1**

HARGA **\$2,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12" (30 cm)
2	Penghubung Tiang Baja Tahan Karat	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Batang Fleksibel Horizontal	Diameter 1" (2.5 cm)
1	Batang Perpanjangan Vertikal	12" (30 cm)
5	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan	Multi-Sudut Standar
1	Cincin Setengah Lingkaran Kecil	Diameter dalam 8 1/2" (21.3 cm)
1	Cincin Perineal Bersegmen	9 1/2" x 14 1/2" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Bilah Rektal	7/8" x 3 1/4" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Bilah Rektal	7/8" x 2 1/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 10 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	1/2" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	3/4" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Bilah Deaver	1" x 3 1/2" (2.5 cm x 8.8 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung





Retraktor Bookwalter

SKU **RM-BR-1**

HARGA **\$1,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Batang Horizontal Bookwalter	Standar
1	Konektor Tiang Bookwalter	Standar
1	Batang Fleksibel Horizontal Bookwalter	Diameter 1" (2.5 cm)
2	Mekanisme Ratchet Standar Bookwalter	Tanpa Pengaturan Kemiringan
5	Mekanisme Ratchet Bookwalter dengan Pengaturan Kemiringan	Multisudut
1	Cincin Oval Bookwalter, Ukuran Sedang	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Cincin Bersegmen Bookwalter, Ukuran Sedang	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Bilah Balfour Bookwalter	2½" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
1	Bilah Kelly Bookwalter	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Bilah Kelly Bookwalter	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Bilah Kelly Bookwalter	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Bilah Kelly Bookwalter	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bilah Bookwalter yang Dapat Dibentuk	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Bilah Bookwalter yang Dapat Dibentuk	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bilah Harrington Bookwalter	1" x 5½" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Kotak Penyimpanan Kayu	Kotak Pelindung dengan Dudukan yang Disesuaikan



Sistem Retraktor Insisi Kecil Bookwalter

SKU **RM-BSIRS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	Batang penyangga vertikal 12" (30 cm)
1	Klem Penghubung Tiang Baja Tahan Karat	Klem rel berkekuatan tinggi 1" x 1" (2.5 x 2.5 cm)
1	Batang Fleksibel Horizontal	Lengan multi-sendi berdiameter 1" (2.5 cm)
1	Cincin Utuh Bulat Kecil	Diameter Dalam (ID) 8½" (21.3 cm)
1	Cincin Bersegmen Oval Kecil	Rangka berengsel yang dapat diubah konfigurasinya, 8½" x 14" (20 x 35 cm)
6	Pengunci Ratchet Pengatur Kemiringan	Pengunci rangka mekanis berprofil rendah
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	1" x 3½" (2.5 x 12.5 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	¾" x 4" (1.9 x 10 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" x 6" (5 x 15 cm)
2	Bilah Deaver	Bilah pelvis lengkung 1" x 3½" (2.5 x 8.8 cm)
2	Bilah Kelly	Bilah siku-siku dangkal 2" x 1½" (5 x 3.8 cm)
2	Bilah Kelly	Bilah siku-siku 1" x 2½" (2.5 x 6.3 cm)
2	Bilah Kelly	Bilah siku-siku 1" x 3" (2.5 x 7.5 cm)
2	Bilah Penggaruk Dalam	Cakar bercabang banyak dengan kedalaman ¾" x lebar ½" (1.9 x 1.7 cm)
2	Bilah Richardson	Bilah dangkal berbibir datar ¾" x 2" (1.9 x 5 cm)
2	Bilah Richardson	Bilah dangkal berbibir datar 1" x 1¼" (2.5 x 3.1 cm)
2	Bilah Richardson	Bilah dangkal berbibir datar ¾" x 1" (1.9 x 2.5 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah penataan berlubang yang dirancang khusus






Sistem Retraktor Dasar Bedah Umum Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSABGRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Penyangga StrongArm PLUS dengan Pemasangan Atas	Ketinggian Dapat Diatur / Berartikulasi
1	Cincin Oval, Sedang	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Klem Rel Tugas Berat	Kompatibel dengan Rel Meja
4	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan	Multisudut
1	Bilah Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Bilah Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Pelindung




Sistem Retraktor Bedah Umum Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGSRS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Penyangga StrongArm PLUS dengan Pemasangan Atas	Ketinggian Dapat Diatur / Berartikulasi
1	Klem Rel Berkekuatan Tinggi	Kompatibel dengan Rel Meja
2	Mekanisme Ratchet	Standar Tanpa Pengaturan Kemiringan
6	Mekanisme Ratchet dengan Pengaturan Kemiringan	Multisudut
1	Cincin Bersegmen	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Cincin Bersegmen	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Bilah Balfour	2½" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Bilah Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Bilah Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Bilah Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Bilah Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bilah Harrington	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Bilah Gelpi	Standar
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung





Retraktor Bookwalter Kustom

SKU **RM-CBR-1**

HARGA **\$2,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
Dapat dikonfirmasi	Perangkat Pemasangan (opsi yang tersedia)	Tiang Penyangga Area Operasi Standar (12", 18"), Dudukan StrongArm PLUS dengan Pemasangan di Bagian Atas, Klem Rel Tugass Berat, Penyambung Tiang, Batang Horizontal, Batang Fleksibel Horizontal, Batang Perpanjangan
Dapat dikonfirmasi	Rangka Cincin (opsi yang tersedia)	Cincin Oval Utuh, Cincin Bulat Utuh, Cincin Oval Bersegmen, Cincin Bulat Bersegmen, Segmen Setengah Lingkaran, Segmen Cincin Lurus (4", 6", 8"), Cincin Perineal Bertakik
Dapat dikonfirmasi	Mekanisme Ratchet (opsi yang tersedia)	Ratchet Standar Tanpa Kemiringan, Ratchet Miring Multisudut, Ratchet Putar, Pemanjang Ratchet, Mekanisme Pengunci Berprofil Rendah
Dapat dikonfirmasi	Bilah Kaku & yang Dapat Dibentuk (opsi yang tersedia)	Bilah Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, yang Dapat Dibentuk, Richardson, Meyerding, Gelpi, Vaginal Lateral/Posterior, Ginjal Wylie dan Rektal, Kait Bergigi untuk Retraksi Dalam
Dapat dikonfirmasi	Penyimpanan & Kemasan (opsi yang tersedia)	Kotak Sterilisasi Berlubang, Sisipan Baki yang Disesuaikan, Wadah Pelindung untuk Pengangkutan, Kemasan OEM dengan Label Privat




Set Aksesori Rektal/Transanal

SKU **RM-RTAAS-1**

HARGA **\$499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
2	Bilah Rektal	7/8" x 2 1/8" (2.2 x 7.2 cm)
2	Bilah Rektal	7/8" x 3 1/8" (2.2 x 9.7 cm)
1	Cincin Bulat Kecil Utuh	Diameter Dalam (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Penyimpanan Pelindung dengan Penataan Komponen



Set Aksesori Insisi Kecil

SKU **RM-SIAS-1**

HARGA **\$449 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Bilah Kait Gelpi	Profil Ujung Runcing Halus Standar
1	Bilah Kelly	1" x 1 1/2" (2.5 x 3.8 cm)
1	Bilah Kelly	1" x 2 1/2" (2.5 x 6.3 cm)
1	Cincin Bulat Kecil Utuh	Diameter Dalam (ID) 8.5" (21.3 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Khusus untuk Penyimpanan Terorganisasi




Sistem Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSA-1**

HARGA **\$899 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Lengan Pengatur Posisi Bookwalter StrongArm	Sistem Pengatur Posisi Berartikulasi 3 Sendi Lengkap
1	Tiang Penyangga	Tersedia dalam panjang 12" (30 cm) atau 18" (45 cm)



Retraktor Hati Tipe Ular

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

HARGA **\$299 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Ujung Segitiga	RM-SLR-TRI-1	\$299
Model Ujung Pita Lambung	RM-SLR-GB-1	\$299
Model Ujung Melingkar	RM-SLR-CIR-1	\$299
Model Ujung Berkait	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Model Ujung Poligon	RM-SLR-POLY-1	\$299
Set Lengkap isi 5 Model	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



Retraktor Kipas dengan 5 Jari

SKU **RM-FR5F-299-1**

HARGA **\$299 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5 mm — Berartikulasi	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Tanpa Artikulasi	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Berartikulasi	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Tanpa Artikulasi	RM-FR5F-10N-1	\$299



Retraktor Kipas dengan 3 Jari

SKU **RM-FR3F-299-1**

HARGA **\$299 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5 mm — Berartikulasi	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — Tanpa Artikulasi	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — Berartikulasi	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — Tanpa Artikulasi	RM-FR3F-10N-1	\$299



Retraktor Esofagus Berartikulasi

SKU **RM-EAR-299-1**

HARGA **\$299 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Batang 5 mm	RM-EAR-5-1	\$299
Batang 10 mm	RM-EAR-10-1	\$299



Retraktor Kipas Model Layang-Layang

SKU **RM-KSFR-299-1**

HARGA **\$299 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5 mm — Batang Lurus	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Batang Melengkung	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Batang Lurus	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Batang Melengkung	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Lengan Tunggal

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

HARGA **\$999 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Standar 17"	RM-IIISA-1-1	\$999
Model Standar 22"	RM-IIISA-2-1	\$1,199
Jumbo untuk Beban Berat 22"	RM-IIISA-3-1	\$1,299
Varian Dupleks 22"	RM-IIISA-4-1	\$1,399
Varian Lipat 22"	RM-IIISA-5-1	\$1,499
Model Standar 26"	RM-IIISA-6-1	\$1,599
Jumbo untuk Beban Berat 26"	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Lengan Ganda

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

HARGA **\$1,699 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Hydra Standar 22"	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
Jumbo Tugas Berat 22"	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
Jumbo Tugas Berat 26"	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Kit Retraktor Penjepit Rusuk Stieber

SKU **RM-SRGRK-4999-1**

HARGA **\$4,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Platform Tengah Lees	Menghubungkan batang melintang utama ke aksesori lengan ganda khusus Hydra Yoke
1	Lengan Ganda Hydra Yoke	Mengubah konfigurasi tiang tunggal menjadi rangka lengan ganda yang kaku untuk akses bilateral
1	Tiang Vertikal dengan Mur Sayap	Tiang penyangga tegak standar; harus dipasang di sisi kiri meja
1	Tiang Vertikal dengan Takik V	Tiang vertikal dengan dua titik penjangkaran yang menjaga keseimbangan rangka dan kestabilan terhadap rotasi
1	Batang Horizontal Dua Bagian	Batang melintang horizontal berkekuatan tinggi yang dikunci melintasi area dada atas/abdomen
2	Klem Rel 3/D Swinger Beralur	Mengunci tiang penyangga vertikal dengan aman langsung pada rel meja operasi
1	Platform Kecil Stieber (Kiri)	Rumah mekanisme ratchet yang memandu bilah retraktor sisi kiri ke depan atau ke belakang
1	Platform Kecil Stieber (Kanan)	Rumah mekanisme ratchet yang memandu bilah retraktor sisi kanan ke depan atau ke belakang
1	Platform Besar Stieber (Kiri)	Sayap anatomis luar yang memberikan daya ungkit struktural pada lapangan operasi kiri
1	Platform Besar Stieber (Kanan)	Sayap anatomis luar yang memberikan daya ungkit struktural pada lapangan operasi kanan
2	Gagang Pemutar Stieber	Gagang penggerak yang dapat disisipkan untuk memajukan atau menarik mundur bilah ber-ratchet secara manual
1	Jarum Stieber	Alat pin penyetel khusus untuk mengunci rakitan platform dengan aman atau melonggarkannya
2	Bilah Ber-ratchet Stieber (Ukuran 4A)	Bilah struktural berkekuatan tinggi dengan kedalaman sedang (dikirim dengan gagang Tipe A atau Tipe B)
2	Bilah Ber-ratchet Stieber (Ukuran 5A)	Bilah struktural berkekuatan tinggi dengan profil dalam (dikirim dengan gagang Tipe A atau Tipe B)
1	Wadah / Kotak Penyimpanan Pelindung	Kotak standar berkekuatan tinggi untuk pengangkutan dan penyimpanan
Jenis Sambungan Mekanis	Varian Gagang Bilah	Rincian Rentang Gerak
Konfigurasi Pin Tetap / Permanen	Gagang Tipe A	Membatasi rotasi bilah hanya pada satu bidang datar
Ujung Bercelah / Dapat Diper tukarkan	Gagang Tipe B	Memungkinkan rotasi penuh pada berbagai bidang; ideal untuk mengangkat tepi arkus kosta yang sulit diangkat





Retraktor Alar

SKU **RM-AR-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Alar	Panjang keseluruhan 15 cm, bilah 22 x 13 mm	\$29
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Mastoid Allport

SKU **RM-AMR-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Mastoid Allport	Panjang keseluruhan 10.2 cm, gigi tajam 4x4	\$59
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$59



Retraktor Bibir Atas Arnett Le Fort

SKU **RM-ALFULR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Bibir Atas Arnett Le Fort	Instrumen maksilofasial untuk eksposur melalui retraksi bibir atas	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$49



Retraktor Nasal Aufricht Daniel

SKU **RM-ADNR-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal Aufricht Daniel	Panjang keseluruhan 11 cm, bilah 50 x 10 mm	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Nasal Aufricht

SKU **RM-ANR-6IN-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Tanpa pengisap (standar)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Dengan tabung pengisap	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Retraktor Nasal Aufricht - Serat Optik

SKU **RM-ANR-FO-1**

HARGA **\$149 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Nasal Aufricht - Serat Optik	Panjang 6 ¼" (15.9 cm), bilah cekung 7.0 mm, berkas serat pencahayaan
1	Adaptor Pemandu Cahaya Universal	Sesuai untuk kabel serat optik standar ruang operasi
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Nasal Aufricht Walter

SKU **RM-AWNR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal Aufricht Walter	Panjang keseluruhan 13.5 cm, bilah berujung ganda berukuran 42 x 7 mm	\$69
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$69



Retraktor Jaringan dan Pipi Austin

SKU **RM-ATCR-1**

HARGA **\$45 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan dan Pipi Austin	Retraktor intraoral ringkas bersudut siku-siku	\$45
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$45



Retraktor Leher Kondilus Awty

SKU **RM-ACNR-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Leher Kondilus Awty	Panjang keseluruhan 22 cm, bilah kondilus melengkung	\$59
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$59



Retraktor Nasal Barsky

SKU **RM-BNR-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal Barsky	Panjang 3 ¾" (9.5 cm), bilah 10 x 55 mm	\$64
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$64



Retraktor Intraoral Takik Sigmoid Bauer

SKU **RM-BSNIOR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Tanpa Pemandu Cahaya (Kiri atau Kanan)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Dengan Pemandu Cahaya Serat Optik (Kiri atau Kanan)	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Retraktor Endaural Bellucci

SKU **RM-BER-1**

HARGA **\$174 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Solid dengan 2 Gigi Tumpul	RM-BER-1-1	\$174
Bilah Solid dengan 2 Gigi Tajam	RM-BER-1-2	\$174



Retraktor Bibir dan Pipi Bishop

SKU **RM-BLCR-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Bibir dan Pipi Bishop	Panjang keseluruhan 13.5 cm, bilah pada kedua ujung berukuran 27 mm	\$24
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$24



Retraktor Trakea Bose

SKU **RM-BOTR-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Orientasi Kiri	RM-BOTR-1-1	\$29
Orientasi Kanan	RM-BOTR-1-2	\$29



Retraktor Trakea Bose Tipe Pegas

SKU **RM-BTR-ST-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Trakea Bose Tipe Pegas	Panjang keseluruhan 7 cm, bilah melengkung dengan mekanisme pegas	\$59
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$59



Retraktor Mandibula Beralur Bremerich

SKU **RM-BMCR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Retraktor Nasal Cerkes Berujung Ganda

SKU **RM-CDENR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Besar (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Retraktor Nasal Cerkes dengan Pemberat - Retraktor Kolumela Gruber

SKU **RM-CNRW-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kolumela Berpemberat Cerkes / Gruber	Bilah kait berkontur dengan pemberat berbentuk bola yang terkalibrasi	\$79
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$79



Retraktor Kombinasi Luka dan Pipi

SKU **RM-CWCR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kombinasi Luka dan Pipi	Retraktor mulut dan luka berujung ganda — 1	\$69
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$69



Retraktor Kondilus

SKU **RM-CONDR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8 mm x 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm x 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Retraktor Ala Nasi Converse Berujung Ganda

SKU **RM-CARDE-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bukaan Selebar 10 mm	RM-CARDE-1-1	\$49
Bukaan Selebar 14 mm	RM-CARDE-1-2	\$54



Retraktor Nasal Converse

SKU **RM-CNR-45-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Tanpa Lampu Serat Optik	RM-CNR-45-1-1	\$69
Dengan Lampu Serat Optik	RM-CNR-45-1-2	\$209



Retraktor Nasal Converse, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

HARGA **\$14 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 mm x 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm x 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm x 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm x 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Retraktor / Kait Ala Nasi Cottle

SKU **RM-CANR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bola di Sisi Kiri — panjang 14.0 cm, lebar 10 mm, cabang bola di sisi kiri	RM-CANR-1-1	\$44
Bola di Sisi Kanan — panjang 14.0 cm, lebar 10 mm, cabang bola di sisi kanan	RM-CANR-1-2	\$44



Retraktor Nasal Cottle - 4 Gigi Tumpul

SKU **RM-CNR4BP-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal Cottle - 4 Gigi Tumpul	Panjang 6" (15.0 cm), kepala pengait selebar 10.0 mm, 4 gigi tumpul	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44




Retraktor Kait Cottle 2 Gigi

SKU **RM-CRH2P-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Gigi Berujung Bulat — panjang 6 ¾", lebar 12 mm	RM-CRH2P-1-1	\$49
Gigi Berujung Tajam — panjang 6 ¾", lebar 12 mm	RM-CRH2P-1-2	\$49



Retraktor Pipi Cronin

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pipi Cronin	Panjang keseluruhan 16 cm, bilah lengkung selebar 19 mm	\$24
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$24



Retraktor Bibir & Lubang Hidung Cronin

SKU **RM-CLNR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Bibir & Lubang Hidung Cronin	Panjang keseluruhan 6" (15.2 cm), lebar 14 mm, berujung ganda	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Kanal Mandibula Dumbach

SKU **RM-DMCR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Lengkung Kiri — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
Lengkung Kanan — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Retraktor Lateral Dunn Dautrey

SKU **RM-DDLR-135-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Lateral Dunn Dautrey	Panjang keseluruhan 13.5 cm, bilah lateral bersudut	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Fisch dengan Sendi

SKU **RM-FRWJ-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2 gigi di kanan / pelat bergerigi di kiri — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 gigi di kiri / pelat bergerigi di kanan — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



Retraktor Leher Fleksibel

SKU **RM-FNR-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi 2 Kait — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-FNR-1-1	\$29
Konfigurasi 3 Kait — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-FNR-1-2	\$34
Konfigurasi 4 Kait — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-FNR-1-3	\$39



Retraktor Fomon

SKU **RM-FMR-17-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi Standar — Panjang 17 cm, ujung bola 5 × 10 mm, baja tahan karat	RM-FMR-17-1-1	\$44
Konfigurasi Berinsulasi — Panjang 17 cm, ujung bola 5 × 10 mm, lapisan dielektrik	RM-FMR-17-1-2	\$54



Retraktor Isap Gerbault Tebbett's

SKU **RM-GTSR-1**

HARGA **\$209 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
14 cm — Retraktor Isap	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — Retraktor Isap — Standar	RM-GTSR-1-2	\$209
Konfigurasi Kombinasi Isap & Serat Optik — Retraktor dengan ujung 3 lubang, saluran isap, dan bundel serat optik	RM-GTSR-1-3	\$209



Retraktor Gifford-Jansen

SKU **RM-GJR-115-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Susunan Gigi 3x3 — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-GJR-115-1-1	\$84
Susunan Gigi 4x4 — Ujung Tajam atau Tumpul	RM-GJR-115-1-2	\$89



Retraktor Uvula Goodyear

SKU **RM-GUR-18-1**

HARGA **\$34 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Standar, bilah 15 mm	RM-GUR-18-1-2	\$34



Retraktor Tiroid Green

SKU **RM-GTR-223-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Tiroid Green	Panjang keseluruhan 22.3 cm, bilah lengkung kawat terbuka yang melengkung, gagang cincin — 1	\$44
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual — 1	\$44



Retraktor Rinoplasti Gruber

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Rinoplasti Gruber	Susunan kait ganda dengan lebar 10 mm, gagang pipih — 1	\$89
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$89



Retraktor Pipi Hajek

SKU **RM-HCR-175-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pipi Hajek	Panjang keseluruhan 17.5 cm, bilah pipi atraumatik, gagang nyaman — 1	\$24
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual — 1	\$24



Retraktor Koronoid Hargis dengan Rantai

SKU **RM-HCRWC-1**

HARGA **\$49 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Koronoid Hargis	Panjang total 19 cm, bilah koronoid berlekuk — 1
1	Rantai Retraksi Terintegrasi	Rantai mata baja tahan karat kokoh sepanjang 20 cm — 1
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1



Retraktor Korpus Mandibula Hargis

SKU **RM-HMBR-17-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Korpus Mandibula Hargis	Panjang keseluruhan 17 cm, ujung kait 13 mm — 1	\$44
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual — 1	\$44



Retraktor Ramus Medial Hargis

SKU **RM-HMRR-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Menghadap Sisi Kiri — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Menghadap Sisi Kanan — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Retraktor Helms

SKU **RM-HLR-11-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Helms	Panjang keseluruhan 11 cm, 2 gigi tumpul halus, pengunci sekrup	\$109
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$109



Retraktor Henahan

SKU **RM-HNHR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
17 cm (sekitar 6.7") — Bilah Tumpul Ukuran 2	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (sekitar 7.9") — Bilah Tumpul Ukuran 2	RM-HNHR-1-2	\$49




Retraktor Endaural Henner

SKU **RM-HER-475-1**

HARGA **\$189 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Standar	RM-HER-475-1-2	\$189



Retraktor Manual House

SKU **RM-HHR-6IN-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Manual House	Panjang 6" (15.24 cm), bilah pada kedua ujung berukuran 5×16 mm & 9×25 mm	\$69
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$69



Retraktor Trakea Jackson

SKU **RM-JTR-14-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Trakea Jackson	Panjang keseluruhan 14 cm, ujung tajam bersudut 8.0 mm, gagang datar	\$29
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Trakea Jackson Berujung Ganda

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Trakea Jackson Berujung Ganda	Panjang keseluruhan 17 cm, bilah ramping melengkung pada kedua ujung	\$39
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$39



Retraktor Mastoid Jansen

SKU **RM-JMR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Retraktor Penahan Mandiri Jolls Friedman

SKU **RM-JFSRR-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Penahan Mandiri Jolls Friedman	Dimensi / Detail: panjang 6" (15.24 cm), rahang melengkung berfenestrasi, pengunci sekrup	\$94
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual	\$94



Retraktor Jaringan Lunak Kreidler

SKU **RM-KSTR-21-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan Lunak Kreidler	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 21 cm, bilah lebar berukuran 5 x 20 mm · Jumlah yang Disertakan: 1	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$44



Retraktor Tiroid Lahey

SKU **RM-LTR-203-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Tiroid Lahey	Dimensi / Detail: Panjang keseluruhan 20.3 cm (8"), bilah bersudut siku-siku berukuran 25 mm dengan bibir penahan · Jumlah yang Disertakan: 1	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$49



Retraktor Levasseur Merrill

SKU **RM-LMR-25-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Levasseur Merrill	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 25 cm, bilah beralur osteotomi 12.5 / 27 mm · Jumlah yang Disertakan: 1	\$69
Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$69




Retraktor Levasseur Merrill Serat Optik

SKU **RM-LMR-FO-1**

HARGA **\$139 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Levasseur Merrill Serat Optik	Dimensi / Detail: panjang 25 cm, bilah 12.5 / 27 mm, berkas serat optik pencahayaan · Jumlah yang Disertakan: 1
1	Adaptor Kabel Lampu Universal	Dimensi / Detail: Terhubung ke kabel lampu standar ruang operasi · Jumlah yang Disertakan: 1
1	Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman standar · Jumlah yang Disertakan: 1



Retraktor Bibir dan Pipi

SKU **RM-LCR-26-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Bibir dan Pipi	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 26 cm, bilah melengkung atraumatik, gagang pipih · Jumlah yang Disertakan: 1	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$49



Retraktor Uvula Lothrop

SKU **RM-LUR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Retraktor Uvula Love

SKU **RM-LUR-17-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah selebar 18 mm	RM-LUR-17-1-1	\$59
Bilah selebar 20 mm	RM-LUR-17-1-2	\$64



Retraktor Trakea Luer S

SKU **RM-LSTR-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Retraktor Trakea Lukens

SKU **RM-LTR-634-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Trakea Lukens	Dimensi / Detail: panjang 6 ¾" (17.1 cm), bilah ganda melengkung 10 mm & bersudut 7 mm · Jumlah yang Disertakan: 1	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$79



Retraktor Mandibula Beralur

SKU **RM-MCR-17-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Mandibula Beralur	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 17 cm, bilah beralur selebar 8 mm · Jumlah yang Disertakan: 1	\$29
Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$29



Retraktor Pipi dan Bibir Martin-Simplex

SKU **RM-MSCLR-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




Retraktor Tiroid McBurney

SKU **RM-MTR-19-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar — 7.5 in, bilah 16x10 mm	RM-MTR-19-1-1	\$49



Retraktor Antral McCabe

SKU **RM-MAR-658-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar — 6 5/8 in	RM-MAR-658-1-1	\$99



Retraktor Ramus Medial & Tepi Orbita

SKU **RM-MRORR-29-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Ramus Medial & Tepi Orbita	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 29 cm, bilah kraniofasial melengkung anatomis · Jumlah yang Disertakan: 1	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$49



Retraktor Ramus Medial

SKU **RM-MRR-195-1**

HARGA **\$99 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Varian Model Kiri	Panjang Keseluruhan: 19.5 cm · Fungsi Klinis Utama: Perlindungan jaringan lunak medial pada osteotomi belah sagital sisi kiri · Harga (USD): \$99.00
1	Varian Model Kanan	Panjang Keseluruhan: 19.5 cm · Fungsi Klinis Utama: Perlindungan jaringan lunak medial pada osteotomi belah sagital sisi kanan · Harga (USD): \$99.00
1	Selubung / Kotak Pelindung	Panjang Keseluruhan: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Millard Cottle dengan Cincin Jari

SKU **RM-MCRFR-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Millard Cottle dengan Cincin Jari	Panjang 5.5 cm, bilah tajam bercabang 2 berukuran 5 x 12 mm, cincin jari	\$24
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$24



Retraktor Minnesota

SKU **RM-MNR-55-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Standar (Tanpa Pengisap)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Dengan Tabung Pengisap	RM-MNR-55-1-2	\$49



Retraktor Pilar Anterior Mollison

SKU **RM-MAPR-22-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pilar Anterior Mollison	Panjang keseluruhan 22 cm, dua bilah ramping 10 mm, gagang bersudut	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor Mollison

SKU **RM-MLR-155-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Mollison	Panjang keseluruhan 15.5 cm, gigi tajam 4x4, pengunci ratchet	\$99
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$99



Retraktor Mukoperiosteal

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Mukoperiosteal	Retraktor intraoral genggam, bilah melengkung atraumatik, pegangan datar	\$54
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$54



Retraktor Kulit Hidung

SKU **RM-NSR-6IN-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kulit Hidung	Panjang keseluruhan 6" (15 cm), bilah melengkung selebar 16 mm, gagang ergonomis	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44




Retraktor dan Pemandu Pisau Neivert

SKU **RM-NKGR-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standar — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Retraktor Alveolar Obwegeser

SKU **RM-OAR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Alveolar Obwegeser	Panjang keseluruhan 22 cm, bilah alveolar melengkung berlekuk	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Daggu Obwegeser

SKU **RM-OCR-16-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Daggu Obwegeser	Panjang keseluruhan 16 cm, bilah daggu berbentuk sadel melengkung	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor Mandibula Beralur Obwegeser

SKU **RM-OMCR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ukuran Alur 8 mm	RM-OMCR-1-1	\$44
Ukuran Alur 10 mm	RM-OMCR-1-2	\$49




Retraktor Tepi Mandibula Obwegeser

SKU **RM-OMRR-20-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Tepi Mandibula Obwegeser	Panjang keseluruhan 20 cm, bilah tepi mandibula melengkung	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$49




Retraktor Spina Nasalis Obwegeser

SKU **RM-ONSR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Spina Nasalis Obwegeser	Panjang keseluruhan 22 cm, bilah spina nasalis berlekuk	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Ramus Obwegeser

SKU **RM-ORR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Ramus Obwegeser	Panjang keseluruhan 22 cm, bilah ramus melengkung anatomis	\$49
Selongsong Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49




Retraktor Jaringan Lunak Obwegeser

SKU **RM-OSTR-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan Lunak Obwegeser	Panjang keseluruhan 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$39



Retraktor Pipi Orringer

SKU **RM-OCR-4IN-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pipi Orringer	Panjang 4" (10.16 cm), lebar 3" (8 cm), kawat pegas dengan mekanisme penahan mandiri	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$49




Retraktor Penahan Mandiri Paparella-Weitlaner

SKU **RM-PWSRR-5IN-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Penahan Mandiri Paparella-Weitlaner	Panjang keseluruhan 5" (12.7 cm), kait 2x2 (13 mm), bukaan 33 mm, pengunci ratchet	\$89
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$89



Retraktor Pterigoid Intraoral Petri

SKU **RM-PPIOR-23-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pterigoid Intraoral Petri	Panjang keseluruhan 23 cm, bilah pterigoid selebar 25.5 mm	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Pterigoid Intraoral Petri dengan Serat Optik

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

HARGA **\$149 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Pterigoid Intraoral Petri dengan Serat Optik	Panjang 23 cm, bilah selebar 25.5 mm, berkas serat optik penerangan
1	Adaptor Kabel Cahaya Universal	Terhubung ke kabel cahaya standar kamar operasi
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Tepi Apertura Piriformis

SKU **RM-PRR-17-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Standar — 18.5 cm, bilah 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49



Retraktor Plester Penahan Mandiri

SKU **RM-PSRR-109-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Standar Lepas-Pasang — 4", 5" (sekitar 11 cm), gigi halus semi-tajam, bilah utuh Kiri atau Kanan	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Model Gigi Ekstra Halus 2:2 — 11 cm atau 13 cm, susunan gigi ekstra halus asimetris 2x2	RM-PSRR-109-1-2	\$109
Model Asimetris 3 Gigi Kiri — 13 cm, 3 gigi semi-tajam di kiri dengan bilah halus di kanan	RM-PSRR-109-1-3	\$109



Retraktor Ramus

SKU **RM-RR-MAX-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 17 cm, bilah 11/15x70 mm	RM-RR-MAX-1-1	\$59
Standar — 22 cm, bilah 11x70 mm	RM-RR-MAX-1-2	\$69
Besar — 22 cm, bilah 12/22x70 mm	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Retraktor Kondilus Reich

SKU **RM-RCR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Panjang Keseluruhan 18 cm — profil 80° atau 110°	RM-RCR-1-1	\$49
Panjang Keseluruhan 19 cm — profil 80° atau 110°	RM-RCR-1-2	\$59



Retraktor Pangkal Hidung Sailer

SKU **RM-SNBR-235-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pangkal Hidung Sailer	Panjang keseluruhan 23.5 cm, bilah melengkung 15-20 mm x 50 mm	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Spina Nasalis Sailer

SKU **RM-SNSR-49-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Spina Nasalis Sailer	Retraktor genggam dengan bilah spina nasalis bertakik dan gagang datar	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Jaringan Lunak Sailer

SKU **RM-SSTR-15-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 15 cm, bilah 7x25 mm	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standar — 15 cm, bilah 10x35 mm	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Sedang-Besar — 15 cm, bilah 12x55 mm	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Besar — 15 cm, bilah 14x70 mm	RM-SSTR-15-1-4	\$54
Ekstra Besar — 15 cm, bilah 16x80 mm	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Retraktor Leher Kondilus Salzburg

SKU **RM-SCNR-225-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Sisi Kanan — panjang 22.5 cm, bilah leher kondilus melengkung ke kanan	RM-SCNR-225-1-1	\$49
Model Sisi Kiri — panjang 22.5 cm, bilah leher kondilus melengkung ke kiri	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Retraktor Tepi Mandibula Salzburg

SKU **RM-SMRR-23-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Tepi Mandibula Salzburg	Panjang keseluruhan 23 cm, bilah tepi mandibula melengkung	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$49



Retraktor Jaringan Lunak Salzburg

SKU **RM-SSTR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian 13 cm — Bilah halus dengan satu ujung kerja	RM-SSTR-1-1	\$44
Varian 14 cm — Bilah halus dengan satu ujung kerja	RM-SSTR-1-2	\$49



Retraktor Schuknecht Fisch

SKU **RM-SFR-13-1**

HARGA **\$114 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2 Gigi (Susunan 2:2) — panjang 13 cm, gigi semi-tajam 2:2, dapat dilepas	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Gigi (Susunan 3:3) — panjang 13 cm, gigi semi-tajam 3:3, dapat dilepas	RM-SFR-13-1-2	\$124




Retraktor Shea dengan Pemandu Serat Optik

SKU **RM-SRFOG-22-1**

HARGA **\$139 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Shea dengan Pemandu Serat Optik	Panjang 22 cm, bilah selebar 14.5 mm, berkas serat pencahayaan terintegrasi
1	Adaptor Kabel Lampu Universal	Menghubungkan instrumen ke kabel serat optik ruang operasi standar
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Nasal Sheen Bersudut

SKU **RM-SNRA-65-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal Sheen Bersudut	Panjang keseluruhan 6 ½" (165 mm), bilah solid 10 mm, rangka bersudut	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Insisura Sigmoid

SKU **RM-SNR-22-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Insisura Sigmoid	Panjang keseluruhan 22 cm, bilah cekung 9.5 / 16 mm, ujung ditekuk penuh	\$64
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$64




Retraktor Takik Sigmoid dengan Pemandu Serat Optik

SKU **RM-SNRF0G-22-1**

HARGA **\$139 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Takik Sigmoid dengan Pemandu Serat Optik	Panjang 22 cm, bilah 9.5 / 16 mm, saluran serat optik
1	Adaptor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan ke kabel serat optik standar ruang operasi
1	Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Sistrunk

SKU **RM-STR-153-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Sistrunk	Panjang keseluruhan 15.3 cm, bilah berujung ganda 3/8" (9.5 mm), gagang datar	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Endaural Snitman Penahan Mandiri

SKU **RM-SSER-108-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Endaural Snitman Penahan Mandiri	Panjang keseluruhan 10.8 cm, kait tajam 3×3, pengunci ratchet	\$99
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$99



Retraktor Sternberg Berujung Ganda

SKU **RM-SDER-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar 14 cm — Ujung kawat berbentuk U yang saling berlawanan arah	RM-SDER-1-1	\$24
Jangkauan Ekstra Panjang 37 cm — Ujung kawat berbentuk U yang saling berlawanan arah	RM-SDER-1-2	\$34



Retraktor Nasal dengan Cincin Putar

SKU **RM-SRNR-11-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal dengan Cincin Putar	Panjang keseluruhan 11 cm, bilah selebar 8 mm, cincin putar 360°	\$59
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$59



Retraktor Nasal Terry

SKU **RM-TNR-6IN-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Nasal Terry	Panjang keseluruhan 6" (152 mm), bilah 5 x 46 mm, gagang ergonomis	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$44



Retraktor Pita Tessier yang Dapat Dibentuk

SKU **RM-TMRR-22-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Sempit — panjang 22 cm, spatula sempit yang dapat dibentuk — Eksplorasi dasar orbita, akses kantung medial, bedah kraniofasial pediatrik	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Bilah Sedang — panjang 22 cm, spatula sedang yang dapat dibentuk — Pemaparan standar tepi orbita, osteotomi arkus zigomatikus dan maksila	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Bilah Lebar — panjang 22 cm, spatula lebar yang dapat dibentuk — Elevasi flap dahi yang luas, pendekatan koronal, dan perlindungan bola mata	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Paket Set Tiga Instrumen — Gabungan Sempit, Sedang & Lebar — Set baki instrumen kraniofasial lengkap yang dapat dibentuk untuk seluruh jalur akses tulang wajah	RM-TMRR-22-1-4	\$94



Kait/Retraktor Trakea

SKU **RM-THR-6IN-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
Besar — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
Ekstra Besar — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Retraktor Jaringan Lunak Wassmund

SKU **RM-WSTR-21-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Jaringan Lunak Wassmund	Panjang keseluruhan 21 cm, bilah halus 33 x 20 mm, gagang datar	\$49
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Williger

SKU **RM-WLR-13-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Williger (3 Gigi) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Retraktor Williger (4 Gigi) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Retraktor Penahan Mandiri Wullstein Weitlaner

SKU **RM-WWSRR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ringkas (4", 4 ¼", 4 ½") — Lurus / Melengkung; gigi 2x2 atau 2x3	RM-WWSRR-1-1	\$44
Sedang (5 ½", 5.5", 6", 6 ½") — Lurus / Melengkung; gigi 2x3, 3x3, atau 3x4	RM-WWSRR-1-2	\$59
Panjang (8", 9 ½", 10") — Lurus / Melengkung; gigi 3x3 atau 3x4	RM-WWSRR-1-3	\$79



Retraktor FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

HARGA **\$4,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar FK-WO TORS dengan Adaptor	Rakitan rangka struktural utama
1	Adaptor untuk Rangka Dasar FK-WO TORS	Adaptor sambungan pemasangan
1	Adaptor untuk Forsepe Penjepit Tumor atau Selang Pengisap	Adaptor pemasangan instrumen tambahan
1	Klip Lampu	Sambungan kabel lateral
2	Retraktor Pipi	Profil melengkung
1	Selang Pengisap Asap	4.0 x 170 mm
10 pcs	Pelindung Gigi	Bebas lateks, tidak dapat disterilkan dengan autoklaf
1	Bilah Mandibula	11 cm
1	Bilah Laring	17 cm, cekung
1	Bilah Lidah	Melengkung
1	Bilah Lidah	Melengkung, sisi kanan terbuka
1	Bilah Lidah	Melengkung, sisi kiri terbuka
1	Bilah TORS menurut Weinstein-O'Malley	Profil TORS standar
2	Bilah TORS Kecil, Kiri	Konfigurasi ringkas untuk sisi kiri
2	Bilah TORS Kecil, Kanan	Konfigurasi ringkas untuk sisi kanan
1	Kotak Sterilisasi	Baki yang dibentuk khusus untuk set FK-WO TORS





Retraktor Cakar Beruang Anderson

SKU **RM-ABCR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
3 cakar tajam, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 cakar tajam, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Retraktor Pengencangan Wajah (Ritidektomi) Biggs

SKU **RM-BFLR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pengencangan Wajah (Ritidektomi) Biggs	Panjang 8" (20.3 cm), bilah berfenestrasi 5.2 cm	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Facelift Biggs, dengan Serat Optik

SKU **RM-BFLR-FO-1**

HARGA **\$99 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Facelift Biggs, dengan Serat Optik	Panjang 9" (229 mm), bilah 52 mm, berkas serat optik
1	Adaptor Kabel Cahaya Universal	Kompatibel dengan konektor Storz, Olympus, Wolf, ACMI
1	Selongsong / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Mamoplasti Biggs Bilah Sempit

SKU **RM-BMRN-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Mamoplasti Biggs Bilah Sempit	Panjang 6" (15.2 cm), bilah melengkung sempit 3 cm	\$89
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$89



Retraktor Mamoplasti Biggs standar

SKU **RM-BMRS-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Mamoplasti Biggs standar	Panjang 8" (20.3 cm), lebar bilah 50.0 mm	\$69
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$69



Retraktor Mamoplasti Biggs, Serat Optik

SKU **RM-BMRFO-1**

HARGA **\$239 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Mamoplasti Biggs, Serat Optik	Bilah berfenestrasi 50 mm, pemandu cahaya, tabung pengisapan
1	Konektor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan ke kabel serat optik standar kamar operasi
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Jari Blair

SKU **RM-BFR-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ujung Tumpul 4 Gigi	RM-BFR-1-1	\$94
Ujung Tajam 4 Gigi	RM-BFR-1-2	\$94



Retraktor Payudara Engler

SKU **RM-BER-OPT-1**

HARGA **\$139 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Payudara Engler	Bilah 65 x 12 mm dengan berkas serat optik terintegrasi
1	Konektor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan instrumen ke kabel cahaya standar ruang operasi
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Orbital Clodius

SKU **RM-COR-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Orbital Clodius	Retraktor genggam untuk bedah periorbital dan blefaroplasti	\$24
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$24



Retraktor Pengangkatan Alis Koronal

SKU **RM-CBLR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pengangkatan Alis Koronal	Panjang 7 ¼" (18.4 cm), kepala penggaruk 70.0 mm, 7 gigi tajam	\$49
Sarung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Kulit dan Jaringan Curtin

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kulit dan Jaringan Curtin	Panjang keseluruhan 14 cm, kepala selebar 15.0 mm, 6 gigi tajam	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Saraf Dahi Endoskopik Daniel

SKU **RM-DEFNR-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Saraf Dahi Endoskopik Daniel	Jangkauan 9 ¾" (17 cm), profil ujung melengkung ke kiri	\$54
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$54



Retraktor Kelopak Mata Desmarres

SKU **RM-DER-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi Standar — Panjang 5 ½" (14 cm), bilah baja tahan karat berbentuk pelana — Retraksi kelopak mata rutin dan perlindungan bola mata	RM-DER-1-1	\$49
Konfigurasi Berinsulasi — Panjang 5 ½" (14 cm), lapisan polimer dielektrik — Keamanan bedah listrik selama kauterisasi dan pemotongan dengan frekuensi radio	RM-DER-1-2	\$79



Retraktor Endo-Plastic EMORY

SKU **RM-EEPR-1**

HARGA **\$309 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Endo-Plastic EMORY	Panjang 10" (254 mm), ujung 1" (25.4 mm), saluran endoskop 10 mm	\$309
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$309





Retraktor Payudara Epstein

SKU **RM-EBR-1**

HARGA **\$244 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
90 x 27 mm (P x L)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (P x L)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (P x L)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (P x L)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (P x L)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (P x L)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (P x L)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (P x L)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (P x L)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (P x L)	RM-EBR-1-10	\$294




Retraktor Augmentasi Payudara Ferreira

SKU **RM-FBAR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Augmentasi Payudara Ferreira	Gagang 5 1/2" (130 mm), bilah melengkung yang meruncing berukuran 25 x 171 mm	\$99
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$99





Retraktor Augmentasi Payudara Ferreira - Serat Optik

SKU **RM-FBAR-FO-1**

HARGA **\$129 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Augmentasi Payudara Ferreira - Serat Optik	Panjang 5 ½", bilah melengkung 25 x 171 mm, berkas serat optik
1	Konektor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan instrumen ke kabel cahaya standar ruang operasi
1	Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Pengencangan Wajah Ferreira

SKU **RM-FFLR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pengencangan Wajah Ferreira	Panjang keseluruhan 4 ¼" (108 mm), bilah lengkung selebar 22 mm	\$49
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$49



Retraktor Pengencangan Wajah Serat Optik Ferreira

SKU **RM-FFOFLR-1**

HARGA **\$99 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Pengencangan Wajah Serat Optik Ferreira	Panjang 4 ¼" (108 mm), bilah 22 mm, berkas serat optik
1	Konektor Kabel Cahaya Universal	Terhubung ke kabel cahaya standar ruang operasi
1	Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Pengencangan Wajah Freeman

SKU **RM-FFLR-SERIES-1**

HARGA **\$62 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
20 mm - 22 mm — Lurus	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm - 22 mm — Melengkung Penuh	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm - 36 mm — Lurus	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm - 36 mm — Melengkung Penuh	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm - 38 mm — Lurus	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm - 38 mm — Melengkung Penuh	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Retraktor Flap Freeman

SKU **RM-FFR-8-1**

HARGA **\$19 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Lebar ½" (12 mm) — Melengkung atau Lurus	RM-FFR-8-1-1	\$19
Lebar 1" (24 mm) — Melengkung atau Lurus	RM-FFR-8-1-2	\$24



Retraktor Flap Freeman dengan Pencahayaan Serat Optik

SKU **RM-FFR-FO-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Lebar 13 mm — Panjang keseluruhan 8", bilah 13 mm, bundel serat optik	RM-FFR-FO-1-1	\$89
Bilah Lebar 25 mm — Panjang keseluruhan 8", bilah 25 mm, bundel serat optik	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Retraktor Garpu Mini Freeman

SKU **RM-FMRR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Garpu Mini Freeman	Panjang 4 ¾" (12.0 cm), kepala selebar 1", 4 gigi tajam — 1	\$44
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual — 1	\$44



Retraktor Garpu Freeman

SKU **RM-FRR-7-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Garpu Lebar 22 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
Garpu Lebar 38 mm — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Retraktor Gluteal Gonzalez Berbentuk L

SKU **RM-GGLR-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Retraktor Gluteal Gonzalez Berbentuk S

SKU **RM-GGSR-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Retraktor Garu Gorney

SKU **RM-GRR-3IN-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
3 in (7.5 cm), lebar 38 mm — Standar	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), lebar 38 mm	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Retraktor Tangan Hayes

SKU **RM-HHR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Retraktor Distal Hoyos

SKU **RM-HDR-1**

HARGA **\$349 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian Pendek 7.5 cm — 7.5 cm (sekitar 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
Varian Panjang 15.0 cm — 15.0 cm (sekitar 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Retraktor Proksimal Hoyos

SKU **RM-HPR-20-1**

HARGA **\$499 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Proksimal Hoyos	Panjang keseluruhan 20 cm, gagang terintegrasi TC, bilah proksimal melengkung	\$499
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$499



Retraktor Hoyos Remora

SKU **RM-HRR-1**

HARGA **\$499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Hoyos Remora	Bilah melengkung bergerigi, bundel serat optik terintegrasi, selang isap
1	Adaptor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan instrumen ke sumber cahaya serat optik standar di ruang operasi
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor halus berujung ganda Kasden

SKU **RM-KDEDR-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor halus berujung ganda Kasden	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 6 ½" (16.5 cm), dua bilah halus, gagang aluminium	\$29
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual	\$29



Retraktor Kawamoto Berinsulasi Berujung Ganda

SKU **RM-KDEIR-1**

HARGA **\$34 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kawamoto Berinsulasi Berujung Ganda	Dimensi / Detail: panjang 6" (152 mm), bilah berinsulasi berbentuk L berukuran 14 x 16 mm	\$34
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual	\$34



Retraktor Sakus Lakrimalis Knapp

SKU **RM-KLSR-1**

HARGA **\$39 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	1 Gigi (Kait Tunggal)	Pilihan Lebar: 5.0 mm · Pilihan Batang & Ujung: Kaku atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 Gigi	Pilihan Lebar: 5.0 mm atau 6.0 mm · Pilihan Batang & Ujung: Kaku atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 Gigi	Pilihan Lebar: 6.0 mm atau 8.0 mm · Pilihan Batang & Ujung: Kaku atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 Gigi	Pilihan Lebar: 6.0 mm atau 8.0 mm · Pilihan Batang & Ujung: Kaku atau Fleksibel (Tajam / Tumpul) · Harga (USD): \$39.00 – \$49.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Pilihan Lebar: Kemasan Pengiriman Standar · Pilihan Batang & Ujung: — · Harga (USD): Termasuk




Retraktor Knapp Penahan Mandiri

SKU **RM-KSRR-10-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Knapp Penahan Mandiri	Dimensi / Detail: Panjang keseluruhan 10 cm, lebar 26 mm, gigi pengait 4x4 (Lurus/Bersudut, Tajam/Tumpul) · Fungsi Klinis Utama: Eksposur sakus lakrimalis dan insisi mikro tanpa perlu dipegang · Harga (USD): \$79.00	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk	\$79



Pelebar Luka Logan

SKU **RM-LWS-4CM-1**

HARGA **\$199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Batang Pemandu Ratchet Bawah	Rangka rel dasar utama yang berfungsi sebagai pemandu untuk melebarkan tepi jaringan
1	Braket Lengan Geser	Komponen braket bergerak yang dapat disetel secara horizontal di sepanjang rel
2	Mekanisme Penyetelan Sekrup	Mekanisme roda gigi sekrup pengunci presisi untuk menggeser dan mengunci lengan pada posisinya
2	Ujung Pelebar Bergigi	Ujung rahang antiselip dengan 3 x 3 gigi tajam melengkung ke luar
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan standar untuk pengiriman



Retraktor Payudara Marx

SKU **RM-MBR-27-1**

HARGA **\$119 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Payudara Marx	Dimensi / Detail: Panjang keseluruhan 27 cm, bilah melengkung 30 x 125 mm · Jumlah yang Disertakan: 1	\$119
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$119



Retraktor Flap Maxwell

SKU **RM-MFR-4IN-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi lebar 22 mm	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
Konfigurasi lebar 38 mm	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Kait Kulit/Retraktor Meyerding

SKU **RM-MSHR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
16 cm (sekitar 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Retraktor Garuk Miller

SKU **RM-MRR-514-1**

HARGA **\$39 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Profil Ujung Tumpul	Dimensi / Detail: panjang 5 ¼", lebar 15 mm, 9 gigi tumpul · Fungsi Klinis Utama: Pengangkatan flap kulit secara aman tanpa risiko tusukan · Harga (USD): \$39.00
1	Profil Ujung Tajam	Dimensi / Detail: panjang 5 ¼", lebar 15 mm, 9 gigi tajam · Fungsi Klinis Utama: Cengkeraman kuat tanpa selip pada dermis padat dan fascia fibrosa · Harga (USD): \$39.00
1	Selubung / Kotak Pelindung	Dimensi / Detail: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Kulit Moberg

SKU **RM-MSR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian 17 cm	RM-MSR-1-1	\$44
Varian 18 cm	RM-MSR-1-2	\$49



Retraktor Dua Ujung Ragnell-Davis

SKU **RM-RDDR-49-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
2,5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Datar / Bulat)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Datar / Bulat)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Datar / Bulat)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



Retraktor Payudara Cincin dengan Pencahayaan Serat Optik

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

HARGA **\$339 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Payudara Cincin dengan Pencahayaan Serat Optik	Retraktor payudara genggam, bilah cincin, berkas serat cahaya terintegrasi
1	Adaptor Kabel Cahaya Universal	Menghubungkan ke kabel serat optik standar kamar operasi
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Rollet

SKU **RM-RLR-5IN-1**

HARGA **\$39 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Standar — 13 cm, 4 gigi tajam, ujung 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Besar — 13.5 cm, 4 gigi, ujung 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Retraktor Abdomen Saldanha-Solz

SKU **RM-SSAR-235-1**

HARGA **\$199 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Abdomen Saldanha-Solz	Panjang keseluruhan 23.5 cm, bilah melengkung yang dioptimalkan untuk jaringan	\$199
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$199




Retraktor Endoskopik Sculpo

SKU **RM-SER-180-1**

HARGA **\$229 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Endoskopik Sculpo	Bilah 180 x 25 mm, katup pengunci, gagang berlapis emas
1	Sekrup Pengunci Saluran Endoskop	Memasang endoskop 5 mm atau 10 mm dengan aman
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Kulit Sisson

SKU **RM-SSR-105-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Kulit Sisson	Panjang keseluruhan 10.5 cm, kait bergigi tajam 1x1, gagang datar	\$84
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$84



Retraktor Kawat Pegas

SKU **RM-SWR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
8.6 cm – 8.9 cm — kait 1x1, 3x3, atau 4x4	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm – 13.0 cm — kait 1x1, 3x3, atau 4x4	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm Makro — kait 1x1, 3x3, atau 4x4	RM-SWR-1-3	\$60



Retraktor Pengencangan Leher Talei "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

HARGA **\$159 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pengencangan Leher Talei "Benetrator 2"	Panjang keseluruhan 9" (22.86 cm), bilah melengkung yang lebar, selang pengisap terintegrasi	\$159
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$159



Retraktor Necklift Talei Sempit “Le Petit Benetrator”

SKU **RM-TNR-9IN-1**

HARGA **\$159 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Necklift Talei Sempit “Le Petit Benetrator”	Panjang keseluruhan 9” (22.86 cm), bilah melengkung sangat sempit, gagang datar	\$159
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$159



Retraktor Payudara Tebbetts

SKU **RM-TBR-64-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
9 cm x 24 mm — Bergigi atau Tanpa Gigi — Akses inframama, diseksi kantong periareolar	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm x 24 mm — Bergigi atau Tanpa Gigi — Pembuatan kantong subpektoral dalam dan augmentasi payudara transaksila	RM-TBR-64-1-2	\$64



Retraktor Payudara Tebbetts Ujung Ganda

SKU **RM-TDEBR-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Konfigurasi Jangkauan 23 cm — bilah panjang 37x70 mm / bilah pendek 22x54 mm — Augmentasi inframamari standar dan diseksi kantong periareolar	RM-TDEBR-1-1	\$69
Jangkauan 31 cm (12.25”) — bilah panjang 37x70 mm / bilah pendek 22x54 mm — Pembentukan kantong subpektoral dalam, augmentasi transaksilar, dan mamoplasti revisi	RM-TDEBR-1-2	\$89




Retraktor Augmentasi Payudara Serat Optik Tebbetts

SKU **RM-TFOBAR-1**

HARGA **\$259 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Tanpa Sumber Cahaya — 13 pilihan ukuran (Bergigi/Tanpa Gigi) — Adaptor kabel serat optik universal (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Dengan Sumber Cahaya LED Nirkabel — 13 pilihan ukuran (Bergigi/Tanpa Gigi) — Unit lampu LED nirkabel bertenaga baterai (baterai AA, dapat disterilkan dengan gas)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Retraktor Augmentasi Payudara Serat Optik Tebbetts, Pegangan Ganda

SKU **RM-TFOBARDH-1**

HARGA **\$259 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Tanpa Sumber Cahaya — 13 pilihan ukuran (Bergigi/Tanpa Gigi) — Adaptor kabel serat optik universal (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Dengan Sumber Cahaya LED Nirkabel — 13 pilihan ukuran (Bergigi/Tanpa Gigi) — Unit lampu LED nirkabel bertenaga baterai (baterai AA, dapat disterilkan dengan gas)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Retraktor Payudara Spatula Tebbetts

SKU **RM-TSBR-125-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Lebar 25 mm x panjang 185 mm — 12 ½" (31.5 cm) — Elevasi kantong subpektoral standar pada pasien dewasa dan akses inframamar	RM-TSBR-125-1-1	\$89
Lebar 38 mm x panjang 190 mm — 12 ½" (31.5 cm) — Pergeseran otot pektoral pada area luas dan kantong rekonstruksi berukuran besar	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Retraktor Tangan Universal Tupper's

SKU **RM-TUHR-1**

HARGA **\$699 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Meja Tangan	Permukaan operasi di bagian tengah
2	Penyangga Rantai yang Ditinggikan	Penyangga di sekeliling rangka
2	Kait Penyangga Rantai	Titik pemasangan tetap
2	Kait Penyangga Rantai Geser	Titik pemasangan yang dapat disesuaikan
4	Rantai Bola dengan Kait Kulit	21 cm
6	Rantai Bola untuk Fiksasi Lengan/Pergelangan Tangan	26 cm
1 Set	Karet Gelang	5 buah



Retraktor Vickers Profil Rendah

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

HARGA **\$199 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kait Tumpul 2x2	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
Kait Tumpul 3x3	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Bilah Utuh (Permukaan Halus)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Retraktor Abdominoplasti Yancoskie

SKU **RM-YAR-75-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Abdominoplasti Yancoskie	Panjang 7 1/2" (19.0 cm), garu selebar 152 mm, 6 gigi tajam berjajar	\$99
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan individual untuk pengiriman	\$99



Retraktor Pengangkatan Koronal Yancoskie

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

HARGA **\$119 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pengangkatan Koronal Yancoskie	Panjang keseluruhan 9" (22.9 cm), garpu selebar 150 mm, 6 gigi tajam penyeimbang	\$119
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$119




Sistem Retraktor Bedah Tangan Bookwalter

SKU **RM-BHSRS-1**

HARGA **\$999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
2	Bilah Mini-Bookwalter, Kait Tunggal	Mini Standar — ujung tajam atau tumpul
2	Bilah Mini-Bookwalter, Kait Ganda	Mini Standar — ujung tajam atau tumpul
2	Bilah Mini-Bookwalter, Tiga Kait	Mini Standar — ujung tajam atau tumpul
2	Bilah Mini-Bookwalter, Empat Kait	Mini Standar — ujung tajam atau tumpul
1	Ratchet Pengatur Putaran Mini-Bookwalter	Mini Standar
4	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan Mini-Bookwalter	Mini Standar
1	Cincin Belah Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Pelindung





Sistem Retraktor Hoyos

SKU **RM-HRS-1**

HARGA **\$1,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Distal Hoyos Pendek	Pilihan bilah retraksi distal pendek untuk akses lebih dekat ke insisi
1	Retraktor Distal Hoyos Panjang	Pilihan bilah retraksi distal panjang untuk menjangkau jaringan yang lebih dalam
1	Retraktor Proksimal Hoyos Panjang	Komponen bilah retraksi proksimal panjang untuk elevasi batas proksimal
1	Retraktor Remora	Bilah retraktor traksi khusus yang dirancang untuk mengurangi selip
1	Batang Penyangga Saling Mengunci	Menghubungkan lengan retraktor ke rangka atas utama
1	Klem Meja untuk Sistem Retraktor Hoyos	Menambatkan tiang vertikal ke rel meja operasi
1	Batang Ekstensi Horizontal Hoyos	Memperpanjang rangka secara horizontal di atas lapangan operasi
1	Tiang Vertikal Hoyos	Tiang vertikal utama yang menopang rangka pemasangan





Retraktor Paru Allison

SKU **RM-ALR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bayi / Pediatrik — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatrik Ringkas — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standar — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Dewasa Sedang — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Dewasa Lebar — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Dewasa Ekstra Lebar — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Pembuka Tulang Rusuk Baby-Haight

SKU **RM-BHRS-52-1**

HARGA **\$289 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Pemandu Ekspansi Linear Ultramini	Rel geser beralur mikro yang dibuat sesuai parameter bedah neonatus
2	Bilah Lateral Berfenestrasi yang Dapat Dilepas (Pasangan 1)	Bilah penahan jaringan mini 9 mm × 10 mm yang dirancang untuk membatasi nekrosis tekanan
2	Bilah Lateral Berfenestrasi yang Dapat Dilepas (Pasangan 2)	Bilah penahan jaringan mini 9 mm × 20 mm untuk jalur akses yang lebih dalam pada bayi
1	Pengunci Sekrup Berulir Halus Terintegrasi	Sekrup putar ibu jari berprofil rendah untuk kontrol lebar secara bertahap
2	Lengan Ekstensi Forsep Mikro Ergonomis	Profil gagang ramping dan ringan dengan tepi luar halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar




Perapat Tulang Rusuk Bailey

SKU **RM-BRC-1**

HARGA **\$159 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Perapat Tulang Rusuk Bailey	Panjang keseluruhan 20 cm, kompresor mekanis berujung cakar	\$159
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$159



Retraktor Bugge Takedown I.M.A Mammaria

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

HARGA **\$499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Retraktor Bugge Takedown I.M.A	Rel pengangkat mekanis dengan bukaan rel 110 mm
1 Pasang	Bilah Lateral Utama	Bilah pengangkat sternum berkontur berukuran 40 mm x 100 mm
1 Set	Bilah Kerja Terintegrasi	Rakitan ujung kerja panjang berukuran 40 mm x 150 mm
1	Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Pembuka Tulang Rusuk Burford

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

HARGA **\$359 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Opsi 3 (Bukaan Kompak) — bukaan maksimum 200 mm — 1 pasang bilah lateral 47x62 mm + 1 pasang 65x62 mm	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Opsi 1 (Bukaan Sedang) — bukaan maksimum 260 mm — 1 pasang bilah lateral 47x62 mm + 1 pasang 65x62 mm	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Opsi 2 (Bukaan Maksimal) — bukaan maksimum 300 mm — 1 pasang bilah lateral 47x62 mm + 1 pasang 65x62 mm	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Retraktor Tulang Rusuk Castaneda

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

HARGA **\$309 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Pilihan 1 — 10.5 mm x 32 mm — bukaan maksimum 65 mm — Torakotomi neonatal, perbaikan koarktasio, ligasi PDA pada bayi	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Pilihan 2 — 12.0 mm x 45 mm — bukaan maksimum 70 mm — Perbaikan kelainan jantung bawaan pada bayi, pemotongan cincin vaskular	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Pilihan 3 — 15.0 mm x 60 mm — bukaan maksimum 120 mm — Torakotomi pediatrik dan remaja, pemasangan pirau pulmonal	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Retraktor Sternum Castaneda

SKU **RM-CSR-1**

HARGA **\$374 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian Bayi Baru Lahir	RM-CSR-1-1	\$374
Varian Bayi	RM-CSR-1-2	\$384
Varian Dewasa	RM-CSR-1-3	\$389



Retraktor Atrium Cooley

SKU **RM-CAR-1**

HARGA **\$64 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Kecil	RM-CAR-1-1	\$64
Model Sedang	RM-CAR-1-2	\$69
Model Besar	RM-CAR-1-3	\$74



Pembuka Tulang Rusuk Cooley

SKU **RM-CRS-SERIES-2**

HARGA **\$319 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ukuran Bayi — 12 mm x 16 mm — bukaan maksimum 95 mm — Akses toraks neonatus dan bayi, bedah jantung bawaan	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Ukuran Anak — 15 mm x 30 mm — bukaan maksimum 140 mm — Prosedur jantung anak dan torakotomi	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Ukuran Dewasa Standar — 21 mm x 44 mm — bukaan maksimum 150 mm — Torakotomi dewasa standar, lobektomi, dan reseksi paru	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Ukuran Dewasa Besar — 35 mm x 50 mm — bukaan maksimum 200 mm — Bedah toraks bariatrik, paparan mediastinum dalam	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349



Retraktor Sternum Cooley

SKU **RM-CSR-STD-1**

HARGA **\$354 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian Anak — 145.0 mm x 140.0 mm x 21.0 mm x 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Varian Dewasa — 200.0 mm x 180.0 mm x 32.0 mm x 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Varian Ekstra Besar — 178.0 mm x 152.0 mm x 102.0 mm x 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Retraktor Sternotomi Cooley

SKU **RM-CSTR-PED-1**

HARGA **\$359 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian Bayi Baru Lahir — 85.0 mm x 55.0 mm x 16.0 mm x 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Varian Pediatrik — 115.0 mm x 80.0 mm x 30.0 mm x 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369




Retraktor Coryllos

SKU **RM-COR-THOR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
22 mm x 82 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm x 108 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm x 115 mm — 9 ½" - 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119



Retraktor Aorta Crawford

SKU **RM-CAR-VASC-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Kecil — panjang 19 cm, bilah 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
Model Besar — panjang 19 cm, bilah 15.0 mm	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Retraktor Vena Cushing

SKU **RM-CVR-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
20.3 cm (sekitar 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (sekitar 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (sekitar 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (sekitar 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (sekitar 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (sekitar 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (sekitar 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Retraktor Popliteal Darling dengan Penahan Mandiri

SKU **RM-DPSRR-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ops A — 54 mm × 25 mm Kiri / 76 mm × 38 mm Kanan — Eksposur arteri poplitea dalam dengan penyisihan otot ke lateral	RM-DPSRR-1-1	\$109
Ops B — 76 mm × 38 mm Kiri / 54 mm × 25 mm Kanan — Eksposur arteri poplitea dalam dengan penyisihan otot ke medial	RM-DPSRR-1-2	\$109



Retraktor DeBakey

SKU **RM-DBR-15-1**

HARGA **\$72 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor DeBakey	Panjang keseluruhan 15.3 cm, gigi tajam 1x1	\$72
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$72



Retraktor Tulang Rusuk DeBakey

SKU **RM-DRS-SET-1**

HARGA **\$449 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Pembuka Paralel Berkonstruksi Kokoh	Rel geser yang memperlebar jarak antartulang secara struktural dan linear (150 mm atau 200 mm)
6 (3 Pasang)	Bilah Lateral Berbentuk Kait yang Dapat Dilepas	3 pasang bilah yang dapat dipertukarkan dengan tepi melengkung antiselip
1	Pengunci Sekrup Penegang Terintegrasi	Baut pengunci putar manual untuk meminimalkan kelelahan pengguna
2	Lengan Perpanjangan Forsep Ergonomis	Pegangan ringan dengan tepi luar yang halus dan atraumatik
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar





Retraktor Vaskular Lobster dengan Jangkauan Diperluas

SKU **RM-EVLR-1**

HARGA **\$2,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
6	Klem Retraktor Lobster	—
1	Klem Meja Lobster dengan Tiang Vertikal & Penghubung Rangka	—
1	Lengan Ekstensi Berengsel Lobster	—
1	Rangka Lobster	—
2	Retraktor Putar Mayo Lobster	2¼" x 2"
1	Retraktor Putar Mayo Lobster	3½" x 2"
1	Retraktor Putar Deaver Lobster	2¼" x 4½"
1	Retraktor Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Retraktor Putar Lentur Lobster (Berlubang)	2" x 6½"
1	Retraktor Putar Lentur Lobster (Berlubang)	3" x 6½"
1	Retraktor Putar Berpagar Lobster	4" x 6"
2	Retraktor Putar Renal Lobster	1" x 6"
1	Retraktor Putar Splanknik Lobster	2" x 4½"
1	Retraktor Putar Splanknik Lobster	2" x 6"
1	Kotak Sterilisasi	—



Pembuka Tulang Rusuk Finochietto (Modif)

SKU **RM-FMR-299-1**

HARGA **\$299 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Horizontal Ramping	Rel geser datar yang mendukung pelebaran manual untuk akses dalam (bukaan 120 mm)
2 (Pasangan Tetap)	Bilah Lengkung Tetap	Bilah lateral berfenestrasi berukuran 14 mm x 15 mm yang mengikuti kontur permukaan tulang rusuk
1	Rakitan Pengunci Sekrup Putar	Roda gigi pengencang untuk mengamankan retraksi bedah yang optimal
2	Lengan Perpanjangan Forsep Ergonomis	Gagang perenggang jaringan yang ringan untuk mengurangi kelelahan pengguna
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar





Pembuka Tulang Rusuk Finochietto

SKU **RM-FRS-SERIES-1**

HARGA **\$329 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Pemandu Paralel Berdesain Ramping	Rangka batang linear yang dirancang untuk digeser hingga terbuka dan merenggangkan tulang
2 (Sepasang Terpasang Tetap)	Bilah Bersudut yang Terpasang Tetap	Blok lateral pencengkeram tulang dengan fenestrasi bulat
1	Pengunci Sekrup Putar Terintegrasi	Pengunci struktural manual yang ditempatkan untuk mempertahankan bukaan rangka dengan aman
2	Lengan Perpanjangan Forsep Ergonomis	Gagang berstruktur ringan yang dioptimalkan untuk mengurangi kelelahan pengguna
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Tulang Rusuk Finochietto-Baby

SKU **RM-FBRS-100-1**

HARGA **\$299 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Pemandu Geser Paralel	Sistem rel mini yang dirancang untuk dibuka dengan digeser di ruang operasi pediatrik yang sempit
2 (Sepasang Terpasang Tetap)	Bilah Bersudut yang Terpasang Tetap	Blok lateral pencengkeram tulang berukuran 31 mm x 31 mm dengan fenestrasi melingkar
1	Pengunci Sekrup Putar Terintegrasi	Pengunci struktural manual yang diposisikan untuk mempertahankan bukaan rangka dengan kuat
2	Lengan Perpanjangan Forsep Ergonomis	Gagang berstruktur sangat ringan yang dirancang dengan tepi halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar




Pembuka Tulang Rusuk Finochietto untuk Bayi

SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

HARGA **\$319 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Horizontal Halus	Tata letak batang geser ringkas yang dioptimalkan untuk torakotomi bayi
2 (Pasangan Tetap)	Bilah Bersudut Tetap	Modul lateral berfenestrasi berukuran 14x15 mm atau 15x15 mm
1	Pengunci Sekrup Putar	Baut pengunci pengaman manual yang mempertahankan retraksi dan mengurangi kelelahan
2	Lengan Forsep Ergonomis Meruncing	Pegangan berkonstruksi ringan dengan seluruh tepi luar yang halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Sternum I.M.A Pola Prancis

SKU **RM-FPIMASR-429-1**

HARGA **\$429 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rel Rangka Geser Utama	Rangka lateral yang dirancang untuk memandu dan merenggangkan struktur toraks
1	Komponen Bilah Sternum Lebar	Bilah berbentuk dayung datar dan halus berukuran 100 mm x 20 mm untuk mendistribusikan gaya pada sternum
2	Bilah Cakar Sternum Asimetris	Dua kait traksi melengkung yang dirancang dengan kedalaman cakar 28 mm atau 32 mm
3	Pengunci Sekrup Penegang Bilah Khusus	Mekanisme penguncian independen yang dipasang untuk menahan setiap bilah pada tempatnya
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Batang pegangan ringan berdesain ramping dengan kontur luar halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Sternum I.M.A. Pola Prancis untuk Ministernotomi

SKU **RM-FPMS-429-1**

HARGA **\$429 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Geser Garis Tengah Berprofil Rendah	Rel batang pemandu berukuran mini yang dioptimalkan untuk pendekatan ministernotomi
1	Komponen Bilah Sternum Mini	Pelat persegi panjang halus berukuran 30 mm x 20 mm untuk mendistribusikan gaya pada dinding tulang
2	Bilah Cakar Sternum Mikro	Dua kait fiksasi melengkung dengan kedalaman ujung kerja 43 mm atau 50 mm
3	Pengunci Sekrup Bilah Manual Terintegrasi	Rakitan ulir putar cepat untuk mengamankan setiap pengaturan bukaan
2	Lengan Ekstensi Forsep Berdesain Ramping	Desain rangka ringan dengan tepi luar yang seluruhnya halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan standar untuk pengiriman



Pembuka Tulang Rusuk Haight

SKU **RM-HRS-329-1**

HARGA **\$329 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Batang Rel Ekspansi Horizontal	Rangka geser yang mendukung pelebaran struktur secara manual selama torakotomi
2 (Pasangan Tetap)	Bilah Bersudut Tetap	Pelat lateral penahan tulang berukuran 30 mm x 30 mm dengan fenestrasi jaringan
1	Pengunci Sekrup Ulir Putar	Klem penahan mekanis yang memastikan pegangan stabil pada tingkat retraksi yang dipilih
2	Batang Forsep Retraksi Ergonomis	Profil gagang ringan yang dibuat dengan tepi luar sepenuhnya halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Bilah Tengah Retraktor Henly

SKU **RM-HRCB-1**

HARGA **\$48 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Panjang 19 mm x lebar 15 mm — Dudukan batang Henly standar	RM-HRCB-1-1	\$48
Panjang 25 mm x lebar 15 mm — Dudukan batang Henly standar	RM-HRCB-1-2	\$50
Panjang 32 mm x lebar 15 mm — Dudukan batang Henly standar	RM-HRCB-1-3	\$52
Panjang 76 mm x lebar 15 mm — Dudukan batang Henly standar	RM-HRCB-1-4	\$54




Rangka Retraktor Henly

SKU **RM-HRF-6CM-1**

HARGA **\$124 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Rangka Retraktor Henly	Kapasitas bukaan 6 cm, rangka dengan cincin jari dan mekanisme ratchet, soket bilah tengah	\$124
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$124



Retraktor Daun Katup

SKU **RM-LFR-22-1**

HARGA **\$49 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Bilah Lebar 5.0 mm	Panjang Keseluruhan: 22 cm · Fungsi Klinis Utama: Bedah katup pediatrik, komisuotomi, dan pemeriksaan kuspis aorta · Harga (USD): \$49.00
1	Bilah Lebar 8.0 mm	Panjang Keseluruhan: 22 cm · Fungsi Klinis Utama: Retraksi daun katup mitral dewasa dan pemaparan korda subvalvular · Harga (USD): \$49.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Panjang Keseluruhan: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk




Retraktor Mini-Sternotomi McCarthy dengan Pengangkat Universal

SKU **RM-MMSR-1**

HARGA **\$699 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Pembuka Dada Berbatang Ganda	Rangka pembuka utama modifikasi berukuran 5-inch untuk membuka sternum
1	Klem Universal Belah	Klem pemasangan khusus untuk mengamankan komponen tambahan pada rangka
1	Klem Universal	Blok penjepit serbaguna untuk menyatukan komponen
1	Braket Utama	Braket pemasangan utama untuk menopang lengan retractor tambahan
1	Penahan Selang	Menahan selang bedah dengan aman sesuai tata letak lapangan operasi
1	Batang Melintang Siku-Siku	Batang melintang struktural untuk mengatur posisi elemen retractor tambahan
1	Retraktor Keranjang Kawat Besar (Dapat Dibentuk)	Keranjang kawat lebar yang dapat dibentuk untuk menggeser jaringan secara lembut
2	Retraktor Keranjang Kawat Kecil (Dapat Dibentuk)	Keranjang kawat ringkas yang dapat dibentuk untuk retraksi jaringan secara terarah



Retraktor Toraks Mercedes

SKU **RM-MTR-SERIES-1**

HARGA **\$329 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar Rel Setengah Lingkaran yang Kokoh	Rakitan mekanisme kerja majemuk yang menghasilkan torsi mekanis
4 (2 Pasang)	Bilah Lateral Menyerupai Kait yang Dapat Dilepas	2 pasang bilah berfenestrasi yang dapat dipertukarkan (48x68 mm atau 70x75 mm)
1	Roda Gigi Penyetel Sekrup Sentral	Mekanisme penguncian manual untuk mempertahankan konfigurasi dan mengurangi ketegangan tangan
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Rangka pegangan ringan yang dirancang dengan tepi luar yang halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar






Retraktor Katup Mitral

SKU **RM-MVR-1**

HARGA **\$899 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Braket Utama	Komponen penopang struktural utama sistem retractor
1	Retraktor Sternum Cooley	Komponen untuk retraksi sternum
1	Batang Lengan Samping	Memberikan dukungan struktural tambahan dan membantu pengaturan posisi
3	Klem Universal	Menghubungkan dan mengunci komponen yang kompatibel dalam sistem
1	Bilah Trikuspid	Pilihan bilah untuk paparan area bedah jantung
1	Bilah Retraktor Besar	Pilihan bilah berukuran lebih besar untuk retraksi jaringan
3	Bilah Retraktor Kecil	Pilihan bilah berukuran lebih kecil untuk retraksi jaringan
1	Kotak Sterilisasi	Menata dan melindungi set lengkap selama penyimpanan dan pemrosesan ulang



Pembuka Tulang Rusuk Morse

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

HARGA **\$239 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Opsi A — 22 × 27 mm / Bukaan 200 mm	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
Opsi B — 30 × 28 mm / Bukaan 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
Opsi C — 42 × 28 mm / Bukaan 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
Opsi D — 55 × 28 mm / Bukaan 210 mm	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Pembuka Tulang Rusuk Morse-Favaloro

SKU **RM-MFRS-160-1**

HARGA **\$269 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Pemandu Geser Paralel	Rel batang pemandu aluminium ringan yang berfungsi sebagai rangka pembuka
4 (2 Pasang)	Bilah Lateral Bersudut yang Dapat Bergerak	Empat bilah berukuran 17 mm x 22 mm yang dapat diatur dalam berbagai posisi untuk menyesuaikan dengan tulang rusuk
1	Pengunci Sekrup Putar Berulir	Baut pengunci terintegrasi yang menahan bilah pada posisi retraksi optimal
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Batang pegangan aluminium meruncing yang dirancang dengan tepi luar halus
1	Wadah / Kotak Penyimpanan Pelindung	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Epikardial Parsonnet

SKU **RM-PER-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ekstra Kecil	RM-PER-1-1	\$44
Kecil	RM-PER-1-2	\$49
Sedang	RM-PER-1-3	\$54
Besar	RM-PER-1-4	\$59



Retraktor Katup Aorta Ross

SKU **RM-RAVR-25-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Ukuran #1 — 3/8" x 3/8" (sekitar 16 x 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Ukuran #2 — 1/2" x 7/8" (sekitar 13 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Ukuran #3 — 3/4" x 1" (sekitar 19 x 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Ukuran #4 — 3/4" x 1 1/8" (sekitar 19 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Ukuran #5 — 1 1/8" x 1 1/8" (sekitar 29 x 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Ukuran #6 — 1 3/8" x 7/8" (sekitar 35 x 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Retraktor Vena Sachs

SKU **RM-SVR-22-1**

HARGA **\$54 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Bilah Polos — panjang 22 cm, bilah melengkung halus	RM-SVR-22-1-1	\$54
Model Bilah Bergigi — panjang 22 cm, tepi bilah bergigi	RM-SVR-22-1-2	\$54
Model Kait Tajam — panjang 22 cm, kait melengkung tajam	RM-SVR-22-1-3	\$54



Retraktor Paru/Otot Semb

SKU **RM-SLMR-89-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Berkontur 25.5 cm — 25.5 cm dengan Gagang Berkontur	RM-SLMR-89-1-1	\$89
Model Gagang Datar 25.0 cm — 25.0 cm dengan Gagang Datar	RM-SLMR-89-1-2	\$89



Sistem Retraktor Pengangkat Tulang Rusuk ThoraGate

SKU **RM-TRURS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Retraktor Pengangkat Tulang Rusuk ThoraGate	Rangka utama retractor toraks dan rakitan elevasi
1	Lengan Fleksibel	Lengan penopang berartikulasi untuk pemosisian elemen retractor
1	Kaki Penstabil dengan Pengisapan	Unit dasar yang membantu menjaga keseimbangan mekanis sistem
2	Bilah Bawah (ukuran berbeda)	Bilah yang dapat dipertukarkan untuk mengait tulang rusuk bawah
3	Bilah Atas (ukuran berbeda)	Bilah yang dapat dipertukarkan untuk elevasi tulang rusuk atas



Pelebar Tulang Rusuk Tuffier

SKU **RM-TRS-160-1**

HARGA **\$299 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Rel Geser Horizontal	Rel pemandu batang paralel yang mempertahankan bukaan secara struktural saat menerima kompresi
2 (Pasangan Terpasang Tetap)	Bilah Lateral Lebar yang Terpasang Tetap	Panel bersudut berukuran 45 mm x 45 mm dengan gerigi di sisi dalam untuk mencengkeram tulang
1	Pengunci Sekrup Putar Manual	Mekanisme penguncian ulir yang mempertahankan pengaturan bukaan dan mengurangi kelelahan tangan
2	Lengan Perpanjangan Forsep Ergonomis	Batang gagang ramping dan ringan yang dirancang dengan tepi halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar




Sistem Retraktor Valve XS

SKU **RM-VXRS-1**

HARGA **\$999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Sistem Retraksi Valve XS untuk Pendekatan Lateral	Konfigurasi sendi ganda
1	Bilah Saja dengan Pengunci Bola	53 x 36 mm
1	Aksesori untuk Retraktor Iga Lateral (Dapat Dibentuk)	60 x 35 mm
1	Klem Penghubung Valve XS Tipe B	Klem struktural
1	Batang Retraksi	9" (230 mm)
1	Retraktor untuk MICS CABG	Komponen khusus
1	Instrumen Pemasang Bilah Retraktor Pengangkat Atrium	Alat pemasang khusus
1	Bilah Saja	30 x 35 mm
1	Bilah Saja	40 x 35 mm
1	Bilah Saja	50 x 35 mm
1	Bilah Saja	60 x 35 mm
1	Bilah Saja	70 x 35 mm
1	Kotak Sterilisasi	Wadah penyimpanan





Sistem Lobster Vaskular

SKU **RM-VLS-1**

HARGA **\$2,699 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Lobster	—
1	Klem Meja Lobster dengan Tiang Vertikal & Rangka	—
8	Klem Retraktor Lobster	—
2	Retraktor Putar Mayo Lobster	¾" x 2"
1	Retraktor Putar Mayo Lobster	3½" x 2"
1	Retraktor Putar Berbentuk Pagar Lobster	4" x 6"
1	Retraktor Putar Splanknik Lobster	2" x 4½"
1	Retraktor Putar Splanknik Lobster	2" x 6"
2	Retraktor Putar Renal Lobster	1" x 6"
1	Retraktor Putar Deaver Lobster	¾" x 4½"
1	Retraktor Putar Lobster yang Dapat Dibentuk (berlubang)	2" x 6½"
1	Retraktor Putar Lobster yang Dapat Dibentuk (berlubang)	3" x 6½"
1	Retraktor Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Kotak Sterilisasi	—



Retraktor Willauer-Deaver


SKU **RM-WDR-395-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Lebar 25 mm — lebar 25 mm x permukaan kerja 108 mm	RM-WDR-395-1-1	\$99
Bilah Lebar 50 mm — lebar 50 mm x permukaan kerja 108 mm	RM-WDR-395-1-2	\$149






Retraktor Vena Renalis Wylie

SKU **RM-WRVR-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
11 ¾" (29.85 cm) — Bilah vaskular melengkung yang halus	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Bilah vaskular melengkung yang halus	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — Bilah vaskular melengkung yang halus	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — Bilah vaskular melengkung yang halus	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Bilah vaskular melengkung yang halus	RM-WRVR-1-5	\$109



Sistem Retraktor Rultract

SKU **RM-RRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang/Klem Berlekuk Ganda, Ujung Beralur	Menyediakan antarmuka pemasangan utama dan pengaturan klem
1	Rakitan Pengait Bergigi dengan Klip Pengunci	Mengait dan menahan jaringan bedah dengan sambungan klip pengunci
1	Tiang Atas Beralur	Menghubungkan bagian rangka atas dan menstabilkan rakitan tiang



Sistem Retraktor IMA Bookwalter

SKU **RM-BIRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Batang Ekstensi Vertikal	12" (30 cm)
1	Kopler Tiang	Standar
1	Batang Horizontal	Standar
2	Mekanisme Ratchet IMA	Penyetelan Putar Mikro (<1 mm)
1	Batang Melintang IMA	12" (30 cm)
2	Bilah Retraktor IMA	Profil IMA Standar
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Pelindung



Retraktor Vagina Breisky

SKU **RM-BVR-1**

HARGA **\$89 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	100 mm × 25 mm — 28 cm hingga 36 cm	Eksposur bagian superfisial vagina dan introitus — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm hingga 36 cm	Penahanan area luas dinding vagina anterior/posterior — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm hingga 36 cm	Eksposur kubah vagina pada kedalaman menengah — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm hingga 36 cm	Rekonstruksi dasar panggul dalam — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm hingga 36 cm	Akses serviks pada histerektomi vaginal — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm hingga 36 cm	Akses kubah vagina dalam pada anatomi pasien yang pernah melahirkan — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm hingga 36 cm	Akses panggul dan apikal pada kedalaman maksimal — \$104.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan standar — Termasuk



Retraktor Universal Delee

SKU **RM-DUR-1**

HARGA **\$129 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Universal Delee	Panjang keseluruhan 24 cm, bilah lengkung 50 × 70 mm	\$129
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$129





Retraktor Vagina Doyen

SKU **RM-DVR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Vagina Doyen	Retraktor vagina genggam berbilah lebar dengan gagang bercincin	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$79



Retraktor Vagina Eastman

SKU **RM-EVR-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
76 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm x 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Retraktor Obstetri Guttman

SKU **RM-GOR-1**

HARGA **\$94 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Perpanjangan Bilah 7.5 cm — Bilah dasar 50 mm x 70 mm dengan perpanjangan 7.5 cm	RM-GOR-1-1	\$94
Perpanjangan Bilah 11.0 cm — Bilah dasar 50 mm x 70 mm dengan perpanjangan 11 cm	RM-GOR-1-2	\$99



Retraktor Histerektomi Heaney

SKU **RM-HEHR-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
44 mm x 25 mm — 17 cm atau 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm x 25 mm — 17 cm atau 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm x 28.5 mm — 17 cm atau 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm x 25 mm — 17 cm atau 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Retraktor Vagina Heaney Simon

SKU **RM-HSVR-1**

HARGA **\$139 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
27.0 cm (10.6") — Profil Kecil, Sedang, Besar	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — Profil Kecil, Sedang, Besar	RM-HSVR-1-2	\$149




Retraktor Vagina Jackson

SKU **RM-JVR-1**

HARGA **\$44 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
75 mm x 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm x 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm x 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54



Retraktor Vagina Kelly Sims

SKU **RM-KSVR-1**

HARGA **\$84 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Retraktor Vagina Kristeller

SKU **RM-KVR-1**

HARGA **\$44 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Bilah Sempit (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Pilihan Panjang: 18 cm atau 22 cm · Fungsi Klinis Utama: Membuka akses visual pada pasien pediatrik, pasien nulipara, dan kanal vagina yang sempit · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Bilah Sedang (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Pilihan Panjang: 18 cm atau 22 cm · Fungsi Klinis Utama: Pemeriksaan vagina standar pada pasien dewasa dan bedah panggul minor · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Bilah Lebar/Dalam (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Pilihan Panjang: 18 cm atau 22 cm · Fungsi Klinis Utama: Perbaikan dasar panggul bagian dalam dan histerektomi vaginal pada pasien yang pernah melahirkan · Harga (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Pilihan Panjang: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Vagina Lateral Berlapis Ebonisasi

SKU **RM-LEVR-63-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Vagina Lateral Berlapis Ebonisasi	Dimensi / Detail: parameter ukuran 6.3 cm, bilah berebonisasi yang aman untuk penggunaan laser · Jumlah yang Disertakan: 1	\$79
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$79



Retraktor Vagina Lateral Nonkonduktif

SKU **RM-LNCVR-63-1**

HARGA **\$69 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Profil Batang Terbuka	Lebar Bilah: 6.3 cm · Fungsi Klinis Utama: Menambah ruang gerak instrumen intraoperatif selama LEEP/LLETZ · Harga (USD): \$69.00
1	Profil Batang Memanjang Tertutup	Lebar Bilah: 6.3 cm · Fungsi Klinis Utama: Memudahkan penyisihan mukosa lateral vagina dan ablasi laser · Harga (USD): \$69.00
1	Selubung Pelindung / Kotak	Lebar Bilah: Kemasan Pengiriman Standar · Fungsi Klinis Utama: — · Harga (USD): Termasuk



Retraktor Dinding Lateral Vagina

SKU **RM-LWVR-1**

HARGA **\$109 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Retraktor Lone Star (Ginekologi & Urologi Pria)

SKU **RM-LSR-GMU-1**

HARGA **\$399 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Cincin Kecil — 16.6 cm x 16.2 cm (Ginekologi/Urologi)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
Cincin Standar — 25.3 cm x 11.3 cm (Ginekologi/Urologi)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
Cincin Besar — 32.5 cm x 18.3 cm (Ginekologi/Urologi)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



Retraktor Vagina O'Sullivan-O'Conner

SKU **RM-OSVR-28-1**

HARGA **\$399 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Utama Retraktor	Dimensi (Panjang × Lebar): Rangka 28 cm (konfigurasi Melengkung atau Oval) · Jumlah yang Disertakan: 1 Rangka · Harga (USD): Termasuk dalam Set (\$399.00)
1	Bilah Kecil yang Dapat Diganti	Dimensi (Panjang × Lebar): Bilah tumpul 1.3 cm × 4.7 cm · Jumlah yang Disertakan: 1 Bilah · Harga (USD): Termasuk dalam Set
1	Bilah Sedang yang Dapat Diganti	Dimensi (Panjang × Lebar): Bilah tumpul 3.8 cm × 8.9 cm · Jumlah yang Disertakan: 1 Bilah · Harga (USD): Termasuk dalam Set
1	Bilah Besar yang Dapat Diganti	Dimensi (Panjang × Lebar): Bilah tumpul 4.4 cm × 8.9 cm · Jumlah yang Disertakan: 1 Bilah · Harga (USD): Termasuk dalam Set
1	Kotak Pelindung untuk Penyimpanan / Pengiriman	Dimensi (Panjang × Lebar): Kemasan Pengiriman Standar · Jumlah yang Disertakan: 1 Kotak · Harga (USD): Termasuk dalam Set



Retraktor Pelvis Tumpul

SKU **RM-PRB-105-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Pelvis Tumpul	Panjang 10 ½" (26.67 cm), bilah tumpul solid selebar 1"	\$89
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$89



Retraktor Nonkonduktif untuk Dinding Vagina Berlebih

SKU **RM-RNWR-7IN-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Sedang — 7 in, bilah 9.0×2.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Besar — 7 in, bilah 9.0×2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
Ekstra Besar — 7 in, bilah 9.0×3.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Retraktor Dinding Vagina Redundan

SKU **RM-RWR-18-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Sedang — 18 cm, bilah 5.7×2.2 cm	RM-RWR-18-1-1	\$89
Besar — 18 cm, bilah 7.0×2.2 cm	RM-RWR-18-1-2	\$99
Ekstra Besar — 18 cm, bilah 10.8×3.0 cm	RM-RWR-18-1-3	\$109



Retraktor Vagina Rigby dengan Pengunci Mandiri

SKU **RM-RSRVR-18-1**

HARGA **\$69 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Vagina Rigby dengan Pengunci Mandiri	Panjang keseluruhan 18 cm, bilah halus dengan kedalaman 63.5 mm, pengunci ratchet	\$69
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$69



Retraktor Vagina Sims

SKU **RM-SVR-19-1**

HARGA **\$91 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
63.5 mm × 25 mm — Dipoles atau Diebonisasi	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — Dipoles atau Diebonisasi	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — Dipoles atau Diebonisasi	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — Dipoles atau Diebonisasi	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — Dipoles atau Diebonisasi	RM-SVR-19-1-5	\$99



Retraktor Vagina Sims — Gagang Berongga

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

HARGA **\$89 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
70 mm x 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm x 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



Retraktor Pelvis St. Marks

SKU **RM-SMPR-1**

HARGA **\$79 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Varian 11 ½" Berbibir — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
Varian 13" Berbibir — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
Varian 13" Tanpa Bibir — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Sistem Retraktor Bookwalter GYN

SKU **RM-BGRS-1**

HARGA **\$1,699 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12" (30 cm)
1	Penyambung Tiang	Standar
1	Batang Horizontal	Standar
4	Mekanisme Ratchet Kemiringan	Multisudut
1	Cincin Perineal Bertakik	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Bilah Lateral Vagina	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Bilah Posterior Vagina	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Bilah Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Bilah Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung




Sistem Retraktor Bedah Panggul Bookwalter GYN Magrina

SKU **RM-BGMPRS-1**

HARGA **\$1,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penopang Lapangan Operasi	12" (30 cm)
1	Penghubung Tiang	Standar
1	Batang Fleksibel Horizontal	Standar Multi-Sendi
1	Cincin Perineal Bertakik	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
4	Ratchet Putar dengan Pengaturan Kemiringan	Standar dengan Penahan Cincin
2	Bilah Lateral Vagina	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Bilah Deaver	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Bilah Deaver	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Bilah Posterior Vagina	1" x 4½" (2.5 x 11.4 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung





Sistem Bedah GYN Bookwalter StrongArm

SKU **RM-BSAGYNS-1**

HARGA **\$1,599 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	StrongArm Plus Pemasangan Atas dengan Klem Rel	Berartikulasi / Kompatibel dengan Rel Meja Operasi
4	Ratchet Pengatur Kemiringan Penahan Mandiri	Standar Multisudut
1	Cincin Perineal Bertakik	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Bilah Vaginal Lateral	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Bilah Vaginal Posterior	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Bilah Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Bilah Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Kotak Pelindung




Retraktor Bedah Perineum Bookwalter

SKU **RM-BPRS-1**

HARGA **\$2,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12" (30 cm)
2	Penghubung Tiang	Standar
1	Batang Horizontal	Standar
1	Batang Ekstensi Vertikal	12" (30 cm)
5	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan	Multisudut Standar
1	Segmen Setengah Lingkaran	Diameter 8½" (21.6 cm)
1	Cincin Perineum Bertakik	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Bilah Posterior Vagina	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Bilah Deaver	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Bilah Deaver	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung





Adaptor Mayfield yang Dapat Disesuaikan

SKU **RM-AMA-1**

HARGA **\$1,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Adaptor Mayfield yang Dapat Disesuaikan	Menyediakan landasan pemasangan yang kokoh untuk sistem fiksasi kranial tipe Mayfield pada meja operasi tanpa lubang dudukan bawaan
2	Braket Ujung yang Dapat Disesuaikan	Mengencangkan adaptor pada rel samping meja operasi dan mengakomodasi berbagai lebar meja
Beberapa	Lubang Pemasangan	Memungkinkan penyesuaian lateral dan penempatan unit dasar penjepit tengkorak secara fleksibel



Retraktor Serebelum Adson

SKU **RM-ACR-1**

HARGA **\$159 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 6.5 in, kedalaman 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Standar — 7.5 in, kedalaman 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Besar — 9.5 in, kedalaman 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174



Retraktor Serebular Adson Penahan Mandiri

SKU **RM-ASCR-1**

HARGA **\$199 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 6.5 in, kait 4x4	RM-ASCR-1-1	\$189
Standar — 7.5 in, kait 4x4	RM-ASCR-1-2	\$199
Besar — 9.5 in, kait 4x4	RM-ASCR-1-3	\$214



Retraktor Serebelar Anderson-Adson dengan Pengunci Mandiri

SKU **RM-AASCR-1**

HARGA **\$199 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 6.5 in, gigi tajam 4x4	RM-AASCR-1-1	\$189
Standar — 7.5 in (19 cm), gigi tajam 4x4, kedalaman 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Besar — 9.5 in, gigi tajam 4x4	RM-AASCR-1-3	\$214



Retraktor Budde Halo

SKU **RM-BHR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Cincin Halo	Desain Bundar Berengsel Ganda
3	Lengan Fleksibel Halo	9 in (229 mm)
2	Braket Penopang Budde Halo	Klem Pemasangan Berkekuatan Tinggi
2	Batang Penopang Budde Halo	Diameter 5/16 in
1	Baki Pattie Budde Halo	Baki Berlubang Terintegrasi
1	Ragum Mini Budde Halo	Blok Penjepit Baja Tahan Karat
2	Retraktor Melengkung Budde	Retraktor Otak Meruncing
2	Bilah Retraktor Mikro TEW	Bilah Mikro Baja Tahan Karat
2	Kunci Penyetel Halo	Alat Pengunci Sistem
1	Kotak Sterilisasi	Baki Penataan Berlubang






Retraktor Kulit Kepala Contour dengan Penahan Mandiri

SKU **RM-CSRSR-1**

HARGA **\$99 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Gigi 3×4 Tumpul	RM-CSRSR-1-1	\$99
Gigi 3×4 Tajam	RM-CSRSR-1-2	\$99



Retraktor Dekompresi Cushing

SKU **RM-CDR-215-1**

HARGA **\$59 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Dekompresi Cushing	Panjang 21.5 cm, bilah pelana berfenestrasi 13 × 19 mm	\$59
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan pengiriman individual	\$59



Retraktor Saraf Dandy

SKU **RM-DNR-20-1**

HARGA **\$25 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Lurus — Panjang keseluruhan 20 cm, kait tumpul lurus — Eksplorasi saraf kranial melalui jalur langsung dan mobilisasi akar saraf	RM-DNR-20-1-1	\$25
Bersudut Melengkung ke Kanan — Panjang keseluruhan 20 cm, kait melengkung ke kanan — Navigasi saraf pada resesus lateral dan dasar tengkorak sisi kanan	RM-DNR-20-1-2	\$25
Bersudut Melengkung ke Kiri — Panjang keseluruhan 20 cm, kait melengkung ke kiri — Navigasi saraf pada resesus lateral dan dasar tengkorak sisi kiri	RM-DNR-20-1-3	\$25




Set Retraktor Greenberg

SKU **RM-GRK-1**

HARGA **\$3,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
2	Klem Primer Retraktor Greenberg	Sesuai dengan klem tengkorak standar (6 in / 152 mm) — terkunci langsung pada tiang Mayfield atau penyangga kepala kaku
4	Klem Sekunder Retraktor Greenberg	Sesuai dengan batang standar (12 in / 305 mm) — menghubungkan batang primer dan sekunder untuk membentuk kerangka luar
4	Lengan Retraktor Panjang Greenberg	Panjang 9.5 in (241 mm) — lengan berartikulasi dengan mekanisme friksi yang menahan dan mengatur posisi bilah retraktor
1	Penopang Tangan Retraktor Greenberg	Panjang 10 in (254 mm) — bidang penopang ergonomis untuk menstabilkan tangan dokter bedah
1	Baki Pattie Retraktor Greenberg	6.75 in x 3 in (172 mm x 76 mm) — dipasang pada kerangka untuk menampung cottonoid/pattie yang dibasahi larutan salin
1	Kotak Sterilisasi Retraktor Greenberg	17 in x 10 in x 2.375 in — kotak penataan berlubang dengan konstruksi kokoh
1	Bilah Retraktor Greenberg Meruncing yang Dapat Dibentuk	9 in, Lebar ¼ in x ¾ in (6 x 19 mm) — bilah ekstra lebar untuk retraksi korteks yang luas
1	Bilah Retraktor Greenberg Meruncing yang Dapat Dibentuk	9 in, Lebar 5/32 in x ¾ in (4 x 16 mm) — bilah dengan lebar sedang untuk mengekspos lobar dan subtemporal
1	Bilah Retraktor Greenberg Meruncing yang Dapat Dibentuk	9 in, Lebar ¼ in x ½ in (3 x 13 mm) — bilah standar untuk akses interhemisferik atau sisternal yang dalam
1	Bilah Retraktor Greenberg Meruncing yang Dapat Dibentuk	9 in, Lebar 3/32 in x ¾ in (2.4 x 9.5 mm) — bilah meruncing halus untuk jalur sempit di dasar tengkorak
1	Bilah Retraktor Greenberg Meruncing yang Dapat Dibentuk	9 in, Lebar 1/16 in x ¾ in (1.6 x 6 mm) — bilah mikro untuk retraksi saraf dan pembuluh darah yang halus



Retraktor Greenberg Simplicity

SKU **RM-GSR-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Batang Utama Greenberg	6" (15 cm) — penambat kaku satu titik pada tiang klem tengkorak
1	Batang Sekunder Mengambang Greenberg	12" (30 cm) — rel sekunder terarah untuk pemasangan lengan fleksibel
4	Lengan Retraktor Panjang Greenberg	9.5" (24 cm) — lengan fleksibel multiaksial dengan mekanisme friksi untuk menahan bilah secara presisi
1	Sandaran Tangan Greenberg	10" (25 cm) — platform penopang lengan bawah yang dapat disesuaikan
1	Baki Pattie Greenberg	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — dipasang pada rangka untuk menyimpan pattie bedah saraf dan instrumen
1	Kotak Sterilisasi Ringkas	Tata letak cetakan khusus — kotak penataan dan sterilisasi yang ringkas dan berlubang
1	Bilah Retraktor Meruncing yang Dapat Dibentuk	9" x ¼" x ¾" — bilah ekstra lebar untuk perlindungan korteks yang luas
1	Bilah Retraktor Meruncing yang Dapat Dibentuk	9" x 5/32" x ¾" — bilah berlebar sedang untuk retraksi lobus
1	Bilah Retraktor Meruncing yang Dapat Dibentuk	9" x ¼" x ½" — bilah standar untuk akses interhemisferik dalam
1	Bilah Retraktor Meruncing yang Dapat Dibentuk	9" x 3/32" x ¾" — bilah berujung ramping untuk jalur sisterna yang sempit
1	Bilah Retraktor Meruncing yang Dapat Dibentuk	9" x 1/16" x ¾" — bilah mikro untuk pemisahan saraf/pembuluh darah yang halus





Retraktor Saraf Hoen

SKU **RM-HNR-22-1**

HARGA **\$24 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Saraf Hoen	Panjang keseluruhan 22 cm, ujung saraf atraumatik melengkung	\$24
Selubung Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman individual	\$24



Retraktor Leyla

SKU **RM-LR-1**

HARGA **\$1,199 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Dudukan Fiksasi untuk Dua Lengan Fleksibel	Blok pemasangan pusat yang menambatkan kedua lengan fleksibel ke batang penyangga
2	Lengan Fleksibel	Lengan friksi dengan banyak sendi yang dapat berartikulasi 360 derajat untuk penempatan yang presisi
2	Penopang Spatula Otak Datar	Adaptor pemasangan pada ujung lengan yang menghubungkan spatula ke lengan fleksibel
1	Sendi Bola dan Soket untuk Fiksasi pada Meja	Sendi multiaksial yang memungkinkan pengaturan sudut batang penyangga secara fleksibel pada rel meja
1	Batang Penyangga untuk Fiksasi	Tiang baja tahan karat solid yang meninggikan sistem di atas batas duk bedah
1	Kepala Penghubung	Blok klem tugas berat yang mengunci batang penyangga pada rel samping meja operasi
2	Pemegang Spatula Otak Datar	Mekanisme penjepit presisi yang mencengkeram spatula otak datar/fleksibel dengan kuat
1	Kotak Penyimpanan Kayu	Kotak pelindung yang dibuat sesuai bentuk perangkat untuk penyimpanan dan pengangkutan yang aman serta pengendalian inventaris





Penyangga Kepala Mayfield

SKU **RM-MHR-1**

HARGA **\$699 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Model Dewasa	RM-MHR-1-A	\$699
Model Pediatrik	RM-MHR-1-P	\$799



Klem Tengkorak Mayfield

SKU **RM-MSK-1**

HARGA **\$2,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Sistem Klem Tengkorak Mayfield Standar	Memberikan fiksasi kranial rigid dan posisi kepala yang stabil selama operasi
2	Pin Tengkorak Tambahan	Pin fiksasi pengganti untuk prosedur pada pasien dewasa atau anak
1	Kotak Sterilisasi Aluminium dengan Alas Silikon	Melindungi, menata, menyimpan, dan mensterilkan seluruh sistem



Retraktor Serebelar Miskimon

SKU **RM-MCR-19-1**

HARGA **\$139 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Serebelar Miskimon	Dimensi / Detail: panjang keseluruhan 19 cm, gigi tajam 7x7 mengarah ke luar, pengunci ratchet · Jumlah yang Disertakan: 1	\$139
Selubung Pelindung / Kotak	Dimensi / Detail: Kemasan pengiriman individual · Jumlah yang Disertakan: 1	\$139



Retraktor Oldberg

SKU **RM-OR-21-1**

HARGA **\$49 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Bilah Selebar 13.0 mm	RM-OR-21-1-1	\$49
Bilah Selebar 15.0 mm	RM-OR-21-1-2	\$49
Bilah Selebar 19.0 mm	RM-OR-21-1-3	\$49



Retraktor Saraf Scoville

SKU **RM-SNR-165-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Retraktor Saraf Scoville	Panjang keseluruhan 16.5 cm, ujung berkontur dan bersudut, batang ramping	\$29
Selubung / Kotak Pelindung	Kemasan individual untuk pengiriman	\$29



Retraktor Saraf Smithwick

SKU **RM-SNR-29-1**

HARGA **\$29 USD**

UKURAN & HARGA YANG TERSEDIA

UKURAN / OPSI	SKU / DETAIL	HARGA
Kecil — 17 cm, kait melengkung tumpul	RM-SNR-29-1-1	\$29
Sedang — 21 cm, kait melengkung tumpul	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standar — 29 cm, kait melengkung tumpul	RM-SNR-29-1-3	\$29




Retraktor Greenberg

SKU **RM-GR-1**

HARGA **\$3,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
2	Batang Utama	6" (15 cm) — dipasang langsung pada tiang penjepit tengkorak yang kaku
4	Batang Sekunder Mengambang	12" (30 cm) — memperluas batas penopang luar di sekeliling kraniotomi
4	Lengan Fleksibel Retraktor Panjang	9.5" (24 cm) — lengan friksi dengan banyak persendian untuk memosisikan bilah
2	Penopang Tangan	10" (25 cm) — memberikan penopang fisik bagi lengan bawah untuk mengurangi kelelahan ahli bedah
1	Bilah Retraktor Meruncing	¼" hingga ¾" (6 mm hingga 19 mm) — bilah ekstra lebar untuk retraksi kortikal yang luas
1	Bilah Retraktor Meruncing	5/32" hingga ¾" (4 mm hingga 16 mm) — bilah berlebar sedang untuk akses lobar dan subtemporal
1	Bilah Retraktor Meruncing	⅜" hingga ½" (3 mm hingga 12.5 mm) — bilah standar untuk koridor interhemisferik dalam
1	Bilah Retraktor Meruncing	3/32" hingga ¾" (2.4 mm hingga 9 mm) — bilah dengan peruncingan halus untuk jalur sempit pada dasar tengkorak
1	Bilah Retraktor Meruncing	1/16" hingga ¼" (1.5 mm hingga 6 mm) — bilah mikro untuk retraksi saraf/pembuluh darah yang rentan
1	Baki Aluminium untuk Pattie	3" x 6¼" (7.5 cm x 16.8 cm) — dipasang pada kerangka untuk menata pattie bedah saraf
1	Baki Sterilisasi	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — baki penataan berlubang berkonstruksi kokoh



Rangka Kepala Serbaguna Sugita

SKU **RM-SMH-SET-1**

HARGA **\$4,999 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Pemegang C Smart Fix	Kerangka klem C yang kaku untuk menghubungkan rangka dasar ke meja operasi
1	Sambungan Kotak Smart Fix	Blok penghubung berartikulasi yang dilengkapi 2 sekrup pengikat khusus
1	Selongsong Penahan Smart Fix	Cincin pemandu pengunci yang mencegah pergeseran aksial rangka
1 Set	Pin Kepala Smart Fix, Standar	Pin fiksasi tengkorak berujung meruncing untuk kraniotomi standar pada pasien dewasa
1 Set	Pin Kepala Smart Fix, Panjang	Pin fiksasi tengkorak yang lebih panjang untuk profil tulang kalvaria yang tebal
1	Unit Dasar Fleksibel	Dasar berartikulasi dengan banyak sendi yang menghubungkan aksesori pemasangan meja
1	Unit Rangka	Busur struktur utama setengah lingkaran yang memungkinkan pemasangan aksesori 360°
1 Set	Retraktor Kait Kulit Kepala Berpegas	Retraktor tepi kulit kepala dengan tegangan elastis untuk menahan jaringan sekaligus mendukung hemostasis
1	Pengatur Kait Berpegas	Mekanisme kenop pengatur tegangan untuk mengendalikan traksi kait kulit kepala
1 Set	Pengatur Geser Retraktor II	Dudukan geser presisi dengan gerak maju mikro untuk spatula otak
1	Penopang Tangan (Tengah)	Penstabil lengan bawah dan pergelangan tangan yang ergonomis untuk ahli bedah mikro
1	Penopang Tangan R	Batang penopang lengan bawah kanan dengan bentuk anatomis
1	Penopang Tangan L	Batang penopang lengan bawah kiri dengan bentuk anatomis
1	Penopang Tangan yang Dapat Disesuaikan dengan Sekrup Kubah	Penopang tangan berartikulasi dengan mekanisme pengencangan pengunci kubah berbentuk bola
1	Penopang Tangan yang Dapat Disesuaikan dengan Mekanisme Geser	Penopang tangan yang dapat digeser secara longitudinal untuk berbagai sudut operasi
1	Wadah Instrumen	Baki penampung steril untuk batang pengisap dan instrumen mikro
1	Pelat Kapas	Landasan penempatan bantalan bedah saraf dan kapas kotonoid
1	Pengatur Pelat Kapas	Lengan pemosi berartikulasi untuk landasan kapas kotonoid
1	Aksesori Lubang Tambahan	Braket pemasangan tambahan untuk retractor otak perifer
1	Kotak Sterilisasi	Wadah pengangkutan aluminium/baja tahan karat dengan kompartemen khusus untuk penataan instrumen





Retraktor Penahan Mandiri Judd-Masson

SKU **RM-JMSR-399-1**

HARGA **\$399 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar Penahan Mandiri Berkonstruksi Kokoh	Kerangka multititik yang dirancang untuk visibilitas 3D yang luas
2	Bilah Lateral Pipih Tetap	Panel menghadap ke luar sedalam 69 mm dengan fenestrasi pelindung 90 derajat
1	Komponen Bilah Tengah yang Dapat Disesuaikan	Bilah pipih padat yang dirancang untuk mengikuti struktur organ dalam secara aman
1	Rakitan Pengunci Ratchet Manual Ganda	Klip pengunci mekanis ganda untuk mengatur bukaan kedua sistem bilah
2	Batang Forsep Retraksi Ergonomis	Gagang berstruktur ringan dengan tepi halus yang melindungi jaringan
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar



Retraktor Urologi Turner-Warwick

SKU **RM-TWUR-549-1**

HARGA **\$549 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Rangka Dasar Melingkar Penahan Mandiri	Rangka cincin kaku 180 mm x 140 mm yang dirancang untuk visibilitas 360 derajat
6	Bilah Cakar yang Dapat Disesuaikan dengan Ujung Ganda Melengkung	Bilah retraksi multiarah 13 mm x 14 mm untuk jaringan fibrosa
6	Pengunci Pin Penahan Geser Cepat	Pengencang manual bercelah yang mempertahankan tarikan jaringan secara aman
2	Lengan Forsep Retraksi Ergonomis	Rangka pegangan berstruktur ringan yang ditempa dengan tepian halus
1	Wadah Penyimpanan Pelindung / Kotak	Kemasan pengiriman standar





Retraktor Urologi Lobster Versi Diperluas

SKU **RM-ULER-1**

HARGA **\$3,499 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
8	Klem Retraktor Lobster	—
1	Klem Meja Lobster dengan Tiang Vertikal & Penghubung Rangka	—
1	Lengan Perpanjangan Berengsel Lobster	—
1	Rangka Lobster	—
2	Retraktor Putar Mayo Lobster	2" x 2"
2	Retraktor Putar Mayo Lobster	2¾" x 2"
1	Retraktor Putar Deaver Lobster	2¾" x 4½"
1	Retraktor Putar Deaver Lobster	1½" x 6"
1	Retraktor Harrington Sweetheart Lobster	2" x 5"
1	Retraktor Harrington Lobster	2.5" x 6"
1	Retraktor Putar Lobster yang Dapat Dibentuk (Berlubang)	2" x 6½"
1	Retraktor Putar Lobster yang Dapat Dibentuk (Berlubang)	3" x 6½"
1	Retraktor Kandung Kemih Marshall Lobster yang Dapat Dibentuk, Putar	3" x 6"
1	Retraktor Putar Fence Lobster	4" x 6"
1	Retraktor Putar Splanchnic Lobster	2" x 4½"
1	Kotak Sterilisasi	—




Sistem Retraktor Urologi Bookwalter

SKU **RM-BURS-1**

HARGA **\$2,399 USD**

DAFTAR KOMPONEN

JML	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12" (30.5 cm)
1	Konektor Tiang	Standar
1	Batang Fleksibel Horizontal	Diameter 1" (2.5 cm)
8	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan	Multisudut
1	Cincin Bersegmen	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Cincin Bersegmen	8½" x 14" (21.6 x 35.6 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
2	Bilah Kelly	1" x 2½" (2.5 x 6.4 cm)
1	Bilah Kelly	1" x 1½" (2.5 x 3.8 cm)
2	Bilah Kelly	2" x 2½" (5.1 x 6.4 cm)
3	Bilah Lateral Vagina	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Bilah Ginjal Wylie	1" x 7" (2.5 x 17.8 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung



PEMESANAN & DUKUNGAN

Cara memesan dari Retractor Maker

Pemesanan & Pembayaran

- Kirimkan daftar instrumen Anda dengan kode barang, ukuran, jumlah, dan negara tujuan pengiriman melalui formulir Permintaan Penawaran, email, atau WhatsApp.
- Kami mengonfirmasi konfigurasi, harga, waktu pengiriman, dan pengiriman dalam penawaran tertulis.
- Pembayaran dilakukan di muka melalui transfer bank ke rekening perusahaan kami. Pembayaran dengan kartu kredit atau debit dapat diatur atas permintaan pelanggan.

Waktu pemesanan

- Siap stok: dikirim dalam 5 hari kerja, lalu sekitar 7 hari pengiriman ke seluruh dunia.
- Pesanan ulang: 17–20 hari kerja produksi, lalu sekitar 9 hari pengiriman ke seluruh dunia.

Pesan Sampel

- Sampel tersedia untuk distributor, rumah sakit, dan pemasok medis yang menilai instrumen kami untuk pembelian dalam jumlah besar.
- Kirimkan kode barang dan jumlah yang Anda butuhkan; kami membuat penawaran untuk sampel dan pengiriman ke negara Anda. Sampel siap stok dikirim dalam 5 hari kerja.

Perawatan & Sterilisasi

- Bersihkan instrumen segera setelah digunakan, bilas dan keringkan sepenuhnya, lalu periksa bilah, gigi, dan roset.
- Retraktor dari baja tahan karat cocok untuk sterilisasi uap (autoklaf); ikuti siklus tervalidasi fasilitas Anda.
- Simpan di tempat yang bersih dan kering, dalam baki atau rak yang melindungi bilah dan ujung instrumen.

Panduan lengkap tersedia di retractormanufacturer.com: Pemesanan & Pembayaran, Pesan Sampel, dan Perawatan & Sterilisasi.



TERIMA KASIH

Kami menantikan kesempatan untuk mendiskusikan kebutuhan retraktor bedah Anda.

HUBUNGI RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Situs Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)