



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ferreira Face Lift Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Ferreira Face Lift Ekartörü

SKU RM-FFLR-1

**\$49 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK              | SKU / DETAYLAR                                                 | FİYAT (USD) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Ferreira Face Lift Ekartörü | 4 ¼" (108 mm) toplam uzunluk, 22 mm genişliğinde kavisli bıçak | \$49        |
| Koruyucu Kılıf / Kutu       | Bireysel taşıma ambalajı                                       | \$49        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Ferreira Face Lift Ekartörü, yüz gençleştirme prosedürleri sırasında atravmatik yumuşak doku retraksiyonu ve kutanöz flep elevasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir el tipi estetik cerrahi aletidir. Ergonomik şaftı ve hafif kavisli distal ucu ile tasarlanan bu ekartör, cerrahların cilt ve SMAS fleplerini temiz bir şekilde ayırmasına ve kaldırmasına olanak tanırken, fasyal sinir dallarını ve vasküler ağları ezilmekten korur.

Hedeflenen yüz flebi defleksiyonu için üretilen bu özel Ferreira Face Lift Ekartörü konfigürasyonu, 4 ¼ inç (108 mm, \$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, manuel karşı çekişi kutanöz dokulara eşit şekilde dağıtan pürüzsüz, yuvarlatılmış kenarlara sahip 22 mm genişliğinde bir bıçak profiline sahiptir; bu da lokalize iskemi, çökme veya kenar yırtılmasını önler. Hafif ergonomik düz sapı, uzun süreli yüz diseksiyonları sırasında cerrahi asistanlarına sabit ve kaymayan manuel kontrol sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Ferreira Face Lift Ekartörünü sıkı klinik standartlara göre üreterek dünya çapındaki kozmetik ve yüz plastik cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest