



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Gorney Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Gorney Rake

SKU RM-GRR-3IN-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
3 in (7.5 cm), 38 mm de large — Standard	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm wide	RM-GRR-3IN-1-2	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Gorney Rake est un instrument de chirurgie esthétique et plastique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation ferme et antidérapante des lambeaux cutanés lors des rhytidectomies, des liftings cervicaux et des procédures de reconstruction des tissus mous. Conçu avec une tête large à 4 griffes, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur de larges plans tissulaires, évitant les déchirures focales tout en maximisant la visualisation opératoire des couches fasciales sous-jacentes.

Destiné aux tissus volumineux nécessitant une rétraction minutieuse, cette configuration de l'écarteur Gorney Rake présente une longueur de lame totale de 3 inches (7.5 cm, \$49) associée à une largeur de lame expansive de 38 mm offrant une zone de contact étendue. Son extrémité de travail intègre une configuration à 4 griffes avec des pointes finement affûtées, conçues pour saisir fermement les tissus dermiques et sous-cutanés denses sans glisser. Le manche profilé offre aux assistants chirurgicaux un levier manuel sans fatigue tout au long des dissections esthétiques prolongées.

Forgé à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Gorney Rake pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie esthétique, plastique et reconstructive du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest