



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Урологический ретрактор Turner-Warwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Урологический ретрактор Turner-Warwick

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самоудерживающаяся кольцевая рама-основание	Жесткое шасси 180 mm × 140 mm для 360-градусного обзора.
6	Регулируемые лапчатые крючки с двойными зубцами	Крючки 13 mm × 14 mm для многонаправленной ретракции фиброзных тканей.
6	Быстросъемные штифтовые фиксаторы	Ручные зажимы для надежной фиксации натяжения тканей.
2	Эргономичные бранши ретрактора	Легкие структурированные рукоятки с гладкими краями.
1	Защитный футляр / Коробка	Стандартная транспортная упаковка.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Урологический ретрактор Turner-Warwick — это признанная во всем мире самоудерживающаяся хирургическая система, специально разработанная для обеспечения широкого многонаправленного разведения мягких тканей и краев раны во время открытых урологических и реконструктивных процедур на органах малого таза. Анатомическая кольцевая конструкция позволяет хирургу-урологу размещать несколько лапчатых крючков по периметру, удерживая брюшную стенку, прямые мышцы и тазовую фасцию в открытом состоянии под постоянным механическим натяжением без участия ассистента.

Полный комплект ретрактора Turner-Warwick (\$549), созданный в соответствии со строгими клиническими требованиями, включает жесткую кольцевую раму-основание с внешними размерами 180

mm × 140 mm для обеспечения кругового обзора. Система, изготовленная вручную из немецкой нержавеющей стали, включает 6 регулируемых лапчатых крючков с изогнутыми двойными зубцами размером 13 mm × 14 mm, которые надежно фиксируют фиброзные оболочки и фасции без соскальзывания. 6 быстрозажимных штифтовых фиксаторов с ручными зажимами позволяют точно регулировать натяжение тканей, а эргономичные рукоятки с гладкими краями предотвращают повреждение мягких тканей.

Инструмент Retractor Maker выполнен с антибликовым сатиновым покрытием и рассчитан на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая урологические операционные и центры реконструктивной хирургии таза исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest