



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Army-Navy Ekartör - İkili Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Army-Navy Ekartör - İkili Set

SKU RM-ANR-SET-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Army-Navy Ekartör	21 cm toplam uzunluk, çift uçlu bıçaklar	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Army-Navy Ekartör - İkili Set; genel cerrahi, ortopedi ve plastik cerrahi prosedürleri sırasında sabit ve atravmatik doku ekartasyonu sağlamak üzere tasarlanmış klasik bir çift uçlu cerrahi ekartör çiftidir. Her bir aletin her iki ucunda farklı bıçak derinlikleri sunan bu ekartör çifti, cerrahi ekiplerin yüzeysel deri altı doku tutma ile daha derin kas elevasyonu arasında zahmetsizce geçiş yapmasına olanak tanır.

Çok yönlü klinik kullanım için üretilen bu standart Army-Navy Ekartör - İkili Set konfigürasyonu, 21 cm toplam uzunluğa sahiptir. Her bir alet, ağırlığı azaltmak ve dengeli kavrama kontrolü sağlamak için merkezi fenestrasyonlu bir sap tasarımına sahiptir; bir ucu yüzeysel marjinler için kısa dik açılı bir bıçak sunarken, karşı ucu doku kayması olmadan derin fasyal marjinleri sabitlemek için hafif dudaklı daha uzun dik açılı bir bıçak sunar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas bir şekilde üretilen Retractor Maker, Army-Navy Ekartör - İkili Seti'ni steril olmayan ve koruyucu ambalaj içinde tam otoklavlanabilir olarak sunarak dünya çapındaki ameliyathaneler için yüksek korozyon direnci ve güvenilir dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest