



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Finochietto 開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Finochietto 開胸器

SKU RM-FRS-SERIES-1

\$329 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	流線型並行ガイドレールトラックフレーム	骨をスライドさせて開くように設計された直線状のシャーシ
2 (固定ペア)	固定式傾斜ブレード	円形の窓を備えた骨把握用サイドブロック
1	一体型回転ネジロック	フレームの拡張を確実に保持するために配置された手動構造ロック
2	人間工学的延長アーム	ユーザーの疲労を抑えるために最適化された軽量構造のハンドル
1	保護用収納ケース/箱	標準的な輸送用パッケージ

製品詳細

Finochietto 開胸器は、主要な肺、心臓、縦隔の手術において、安全かつ段階的な肋間分離と胸壁の術野確保を行うために特別に設計された、心臓血管外科・呼吸器外科の基盤となる手術用レトラクターです。堅牢なラック・アンド・ピニオン式ガイドレールを採用したこの器具は、隣接する肋骨に校正された機械的牽引をかけることができ、肋骨骨折を防ぎながら胸膜腔への遮るもののない視界を確保します。

多様な胸郭の深さや解剖学的サイズに対応するため、標準的な Retractor Maker の Finochietto 開胸器フレームワークは、手術要件に応じて6つの主要なサイズ組み合わせから選択可能です：オプション1 (40 × 45 mm / 135 mm 開口、\$329)、オプション2 (40 × 45 mm / 150 mm 開口、\$339)、オプション3 (46 × 62 mm / 190 mm 開口、\$349)、オプション4 (52 × 62 mm / 175 mm 開口、\$339)、オプション5 (80 × 65 mm / 190 mm 開口、\$349)、オプション6 (85 × 65 mm / 175 mm 開口、\$359)。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、固定式の傾斜側方ブレードには円形の窓（フェネストレーション）が施されており、骨への確実なグリップを保証します。また、一体型の回転ネジロックにより、滑ることなくフレームの拡張状態を安全に保持します。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Finochietto 開胸器は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の心臓血管外科ユニット、トラウマセンター、肺移植手術室に、優れた構造的剛性、耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest