



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Curtin Haut- und Geweberetraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Curtin Haut- und Geweberetraktor

SKU RM-CSTR-SKIN-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Curtin Haut- und Geweberetraktor	14 cm Gesamtlänge, 15,0 mm breiter Kopf, 6 scharfe Zinken	\$49
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Curtin Haut- und Geweberetraktor ist ein spezialisierter manueller Retraktor für die Dermatologie und plastische Chirurgie, der gezielt für die sichere, rutschfreie Elevation von Hautlappen und die Exposition von subkutanem Gewebe entwickelt wurde. Durch das breite, mehrzinkige Design ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das Aufbringen eines gleichmäßigen manuellen Gegenzugs über breite Dermissschichten hinweg, ohne fragile Wundränder zu verletzen.

Konzipiert für eine stabile manuelle Hebelwirkung in oberflächlichen Operationsfeldern, weist diese Konfiguration des Curtin Haut- und Geweberetraktors eine Gesamtlänge von 14 cm (\$49) und ein 15,0 mm breites Arbeitsende auf. Das Arbeitsende ist mit 6 scharfen Zinken ausgestattet, die für ein präzises Greifen sorgen und die mechanische Spannung gleichmäßig verteilen, um ein Abrutschen des Gewebes während der scharfen Dissektion zu verhindern. Der flache, ergonomische Griff gewährleistet einen stabilen, ermüdungsfreien Halt für die Assistenz bei längeren ästhetischen Eingriffen.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Curtin Haut- und Geweberetraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet chirurgischen Teams in der plastischen, rekonstruktiven und dermatologischen Chirurgie hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige Präzision und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest