



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Thompson Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Thompson Retractor System

SKU RM-TRS-1**\$2,499 USD**

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) ağır hizmet tipi yan ray montaj aparatı
1	Double Angled Arm	22" (7" x 9" x 7" / 17.8 x 22.9 x 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" x 7" / 30.5 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" çap)
2	Lateral Angled Arms	17" (10" x 7" / 25.4 x 17.8 cm) @ 45° (3/8" çap)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11½" x 8½" x 11½" / 29.2 x 21.6 x 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	Hızlı bağlantı sağlayan çerçeve kayar klipsleri
1	Micro-Adjustable Handle	Hassas gergi vidasına sahip 10" (25.4 cm) sap
3	Balfour Blades with Lips	83 x 73 mm, 83 x 123 mm, 83 x 175 mm dudaklı uçlar
3	Wide Balfour Blades	Değiştirilebilir, geniş kas duvarı tutucu uçlar
1	Harrington (Sweetheart) Blade	Derin organ tutuşu için 114 x 254 mm (4½" x 10")
9	Kelly Interchangeable Blades	3" x 3½" (7.6 x 8.9 cm) standart dik açılı uçlar
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25x190 mm, 51x254 mm, 76x254 mm, 102x254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 x 152 mm (2" x 6") derin dudak kenarlı

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Storage Box	Özel dolgulu yuvalara sahip ahşap saklama kutusu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Thompson Retractor System, asistan yorulmasını ortadan kaldırmak ve derin anatomik boşluklarda kaya gibi sağlam operatif görünürlük sağlamak üzere mühendislikten geçirilmiş, çift raylı, masaya monte edilen otomatik bir ekarte platformudur. Zorlu cerrahi branşlar için üretilen modüler çerçeve yapısı, iki adet ağır hizmet tipi Elite klemp kullanılarak ameliyat masası raylarına güvenli bir şekilde sabitlenir; bağımsız bir bilateral menteşeli çapraz çubuğu ve geniş cerrahi yaralar boyunca karşı traksiyonu eşit şekilde dağıtan çok açılı eklemli kolları destekler.

Karaciğer nakli, açık vasküler rekonstrüksiyonlar, hepatobiliyer rezeksiyonlar ve radikal pelvik diseksiyonlarda gereken ağır ekartasyon yüklerini karşılamak üzere tasarlanan Thompson Retractor System, hızlı bağlantı sağlayan Cam Clip-On aparatlarının yanı sıra ince dişli mikro ayarlı saplara sahiptir. Sistem; dudaklı ve geniş Balfour blade'ler, derin visseral Harrington Sweetheart'lar, St. Marks pelvik blade'ler, standart Kelly ekartörler ve düzensiz hasta anatomisine pürüzsüzce uyum sağlayan çok genişlikli dövülebilir (malleable) ribbon blade'lerden oluşan geniş bir cerrahi uç envanteri ile eşleştirilmiştir.

Özel bir parlama önleyici saten kaplamaya sahip, manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten özel olarak dövülen Retractor Maker, Thompson Retractor System'i steril olmayan şekilde ve organize taşıma ile cerrahi tepsi hazırlığı için tasarlanmış özel ahşap saklama sandığı içinde sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest