



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Harrington Sweetheart Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Harrington Sweetheart Retractor

SKU RM-HSR-1

\$129 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Harrington Sweetheart Retractor é um afastador cirúrgico visceral de primeira linha, projetado especificamente para fornecer um deslocamento amplo e traumático de órgãos parenquimatosos e estruturas profundas de tecidos moles. Famoso por sua espátula distal distinta em formato de coração (sweetheart), este instrumento distribui a contração uniformemente por uma ampla área de superfície, protegendo órgãos abdominais frágeis, como fígado, baço e intestinos, contra lesões por compressão focal.

Construído para profundidades anatômicas e abordagens cirúrgicas variáveis, o Harrington Sweetheart Retractor é oferecido em cinco dimensões modulares: 4 × 12.8 cm (\$129), 6.5 × 12.8 cm (\$134), 6.5 × 14.6 cm (\$139), 9 × 25.5 cm (\$144) e uma configuração extra profunda de 11.5 × 25.5 cm (\$149). Os cirurgiões podem escolher entre uma haste curva ergonômica que contorna as margens da ferida ou um perfil reto rígido, ambos integrando-se perfeitamente a estruturas modulares fixadas à mesa ou configurações manuais.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Harrington Sweetheart Retractor

para suportar ciclos rigorosos de autoclavação hospitalar, proporcionando às equipes cirúrgicas gerais, urológicas e ginecológicas durabilidade clínica duradoura e controle tátil.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)