



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор края нижней челюсти Obwegeser
Mandibular Rim Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор края нижней челюсти Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU RM-OMRR-20-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	Общая длина 20 см, изогнутое лезвие для края нижней челюсти	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Obwegeser Mandibular Rim Retractor является незаменимым инструментом для челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии, специально разработанным для безопасного и атравматичного смещения мягких тканей вдоль края нижней челюсти во время ортогнатических вмешательств. Конструкция с анатомическим изгибом края, который надежно охватывает нижний костный край, позволяет хирургу обнажать угол и тело нижней челюсти без риска повреждения мягких тканей.

Данная конфигурация Obwegeser Mandibular Rim Retractor длиной 20 см (\$49) обеспечивает оптимальную глубину интраорального доступа. Рабочая часть, изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, имеет изогнутое лезвие, специально спрофилированное для плотного прилегания к кортикальному слою нижней челюсти, что защищает лицевые сосуды и краевую ветвь нижнечелюстного нерва от воздействия возвратно-поступательных пил и костных дрелей. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильную ручную противотягу, снижая усталость рук во время многочасовых операций.

Ретрактор производства Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие и выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая клиникам челюстно-лицевой и пластической хирургии по всему миру исключительную коррозионную стойкость, жесткость конструкции

и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest