



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Holzheimer Self-Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Holzhimer Self-Retaining Retractor

SKU RM-HSRR-4IN-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Holzhimer selbsthaltender Retraktor — 4" (10 cm) Länge, 4x4 nach außen gebogene Zinken (Scharf oder Stumpf)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Holzhimer Self-Retaining Retractor ist ein unverzichtbares Instrument für die Kleinchirurgie, das speziell für die zuverlässige, freihändige Wundrandseparation und stabile Gewebeexposition bei oberflächlichen chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seines ultrakompakten Gehäuses ermöglicht dieser Retractor Chirurgen die sichere Verankerung von Wundrändern, was die Hände der Assistenz entlastet und gleichzeitig eine ungehinderte Sicht in engen Operationsfeldern gewährleistet.

Das in einem platzsparenden Profil für begrenzte Operationsbereiche gefertigte Modell des Holzhimer Self-Retaining Retractor verfügt über eine Gesamtlänge von 4 inches (10 cm, \$49). Die Arbeitsenden besitzen ein 4x4 nach außen gebogenes Zinken-Layout, das für einen festen Halt hinter Hauträndern und oberflächlichen Faszien-schichten sorgt. Chirurgen können das Instrument individuell konfigurieren: scharfe Spitzen für festen Halt in fibrösem Gewebe oder stumpfe Varianten zum Schutz empfindlicher neurovaskulärer Strukturen. Der integrierte Präzisions-Rändelschraubenantrieb gewährleistet ein sanftes, mikroverstellbares Spreizen der Arme, das unter Gegenzug sicher arretiert bleibt, ohne versehentlich zu verrutschen.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Holzhimer Self-Retaining Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Kliniken für Plastische Chirurgie, Handchirurgie und Allgemeinchirurgie dauerhafte strukturelle Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest