



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Browne Deltoid Retractors (ブラウン・デルトイド・リトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines

Donald Cameron



Browne Deltoid Retractors (ブラウン・デルトイド・リトラクター)

SKU RM-BDR-1

\$109 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119

製品詳細

Browne Deltoid Retractorsは、肩関節の観血的再建術において、三角筋の広範囲かつ確実な牽引を目的として特別に設計された整形外科用鉤です。筋弁の下にスムーズにフィットする解剖学的曲線を描く広幅のブレードにより、カウンター・トラクションを均一に分散させ、三角筋線維や腋窩神経への局所的な圧迫を防ぎます。

強固な関節レバレッジに耐えるよう設計されたBrowne Deltoid Retractorsシリーズは、10 ¾" (\$109)、11 ½" (\$114)、12 ¼" (\$119)の3つの全長から選択可能です。ワーキングエンドは40 mm、45 mm、50 mm、57 mmの4つの標準ブレード径から構成でき、細身の患者から筋肉質な患者まで、正確な組織排除を可能にします。人間工学に基づいたハンドルは、助手に優れた力学的利点を提供し、リーミングやプレート固定器具の操作を妨げない位置で保持できるよう設計されています。

Retractor Makerは、医療グレードのプレミアム・サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施して製造しています。整形外科特有の強いトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える臨床的耐久性を備え、肩関節再建やスポーツ医学の専門チームを強力にサポートします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest