



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU RM-FFOFLR-1

\$99 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	4 ¼" (108 mm) Länge, 22 mm Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtkabeladapter	Anschluss an Standard-OP-Lichtkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor ist ein erstklassiges beleuchtetes ästhetisch-chirurgisches Instrument, das speziell für eine überlegene Anhebung des Gesichtslappens in Kombination mit direkter, schattenfreier optischer Ausleuchtung während der Rhytidektomie entwickelt wurde. Durch die Leitung von Kaltlicht in tiefe chirurgische Tunnel unter dem Hautlappen beleuchtet dieses Instrument subtile anatomische Ebenen und ermöglicht Chirurgen eine präzise Dissektion unter Schutz der Gesichtsnerväste und oberflächlichen Gefäße.

Dieses Modell des Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor wurde für die gezielte Deflektion von Gesichtslappen und die Freilegung von Kavitäten konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 4 ¼ Zoll (108 mm) gepaart mit einem 22 mm breiten Blatt auf. Die sanft gebogene Blattfläche verteilt den Zug gleichmäßig auf das kutane Gewebe, wodurch fokale Kompressionsschäden vermieden werden. Das integrierte Glasfaserbündel verfügt über einen Universalanschluss, der mit Standard-Lichtleitkabeln (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist und eine mühelose Anbindung an OP-Lichtquellen gewährleistet.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmissiven optischen Glasfasern mit einem blendfreien seidenmatten Finish, produziert Retractor Maker den Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor nach strengen klinischen Toleranzen. Dies liefert außergewöhnliche Langlebigkeit, optische Klarheit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren der kosmetischen und plastischen

Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest