



RETRACTOR MAKER

كٲب منتج

نظام Omni Retractor المبعد الجراحي

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



نظام Omni المبعد الجراحي

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	عمود الحقل المعقم بمشبك Omni Clamp	مشبك وعمود شديد التحمل لقضيب طاولة العمليات
1	إطار Wishbone قياسي	إطار هيكلي حلقي على شكل شوكة منقسمة
1	ذراع تمديد مفصلي	لمدى وصول ومرونة أكبر 19" (48.3 cm)
8	حوامل شفرات SnapClamp	مشابك إطار سريعة التوصيل ومنزلة
2	مبعدات Mayo دوارة	2 3/4" x 2" (7.0 x 5.1 cm)
1	مبعد Mayo دوار	3 1/2" x 2" (8.9 x 5.1 cm)
1	مبعد Fence دوار	شفرة عريضة لجدار العضلات 4" x 6" (15.2 x 10.2 cm)
1	مبعد Splanchnic دوار	شفرة للأحشاء العميقة 2" x 1 1/4" (5.1 x 11.4 cm)
1	مبعد Splanchnic دوار	شفرة للأحشاء العميقة 2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
2	مبعدات الوريد الكلوي الدوارة	شفرات أوعية دموية ضيقة 1" x 6" (2.5 x 15.2 cm)
1	مبعد Deaver دوار	شفرة منحنية 3/4" x 1 1/2" (7.0 x 11.4 cm)
1	مبعد مشقوق دوار قابل للتشكيل	شريط قابل للثني 2" x 1 1/2" (5.1 x 16.5 cm)
1	مبعد مشقوق دوار قابل للتشكيل	شريط قابل للثني 3" x 1 1/2" (7.6 x 16.5 cm)
1	مبعد (Harrington Sweetheart) دوار	شفرة على شكل قلب 2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	صندوق تخزين	حقيبة تخزين خشبية مع فتحات مبطنة مخصصة

وصف المنتج

تأيلمعلأ عانئأىوتسملا ةضفخنمو ةصصخم ةيأارج ةيؤر ريفوتل ممصم ،تبيئتلا ي تاذ روطتم ي أارج داعيل ماطن، وه Omni Retractor ماطن، ديدش ةيناديملا ةدمعلاأ تباث طيشمو ،فيكتلا ل باقو مسقنم Wishbone راطلإىلأ مممصم ي ف ماطنلا دمتعي .ةدقعملا ةحوتفملا ةيأارجلا ةددعتم ةقوثوم بحس ةوق رفو، امم ،ل يصولا ةعيرس SnapClamp تارفش ل ملود ةينامثو ،ةصوب 19 ساقم يلصم ديدمت عارذو ،لمحتلا الاتجاهات دون إشغال مساحة حيوية حول الحقل المعقم.

تم تصميم نظام Omni Retractor بدقة لعمليات الأوعية الدموية وزراعة الأعضاء والجراحة العامة والمسالك البولية وجراحات الحوض ديرولا تارفشو Splanchnic و Fence و Mayo تارفش لكذ ي ف امم ،ةصصخملا ةراودلا تارفشلا نم ةعساو ةومجم زيمتيو ،ةقيمعلأ الكلوي الصيقة و Deaver و Harrington (Sweetheart) والمبعدات المشقوقة القابلة للتشكيل. تم تصنيع كل مكون من فولاذ مقاوم متيو ،سالكعلا باضم ناتاس علاط عم يسيطانغملا ريغو ةأارجلا صصخملا (ي سيطانغم ريغ) ةزائملا ةجرلا نم AISI 304/316 أدصلا حفظ المجموعة الكاملة في صندوق تخزين خشبي مخصص للنقل الآمن والتخزين المنظم.

ةيأارجلا زكارملاو تايفشتسملا لىلأ قرشام ديروتو ،انيدلا ةصصخملا جاتنلإا فأسنم ي ف ماطنلا اذه عينصت Retractor Maker موقت .عنصملا نم رشابملا م عدلاو داوملا عبتلا ل ماكم عد عم ،ملاعلا عانئأ عيمج ي ف ةيحصلا ةياعرلا ي عزومو



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest