



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Charnley Initial Incision Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Charnley Initial Incision Retractor

SKU RM-CIIR-399-1

\$399 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Selbsthaltendes Loop-Zangenchassis	Glatter Perimeter-Rahmenring
1	Kurzes, nach außen gebogenes 4-zinkiges stumpfes Blatt	25 mm × 32 mm Arbeitsende
1	Langes, nach außen gebogenes 4-zinkiges stumpfes Blatt	25 mm × 38 mm Arbeitsende
1	Abnehmbarer Traktionshaken	Gebogener Anker zur Gewebefassung
1	Metall-Traktionsverbindungskette	Mechanisches Verbindungsstück
1	Schwerkraft-Gewichtsbaugruppe	Gewicht für konstante Zugkraft
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Charnley Initial Incision Retractor ist ein international anerkanntes, selbsthaltendes orthopädisch-chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die kontinuierliche, freihändige Freilegung von Weichteilen und Wundrändern bei der totalen Hüftendoprothetik (THA) entwickelt wurde. Dieses System wurde konzipiert, um die initiale Haut und dicke subkutane Fettschichten sauber auseinanderzuhalten. Es macht das manuelle Halten durch einen Assistenten bei lateralen und anterolateralen Hüftzugängen überflüssig und erhält einen offenen Sichtkorridor bis hin zur Fascia lata.

Dieser nach klinischen Rahmenspezifikationen gefertigte Charnley Initial Incision Retractor Komplettsatz (\$399) verfügt über ein artikuliertes, selbsthaltendes Loop-Zangenchassis mit einem glatten Perimeter-Ring. Das aus

hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Arbeitsende integriert auf einer Seite ein kurzes, nach außen gebogenes, 4-zinkiges stumpfes Blatt (25 mm × 32 mm), gepaart mit einem langen, nach außen gebogenen, 4-zinkigen stumpfen Blatt (25 mm × 38 mm) am gegenüberliegenden Arm. Das System umfasst einen abnehmbaren Traktionshaken, eine mechanische Metall-Verbindungskette und eine kalibrierte Schwerkraft-Gewichtsbaugruppe, die eine kontinuierliche Zugkraft nach unten ausübt, um die Spannung automatisch aufrechtzuerhalten.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Charnley Initial Incision Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Gelenkersatzzentren, Trauma-OPs und orthopädischen Kliniken weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest