



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Valve XS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastador Valve XS

SKU RM-VXRS-1

\$999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Sistema de Afastamento Valve XS para Abordagem Lateral	Configuração de Junta Dupla
1	Lâmina Avulsa com Fechamento Ball Snap	53 × 36 mm
1	Acessórios para Afastador de Costela Lateral (Maleável)	60 × 35 mm
1	Grampo de Conexão Valve XS Tipo B	Grampo estrutural
1	Haste de Afastamento	9" (230 mm)
1	Afastador para MICS CABG	Componente dedicado
1	Instrumento aplicador para Lâmina de Afastador de Elevador de Átrio	Ferramenta de aplicação dedicada
1	Lâmina Avulsa	30 × 35 mm
1	Lâmina Avulsa	40 × 35 mm
1	Lâmina Avulsa	50 × 35 mm
1	Lâmina Avulsa	60 × 35 mm
1	Lâmina Avulsa	70 × 35 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Caixa de Esterilização	Contêiner de armazenamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Valve XS é uma plataforma avançada de afastamento torácico e cardíaco desenvolvida especificamente para procedimentos valvares minimamente invasivos realizados através de uma pequena minitoracotomia lateral. Ao utilizar um quadro afastador articulado de junta dupla, este sistema cria um corredor operatório expansivo, minimizando o afastamento intercostal das costelas e prevenindo fraturas costais.

Projetado para intervenções valvares e coronárias de precisão, o Sistema de Afastador Valve XS inclui um quadro afastador de abordagem lateral de junta dupla, um grampo de conexão Tipo B, uma haste de retração de 9-inch (230 mm), um afastador MICS CABG dedicado e um instrumento especializado para aplicação de elevador de átrio. O conjunto de lâminas apresenta uma lâmina ball-snap de 53 x 36 mm, um acessório costal lateral maleável (60 x 35 mm) e cinco lâminas progressivas variando de 30 x 35 mm a 70 x 35 mm para se adaptar às profundidades torácicas específicas do paciente.

Fabricado inteiramente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado fino, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Valve XS não estéril e totalmente autoclavável dentro de um contêiner de esterilização de alumínio reforçado personalizado, garantindo rápida rotatividade de bandejas e durabilidade a longo prazo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)