



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hoyos Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Retractor System

SKU RM-HRS-1

\$1,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hoyos Distal Retractor Short	Kurze distale Retraktionsvalve für den Zugang nahe der Inzision
1	Hoyos Distal Retractor Long	Lange distale Retraktionsvalve für eine tiefere Gewebereichweite
1	Hoyos Proximal Retractor Long	Lange proximale Retraktionsvalve zur Elevation der proximalen Begrenzung
1	Remora Retractor	Spezialisierte Traktionsvalve zur Minimierung des Verrutschens
1	Interlocking Support Rod	Verbindet die Retraktorarme mit dem Hauptrahmen
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	Verankert die vertikale Säule an der OP-Tischschiene
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	Erweitert den Rahmen horizontal über das Operationsfeld
1	Hoyos Vertical Post	Vertikale Hauptsäule zur Unterstützung des Montagerahmens

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Hoyos Retractor System ist eine erstklassige, tischmontierte Retraktorplattform, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen an die Weichteileexposition in der modernen ästhetischen und rekonstruktiven plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch die starre Montage an der Seitenschiene des Operationstisches

eliminiert dieses System die Ermüdung durch manuelle Retraktion und ermöglicht es chirurgischen Teams, eine kontinuierliche, symmetrische Gewebelappenelevation bei umfangreichen Bauch- und Körperkonturierungsoperationen aufrechtzuerhalten.

Das speziell für moderne ästhetische Eingriffe konzipierte Hoyos Retractor System besteht aus einem 8-teiligen modularen Rahmen, der eine Tischklemme, eine vertikale Stativsäule, eine horizontale Verlängerungsstange und eine ineinandergreifende Haltestange umfasst. Das Retraktorensortiment beinhaltet einen kurzen distalen Retraktor, einen langen distalen Retraktor, einen langen proximalen Retraktor sowie die spezialisierte rutschfeste Remora-Retraktorvalve, die für einen sicheren Halt auf subkutanem Fettgewebe und Faszienebenen ohne Gewebenekrose entwickelt wurde.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochfesten Metalllegierungen mit einem blendfreien Satin-Finish, liefert Retractor Maker das komplette Hoyos Retractor System unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten Aluminium-Sterilisationscontainer, was einen schnellen Instrumentenumlauf und maximale prozedurale Präzision gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest