



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur malléable pédiatrique (Ribbon)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur malléable pédiatrique (Ribbon)

SKU RM-PRR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur malléable pédiatrique est un instrument chirurgical indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement tissulaire sûr et atraumatique ainsi qu'une protection viscérale dans les champs opératoires néonataux et pédiatriques. Doté d'une lame en ruban plat hautement ductile, cet instrument permet aux chirurgiens pédiatriques de façonner et de courber la spatule en peropérateur pour épouser les courbes anatomiques uniques des nourrissons, évitant ainsi les traumatismes par pression localisée sur les viscères fragiles.

Proposant une matrice de sélection adaptative combinant longueurs personnalisées et largeurs de lame, cette série d'écarteurs pédiatriques Retractor Maker est disponible en trois longueurs totales : 17.5 cm (\$44), 20.0 cm (\$49) et 22.0 cm (\$54). Fabriqués à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir parmi trois largeurs de travail : 8 mm pour les couloirs étroits, 10 mm pour les procédures pédiatriques standards et 12 mm pour un maintien plus large de la paroi abdominale. Les bords polis évitent les déchirures séreuses, tandis que le corps malléable conserve sa forme sous la contre-traction des tissus sans effet de ressort.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur malléable pédiatrique pour résister aux pliages peropératoires répétitifs et aux cycles de stérilisation hospitaliers, offrant aux centres de chirurgie pédiatrique du monde entier une ductilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une

durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest