



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lahey Thyroid Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lahey Thyroid Retractor

SKU RM-LTR-203-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Lahey Thyroid Retractor	寸法/詳細: 全長 20.3 cm (8")、25 mm リップ付き直角ブレード・同梱数: 1	\$49
保護スリーブ / 外箱	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・同梱数: 1	\$49

製品詳細

Lahey Thyroid Retractorは、甲状腺および副甲状腺手術において、軟部組織の非侵襲的な変位と前頸筋群の牽引を安全に行うために特別に設計された、内分泌外科および一般外科用の定番レトラクターです。延長された直角ブレードを備えたこの器具により、手術チームは胸鎖乳突筋と前頸筋群を甲状腺から外側へ変位させ、反回神経を保護しながらクリアな術野を確保することが可能になります。

繊細な頸部郭清術中に安定した機械的レバレッジを確保できるよう構築されたこのLahey Thyroid Retractorは、全長20.3 cm (8 inches)の仕様となっています。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作され、ワーキングエンドには長さ25 mmの直角ブレードプロファイルと、組織の滑り出しを防止する一体型の末端リップリングが組み込まれています。このリップリングにより牽引された組織がブレード端からずれるのを防ぎ、人間工学に基づいたフラットハンドルは、数時間に及ぶ手術を通じて助手の手指の疲労を軽減し、安定した徒手牽引を提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のLahey Thyroid Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の内分泌外科、耳鼻咽喉科、および一般外科の手術室に、卓越した耐食性、構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest