



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

下顎枝内側レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



下顎枝内側レトラクター

SKU RM-MRR-195-1

\$99 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	左用モデル	全長: 19.5 cm ・ 主な臨床的役割: 左側下顎枝矢状分割術における内側軟組織の保護 ・ 価格 (USD): \$99.00
1	右用モデル	全長: 19.5 cm ・ 主な臨床的役割: 右側下顎枝矢状分割術における内側軟組織の保護 ・ 価格 (USD): \$99.00
1	保護スリーブ / ボックス	全長: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 含む

製品詳細

本下顎枝内側レトラクターは、下顎枝矢状分割術（SSRO）において下顎枝上行枝の内側面に沿って、安全かつ非外傷的に軟組織を変位させるために設計された不可欠な顎矯正外科用器具です。内側皮質骨と内側翼突筋の間に穏やかに滑り込ませる設計により、水平骨切り術中にリンギュラ（下顎小舌）上方の下歯槽神経血管束を保護します。

両側の術式に対応するため、この下顎枝内側レトラクターモデルは全長19.5 cm (\$99) で設計されています。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、構成メニューから左用モデルと右用モデルの解剖学的バリエーションを選択可能です。解剖学的な曲線を持つブレード先端は下顎枝の後縁および内側縁にぴったりとフィットし、滑脱を防ぎながら、助手の手が術者の視界を妨げない位置に保持されるよう設計されています。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製の下顎枝内側レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え得るよう製造されており、世界中の口腔外科、顎顔面外科、顔面再建外科の医師に、卓越した耐久性、耐食性、そして完全なオートクレーブの信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest