



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Helms

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Helms

SKU RM-HLR-11-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Helms	Longitud total de 11 cm, 2 valvas romas suaves, cierre de tornillo	\$109
Funda / Caja protectora	Embalaje individual para transporte	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Helms es un instrumento autorretentivo microquirúrgico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una separación segura y no traumática de tejidos blandos en corredores quirúrgicos estrechos. Diseñado para ofrecer alta precisión en campos limitados, este separador permite a los cirujanos mantener una visualización operativa clara durante procedimientos delicados de oído, cuero cabelludo y faciales sin obstruir el paso de microinstrumentos adyacentes.

Fabricado con un perfil de configuración que optimiza el espacio, este modelo de Separador Helms cuenta con una longitud total de 11 cm (\$109) adaptada para el máximo control quirúrgico dentro de zonas de operación cerradas. Su extremo de trabajo incorpora 2 valvas romas y atraumáticas diseñadas para un agarre suave pero firme del tejido, evitando la necrosis por presión focal en márgenes cutáneos frágiles y cartílago. El mecanismo de bloqueo por tornillo de perfil bajo garantiza ajustes de tensión micro-incrementales que se mantienen seguros durante microdisecciones prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Helms para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de otorrinolaringología, neurocirugía y cirugía plástica de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y total durabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest