



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для слизисто-надкостничного лоскута

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор для слизисто-надко стничного лоскута

SKU RM-MPR-ORAL-1

\$54 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор для слизисто-надкостничного лоскута	Ручной интраоральный ретрактор, изогнутое атравматичное лезвие, плоская ручка	\$54
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$54

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор для слизисто-надкостничного лоскута является незаменимым инструментом в стоматологической и челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасной и атравматичной элевации и ретракции мукопериоста от подлежащих альвеолярных и лицевых костей. Благодаря анатомическому контуру лезвия, ретрактор позволяет хирургам надежно изолировать нежные ткани десны и сосудисто-нервные пучки от воздействия вращающихся боров, сверл и остеотомов.

Созданная для оптимального тактильного контроля в узких интраоральных каналах, данная конфигурация (\$54) ретрактора оснащена эргономичным стержнем, который удерживает руки ассистента вне линии операционного обзора. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, что гарантирует пожизненную устойчивость к коррозии. Его рабочая часть имеет плавно скругленные края, которые плотно прилегают к кортикальной пластинке кости, не разрывая фиброзную надкостницу. Сбалансированная плоская рукоятка обеспечивает рычажное усилие без утомления рук в течение длительных процедур.

Retractor Maker производит данный ретрактор с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать повторяющиеся циклы стерилизации, обеспечивая стоматологические клиники

и центры челюстно-лицевой хирургии по всему миру инструментом исключительной жесткости и долговечности.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest